

Cirrus G5



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison
N° client		correspond à l'adresse de facturation N° client
Nom		Nom
Rue		Rue
NPA/Lieu		NPA/Lieu
E-mail		E-mail
Tél.		Tél.
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur
Commande	Devis	Charge utile max. : 135 kg
Commission		Poids de l'utilisateur :
N° art. : 35001000		
Position tarifaire : 50.102.004		
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis		

Prix de base **CHF 4'520**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Prière de tenir compte des mesures

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas.

La largeur du siège (LS)

- a) Pour l'utilisateur : laissez la place pour une main tenue à la verticale entre le bassin et les protège-vêtements (env. 10 - 20 mm en tout).
- b) Sur le fauteuil : les mesures sont prises d'un bord extérieur du châssis à l'autre.

La profondeur du siège (PS)

- a) Pour l'utilisateur : en position assise à 90°, depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2 - 3 largeurs de doigts (env. 30 - 60 mm). Attention aux toiles adaptables.
- b) Sur le fauteuil : du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.

Hauteur d'assise avant

- a) Pour l'utilisateur : en position assise à 90° : du sol au creux du genou.
- b) Sur le fauteuil : du sol au tube d'assise avant (30 mm min. de plus que la mesure utilisateur). Ne pas oublier de compter l'épaisseur du coussin.

Hauteur d'assise arrière

Sur le fauteuil : du sol au tube d'assise arrière (au dossier). Remarque: la différence entre les hauteurs avant et arrière ne doit pas dépasser 110 mm.

La hauteur du dossier (HD)

- a) Pour l'utilisateur : de la surface de l'assise jusqu'à une largeur de pouce (10 - 20 mm) sous l'omoplate.
- b) Sur le fauteuil : du tube d'assise arrière à l'extrémité supérieure de la toile de dossier.

Attention : la hauteur du dossier dépend du degré de gravité du handicap.

Angle du dossier

Sur le fauteuil : 0° représente l'angle de 90° mesuré sur le siège. Les angles négatifs sont < 90° et les angles positifs sont > 90°.

Centre de gravité

Sur le fauteuil : faire tomber le fil à plomb du tube d'assise arrière (au dossier) et mesurer la distance jusqu'au milieu de l'axe.

Données techniques

Hauteur maximale :	1100 mm
Longueur maximale :	1150 mm
Poids :	à partir de 48 kg
Largeur maximale :	LS +240 mm

Le produit a passé les crash-tests des normes **ISO 7176-19 et ISO 16840-4** et en combinaison avec l'option « Anneaux de fixation pour le transport en auto », il est approprié pour être utilisé comme siège dans un véhicule pour le transport de fauteuils roulants. Toutes les modifications de la configuration peuvent influencer la hauteur d'assise. Tolérance dimensionnelle départ d'usine ± 10 mm.

Largeur d'assise CHF

	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51	SW54	
mm	390	420	450	480	510	540	

Profondeur d'assise

	SD44	SD47	SD50			
mm	440 (390-490)	470 (420-520)	500 (450-550)			

Hauteur d'assise avant (1)

	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16" (2)			-	-	-	-	-
6" / 16" (2)	-	-				-	-
8" / 16" (2)	-	-	-			-	-
5" / 20"			-	-	-	-	-
6" / 20"	-	-					-
8" / 20"	-	-	-				
5" / 22"	-		-	-	-	-	-
6" / 22"	-	-					-
8" / 22"	-	-	-				
5" / 24"	-	-	-	-	-	-	-
6" / 24"	-	-					-
8" / 24"	-	-	-				

Siège (1) Position tarifaire CHF

CIR020086	Siège, angle d'assise, inclinaison d'assise 0° - 33°	50.507.000	n/c
	CIR020088 Mécanisme de verrouillage, bascule d'assise		149
CIR020089	Siège, fixe, profondeur d'assise +/- 50 mm	50.507.000	n/c
	CIR020091 Plaque d'assise, sans renforcement pour le bassin (3)		n/c
CIR020090	Siège, coulissant, profondeur d'assise +/- 50 mm (4)	50.507.000	n/c
	CIR020092 Plaque d'assise, avec renforcement pour le bassin		n/c

Coussin anti-escarres Position tarifaire CHF

CIR020093	Coussin, housse, Trevira		n/c
CIR020094	Coussin, nylon, revêtement PU		n/c
CIR020110	Sans coussin		n/c

JAY coussin anti-escarres CHF

JAY020006	JAY Easy Visco à base plate (5)		420
JAY020015	JAY Balance Fluid, housse microclimatique, avec set de positionnement, jusqu'à 500 mm de largeur d'assise 500 mm (6)		955
JAY020020	JAY J2 Deep Contour (galbe profond), seulement pour 390, 450 et 510 mm de largeur d'assise (7)		975

(1) Avec l'option CIR020090 siège, coulissant, profondeur d'assise +/- 50 mm, la hauteur d'assise augmente de 25mm

(2) Seulement en combinaison avec CIR070008 roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés

(3) Non disponible avec CIR020090 siège, coulissant, profondeur d'assise +/- 50 mm

(4) Non disponible avec CIR020089 siège, fixe, profondeur d'assise +/- 50 mm

(5) Protection cutanée modérée

(6) Protection cutanée supérieure

(7) Protection cutanée très haut

Accessoires d'assise			Position tarifaire	CHF
CIR020070	Housse pour coussin résistant à l'incontinence (1)		70.145.000	103
CIR090202	Cale d'abduction, petite, 70 x 60 x 100 mm		70.134.000	149
CIR090302	Cale d'abduction, grande, 90 x 90 x 100 mm		70.134.000	160
Sangle abdominale				
CIR090135	Sangle abdominale à fermeture encliquetée		70.112.000	59
CIR090156	Capitonnage de sangle abdominale, petit		70.112.000	21
CIR090136	Capitonnage de sangle abdominale, grand		70.112.000	26
Sangles JAY				
JAY090071	Sangle de bassin 2-points 40 mm avec bouton - utilisation facile capitonnage 190 mm		70.112.000	101
JAY090072	Sangle de bassin 2-points 40 mm avec bouton- utilisation facile capitonnage 240 mm		70.112.000	101
JAY090077	Sangle de bassin 4-points, boucle avec bouton, capitonnage 140 x 40 mm		70.112.000	152
JAY090078	Sangle de bassin 4-points, boucle avec bouton, capitonnage 165 x 40 mm		70.112.000	152
JAY090102	Sangle de bassin V-Contour, boucle latérale, capitonnage, moyenne		70.112.000	152
JAY090103	Sangle de bassin V-Contour, boucle latérale, capitonnage, grande		70.112.000	152
Dossier			Position tarifaire	CHF
Dossier				
CIR030123	Dossier réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique			n/c
	BH55	Hauteur du dossier 550 mm		n/c
	BH65	Hauteur du dossier 650 mm		n/c
CIR030134	Dossier réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique, pour JAY et dossier fixe			n/c
CIR030124	Mécanisme de verrouillage, réglage de l'angle du dossier			149
Poignées				
CIR030126	Poignées		50.510.000	n/c
CIR030070	Poignées réglable en angle (2)		50.510.000	410
CIR030204	Poignées réglables en hauteur		50.510.000	n/c
Coussin dossier				
CIR030127	Coussin de dossier, trévira		50.507.000	132
CIR030128	Coussin de dossier, nylon, revêtement PU		50.507.000	n/c
CIR030209	Sans coussin de dossier			n/c
Appui-tête			Position tarifaire	CHF
CIR030064	Appui-tête standard, petit, 139 x 210 x 40			Std
	CIR030137	Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
	CIR030138	Housse d'appui-tête, capitonnée		n/c
CIR030066	Appui-tête avec guidage latéral, petite, 140 x 230 x 70			91
	CIR030137	Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
	CIR030138	Housse d'appui-tête, capitonnée		n/c
CIR030135	Appui-tête et nuque, confort, adaptable, trévira			149
	CIR030137	Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
CIR030136	Appui-tête et nuque, confort, adaptable, revêtement PU			129
	CIR030137	Fixation, réglage horizontal et vertical		n/c
Capitonnage d'appui-tête Whitmyer (3)				
WHT030406	Coussin Whitmyer adjust-a-plush, grand, (l x h) 460 x 127 mm		70.122.000	431
WHT030412	Coussin Whitmyer, sous-occipital, medium, (l x h) 250 x 158 mm		70.122.000	221
WHT030413	Coussin Whitmyer, sous-occipital, L (l x h) 330 x 190 mm		70.122.000	221
WHT030414	Whitmyer, fixation d'appui-tête Cirrus G5, réglage horizontal et vertical			98

(1) Seulement pour Coussin, nylon, revêtement PU CIR020094

(2) Non disponible avec le dossier CIR030134, réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique

(3) Toujours commander le capitonnage d'appui-tête avec la fixation WHT030414

JAY – dossier, kit de fixation incl. et accessoires							Position tarifaire 70.131.000	CHF
Dossier J3, galbe peu profond (SC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)			JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1155	
Thoracique supérieur (UT)	JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1155	
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1155	
Dossier J3, galbe moyen (MC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1255	
Thoracique supérieur (UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1255	
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1255	
Dossier J3, galbe profond central (MDC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)	JAY030040	300 mm	JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1380	
Thoracique supérieur (UT)	JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1380	
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1380	
Dossier J3, galbe extra profond central (XMDC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)					JAY030049	380 mm	1380	
Thoracique supérieur (UT)			JAY030050	460 mm			1380	
Dossier J3, galbe profond (DC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique supérieur (UT)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1380	
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1380	

WHITMYER appui-tête – pour dossier JAY J3			Position tarifaire	CHF
WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable (avec coussin)		70.121.000	783
WHT030416	Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse (avec coussin)		70.121.000	458

JAY J3 pelotes latérales			Position tarifaire	CHF
JAY090024	JAY J3 pelote latérale, 152 x 127 mm, droite		70.135.000	232
JAY090015	JAY J3 pelote latérale, 152 x 127 mm, gauche		70.135.000	232
JAY090025	JAY J3 pelote latérale, 152 x 152 mm, droite		70.135.000	232
JAY090016	JAY J3 pelote latérale, 152 x 152 mm, gauche		70.135.000	232

JAY J3 pelotes latérales support			Position tarifaire	CHF
JAY090028	JAY J3 pelote latérale escamotable, droite		70.135.000	n/c
JAY090019	JAY J3 pelote latérale escamotable, gauche		70.135.000	n/c

Accessoires dossier			Position tarifaire	CHF
CIR030139	Set de cales de positionnement			31
CIR030143	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur et profondeur, droite			152
CIR030142	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur et profondeur, gauche			152
CIR030144	Housse de pelote latérale, rembourrée			80
JAY090087	Sangle de thorax Classic - Dynamique M		70.111.000	229
JAY090088	Sangle de thorax Classic - Dynamique L		70.111.000	229
JAY090104	Sangle de thorax Contour - Dynamique M		70.111.000	229
JAY090105	Sangle de thorax Contour - Dynamique L		70.111.000	229

Réglage électrique d'inclinaison d'assise et d'angle de dossier			Position tarifaire	CHF
CIR020071	Inclinaison d'assise électrique		70.351.000	1028
CIR030145	Réglage de l'angle du dossier, électrique		70.352.000	1028
CIR020072	Verrouillage du réglage électrique			149

Accoudoir		Position tarifaire	CHF
CIR040042	Partie latérale avec support central, capitonnage (400 mm), réglables en hauteur, amovible	50.508.000	Std
	CIR040031 Coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, droite		225
	CIR040032 Coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, gauche		225
	CIR020095 Élargissement de l'assise, 30 mm		46
CIR040043	Partie latérale avec support central, capitonnage (400 mm), réglables en hauteur, associé au dossier, relevable, amovible (1)	50.508.000	n/c
	CIR040031 Coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, droite		225
	CIR040032 Coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, gauche		225
CIR040000	Sans partie latérale		n/c

Accessoires

CIR040044	Housse d'accoudoir, rembourrée		133
CIR040045	Housse de protège-vêtements, rembourrée à moitié (2)		205
CIR040046	Housse de protège-vêtements, complètement rembourrée (2)		205

Table de thérapie

CIR090131	Table de thérapie, transparente, escamotable, largeur réglable, 390 - 540 mm	70.161.000	286
	CIR090125 Rembourrage partiel pour table de thérapie (3)		76
CIR090139	Demi-table, escamotable, à droite (4)	70.161.000	244
CIR090140	Demi-table, escamotable, à gauche (5)	70.161.000	244

Support pour repose-pieds et palette monobloc

Position tarifaire CHF

Support pour repose-pieds, pivotant (70°/80°/90°)

CIR050117	Support pour repose-pieds, aluminium, réglable en angle 70°/80°/90°, pivotant, droite	50.505.000	n/c
CIR050118	Support pour repose-pieds, aluminium, réglable en angle 70°/80°/90°, pivotant, gauche	50.505.000	n/c

Support pour repose-pieds, pivotable vers le haut (0° - 90°)

CIR050010	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite	50.505.000	n/c
CIR050009	Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, gauche	50.505.000	n/c

Repose-moignon

CIR050013	Repose-moignon, capitonné, droit	70.154.000	155
CIR050014	Repose-moignon, capitonné, gauche	70.154.000	155

Repose-jambe plâtrée

CIR050094	Repose-jambe plâtrée, droit		155
CIR050093	Repose-jambe plâtrée, gauche		155

Sans support ni repose-pieds

CIR050000	Sans support ni repose-pieds		n/c
-----------	------------------------------	--	-----

Palettes

CIR050119	Palette, séparée, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire	50.505.000	n/c
CIR050120	Palette, séparée, plastique, réglable en angle et en profondeur, relevable (sur le coté), noire	50.505.000	98
CIR050121	Palette monobloc, aluminium, réglable en angle, noire (6)	50.505.000	98

Caisse repose-pieds (3)

CIR050122	Caisse repose-pieds, rembourrée, revêtement PU	50.505.000	386
-----------	--	------------	-----

Accessoires

CIR050144	Kit clinique pour régler la longueur de jambes, sans outils		n/c
CIR050123	Coussin de mollet, continu (6)		164
CIR050124	Coussin de genou, revêtement PU (6)		164
CIR050134	Coussin universel, revêtement PU (7)		n/c
CIR050133	Prolongement de palette, aluminium, noir (8)		164

(1) Non disponible avec le dossier CIR030134, réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique

(2) Uniquement avec partie latérale avec support central, capitonnage, réglable en hauteur, associé au dossier, relevable, amovible

(3) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, droite/gauche CIR040031/32

(4) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, droite CIR040031

(5) Non disponible avec coque pour support du bras, pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, gauche CIR040032

(6) Exclusivement pour support de repose-pieds CIR050009 & CIR050010, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite/gauche

(7) Livré avec support de repose-pieds CIR050009 & CIR050010, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite/gauche

Pour repose-moignon droit/gauche CIR050013/CIR050014 & coussin de mollet CIR050123

(8) Exclusivement pour palette séparée CIR050119, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire

Centre de gravité (COG)

COG040	Centre de gravité -40 mm	COG00	Centre de gravité 0 mm	COG40	Centre de gravité 40 mm
--------	--------------------------	-------	------------------------	-------	-------------------------

Accessoires du cadre

Position tarifaire CHF

Levier de bascule

CIR090003	Levier de bascule, paire	50.506.000	n/c
-----------	--------------------------	------------	-----

Roulette anti-basculer, escamotable

CIR090006	Roulette anti-basculer, escamotable, paire	50.502.000	n/c
CIR090060	Porte-canne, droit	50.501.000	81
CIR090039	Porte-canne, gauche	50.501.000	81

Roues directrices

Position tarifaire CHF

CIR080301	Roues directrices, bandage plein (dur), jante plastique, noire	50.511.000	n/c
CIR080305	Roues directrices, pneumatiques, jante plastique, noire (1)	50.511.000	n/c

Roues motrices

Position tarifaire CHF

CIR070073	Roue motrice, 36 rayons (argent), croisés (2)		n/c
CIR070008	Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés (3) (4)	50.503.000	236

Pneus

Position tarifaire CHF

CIR070076	Pneu, 1" air, profil grossier (5)	50.511.000	n/c
CIR070077	Pneu, 1 3/8", air, profil grossier (6)	50.511.000	n/c
CIR070074	Pneu, 1", increvable, profil grossier (5) (7)	50.511.000	n/c
CIR070075	Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier (8)	50.511.000	n/c

Mains courantes

Position tarifaire CHF

CIR070202	Main courante, aluminium, anodisé, argent (6)		n/c
CIR070204	Main courante, inox, argent (6)		n/c
CIR070207	Main courante, Supergrip® (6)	70.171.000	299
CIR070208	Main courante, Maxgripp® (6) (9)	70.171.000	361
CIR070251	Protection pour main courante, silicone (6) (10)	70.170.000	84

Protège rayons (uniquement avec roue motrice 20", 22" & 24" roue motrice)

Position tarifaire CHF

CIR070831	Protège rayons, transparent	50.509.000	204
-----------	-----------------------------	------------	-----

Freins

Position tarifaire CHF

CIR060009	Frein, levier, long		n/c
-----------	---------------------	--	-----

Frein à une main

CIR060021	Frein, à une main, à droite		307
CIR060022	Frein, à une main, à gauche		307

Accessoires

Position tarifaire CHF

CIR090000	Tousse à outils		n/c
CIR090030	Sac à dos	70.362.000	71
CIR090083	Porte-perfusion avec pince multifonction		173
CIR090107	Support pour flacon, oxygène		98
CIR090148	Support universel pour appui-tête		23

Couleurs

CHF

CIR100134	Anthracite mat		n/c
-----------	----------------	--	-----

(1) Exclusivement avec fourche de roue directrice 6" & 8"

(2) Exclusivement pour roue motrice 20", 22" et 24"

(3) 16" roue motrice en plastique

(4) Exclusivement avec CIR070075 Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier

(5) Incompatible avec frein à tambour, 16"

(6) Incompatible avec roue motrice 16"

(7) Incompatible avec CIR070008 Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés

(8) Exclusivement avec CIR070008 Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés

(9) Incompatible avec roue motrice 20"

(10) Incompatible avec main courante CIR070207, Supergrip® et main courante CIR070208, Maxgripp®

Cirrus G5		CHF
Prix de base		4'520
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		90
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date	Signature
------	-----------

Jour Mois Année




Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Plaque d'assise



// CIR020092



// CIR020091

Accessoires d'assise



// CIR090135/CIR090136/
CIR090156



// JAY090071



// CIR090302



// JAY090077



// JAY090102

Dossier



// CIR030127



// CIR030126



// CIR030070



// CIR030204

Appui-tête



// CIR030064



// CIR030066



// CIR030135



// WHT030412



// WHT030406



// WHT030414

JAY J3 dossier



// Galbe peu profond (SC)



// Galbe moyen (MC)



// Galbe profond (DC)



// Galbe profond central (MDC)

Accessoires dossier



// CIR030143



// JAY090087



// JAY090104

Accoudoir et accessoires



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040045



// CIR040046



// CIR040042



// CIR040031

Support pour repose-pieds et palette monobloc



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR050122



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

Accessoires du cadre



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

Roues motrices et roues directrices



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

Freins



// CIR060009



// CIR060021

Accessoires



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107