

GEMINO 30/30 M WALKER



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison
		correspond à l'adresse de facturation
N° client:		N° client:
Nom:		Nom:
Rue:		Rue:
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:
E-mail:		E-mail:
Tél.:		Tél.:
Informations relatives à la commande		
Commande	Devis	Commission:
Dernière mise à jour : 01.01.2023, prix valables jusqu'à nouvel avis		

Prix de base **CHF 825**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions



	Gemino 30 Walker	Gemino 30 M Walker
A Hauteur totale	980 - 1150 mm	840 - 1000 mm
B Longueur totale	650 mm	650 mm
C Largeur totale	610 mm	610 mm
D Largeur entre les poignées	255 mm	255 mm
E Hauteur d'assise	620 mm	550 mm
Hauteur replié	970 mm	890 mm
Longueur replié	650 mm	650 mm
Largeur replié	355 mm	355 mm
Rayon de braquage	840 mm	840 mm
F Diamètre roues	200 x 36 mm	200 x 36 mm
Poids total sans sac à rabat	10,6 kg	10,4 kg
Poids total avec SpeedControl	12 kg	11,8 kg
G Poids sac à rabat, standard	0,3 kg	0,3 kg
Poids max. utilisateur	150 kg	130 kg
Poids max. avec SpeedControl	100 kg	100 kg
Poids max. dans le sac à rabat	5 kg	5 kg
Taille recommandée	1500 - 2000 mm	1350 - 1700 mm

Dimensions et couleurs		CHF	Quantité
Gemino 30 Walker			
7100020	Gemino 30 Walker, Silver grey	825	
	Gemino 30 Walker, ave SpeedControl	Supplément 549	
Gemino 30 M Walker			
7100220	Gemino 30 M Walker, Silver grey	825	
	Gemino 30 M Walker, avec SpeedControl	Supplément 549	
Accessoires (sans montage)		CHF	Quantité
Sacs à rabat			
9012315	Sac, avec clips de fixation, Alcantara/noir	128	
9012314	Sac, avec clips de fixation, noir	118	
9012316	Sac, avec clips de fixation, graphite/noir	118	
9012317	Sac, avec clips de fixation, vert menthe/noir	118	
9012318	Sac, avec clips de fixation, rouge/noir	118	
9012319	Sac, avec clips de fixation, bleu/noir	118	
9012320	Sac, avec clips de fixation, vert/noir	118	
9012321	Sac, avec clips de fixation, rose/noir	118	
Autres accessoires			
7109011	Porte-béquille	33	
7109140	Tablette	50	
7109060	Parapluie, noir	109	
7109050	Panier porte-bouteille oxygène	98	
7109090	Support de fixation universel	21	
7109095	Eclairage	65	
7109100	Porte-perfusion	109	
9011988	Barre de stabilisation	63	
9009329	Équipé de SpeedControl (poids utilisateur max. 100 kg) (1)	661	
7109080	Frein ralentisseur (2)	92	
9012063	Freinage à une main (utilisable à gauche/à droite) (3)	79	
9011971	Freinage inversé (4)	98	

(1) Incompatible avec frein ralentisseur

(2) Incompatible avec SpeedControl

(3) Incompatible avec freinage inversé

(4) Incompatible avec freinage à une main

Frais d'expédition		CHF	Totale
	Par déambulateur	20	
	Palette de 5 pièce	80	
	Palette de 10 pièce		gratuit

Gemino 30 / 30 M Walker		CHF
Prix de base		
Total des suppléments		
Emballage et participation aux frais d'expédition		
Prix hors TVA		
TVA 7.7%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
 CH-3110 Münsingen
 Fon +41 (0)31 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

GEMINO ACCESSOIRES

Sac avec poignée, bandoulière et clips de fixation



// 9012315
Sac, avec clips de fixation,
Alcantara/noir



// 9012314
Sac, avec clips de fixation,
noir/noir



// 9012316
Sac, avec clips de fixation,
graphite/noir



// 9012317
Sac, avec clips de fixation,
vert menthe/noir



// 9012318
Sac, avec clips de fixation,
rouge/noir



// 9012319
Sac, avec clips de fixation,
bleu/noir



// 9012320
Sac, avec clips de fixation,
vert/noir



// 9012321
Sac, avec clips de fixation,
rose/noir

Autres accessoires



// 7109011
Porte-béquille



// 7109140
Tablette



// 7109060
Parapluie, noir



// 7109050
Panier porte-bouteille oxygène



// 7109090
Support de fixation universel



// 7109095
Eclairage



// 7109100
Porte-perfusion



// 9011988
Barre de stabilisation



// 9009329
Speedcontrol



// 7109080
Frein ralentisseur



// 9012063
Freinage à une main
(utilisable des deux côtés)



// 9011971
Freinage inversé

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17 | 3110 Münsingen | Fon +41 (0) 31 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch | www.SunriseMedical.ch