



BON DE COMMANDE 01/24
QUICKIE M6

CE Charge tolérée
jusqu'à 295 kg

Adresse de facturation:

Société: _____
 Commission: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 Date: _____
 Signature: _____

Adresse de livraison

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____

Prrière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Prix de base CHF 4640

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Position tarifaire :

90.403.000 (poids à partir de 180 kg)

Lors de commande de pièces détachées, prière de donner le numéro d'article, pas de numéro de code

Mesures arrondies ± 10 mm, toutes les mesures en mm

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirées sur ce bon de commande

Sous réserve de modifications technique et de fautes d'impression

Quickie M6	CHF excl.
<input type="checkbox"/> Quickie M6	4640
Châssis	
Coloris du châssis	
<input type="checkbox"/> 115C140 Aztec Gold	n/c
<input type="checkbox"/> 115C2 Black	n/c
<input type="checkbox"/> 115C141 Black Cherry	n/c
<input type="checkbox"/> 115C10 Black Opal	n/c
<input type="checkbox"/> 115C38 Blue Opal	n/c
<input type="checkbox"/> 115C36 Candy Blue	n/c
<input type="checkbox"/> 115C14 Candy Purple	n/c
<input type="checkbox"/> 115C35 Candy Red	n/c
<input type="checkbox"/> 115C142 Electric Blue	n/c
<input type="checkbox"/> 115C143 Evergreen	n/c
<input type="checkbox"/> 115C126 Glow	n/c
<input type="checkbox"/> 115C144 Green Apple	n/c
<input type="checkbox"/> 115C147 Hot Sparkle Pink	n/c
<input type="checkbox"/> 115C116 Matte Black	n/c
<input type="checkbox"/> 115C151 Matte Black Cherry	n/c
<input type="checkbox"/> 115C150 Matte Electric Blue	n/c
<input type="checkbox"/> 115C149 Matte Evergreen	n/c
<input type="checkbox"/> 115C152 Matte Purple	n/c
<input type="checkbox"/> 115C148 Mauve Pink	n/c
<input type="checkbox"/> 115C103 Rootbeer	n/c
<input type="checkbox"/> 115C114 Sparkle Silver	n/c
<input type="checkbox"/> 115C145 Sunrise Orange	n/c
<input type="checkbox"/> 115C113 Titanium Color Paint	n/c
<input type="checkbox"/> 115C8 Yellow	n/c
<input type="checkbox"/> 115C108 Zebra (choisissez une couleur du châssis standard)	260
Construction spéciale: freins à tambours pour accompagnateur	
<input type="checkbox"/> SB3128 24" x 1 3/8" roues arrières renforcées, avec pneu poly	214
seulement possible avec:	
- Coloris du châssis Black, Candy Red ou Evergreen	n/c
- tous les autres coloris du châssis (SB1185)	114
- Hauteur d'assise avant 18.5" / 470 mm ou 20" / 510 mm	n/c
- Repose-pieds 60° amovibles / pivotants	n/c
- Palettes bi-partis, aluminium, réglables en angle	n/c
- Plaques de fixation standard	n/c
- Pneu anti-crevaisson (inclus dans le prix)	n/c
- Blocage des freins à pousser	n/c
Châssis	
Largeur du siège	
<input type="checkbox"/> 115W13 22" / 560 mm	n/c
<input type="checkbox"/> 115W14 24" / 610 mm	n/c
<input type="checkbox"/> 115W15 26" / 660 mm	n/c
<input type="checkbox"/> 115W16 28" / 710 mm	n/c
<input type="checkbox"/> 115W17 30" / 760 mm	n/c

Châssis			
Longueur du cadre			
<input type="checkbox"/> 115FL9 standard	(18" - 19" / 460 - 480 mm profondeur du siège)		n/c
<input type="checkbox"/> 115FL18 long	(20" - 22" / 510 - 560 mm profondeur du siège)		n/c
Hauteur d'assise			
<input type="checkbox"/> 115HT8 17.0" / 430 mm	avec 5" roues avant, fourche courte, plaques fix		n/c
<input type="checkbox"/> 115HT14 18.5" / 470 mm	avec 5" roues avant		n/c
<input type="checkbox"/> 115HT11 20.0" / 510 mm	avec 8" roues avant		n/c
Profondeur du siège			
<input type="checkbox"/> 115SD11 18" / 460 mm	longueur du cadre standard		n/c
<input type="checkbox"/> 115SD12 19" / 480 mm	longueur du cadre standard		n/c
<input type="checkbox"/> 115SD13 20" / 510 mm	longueur du cadre long		n/c
<input type="checkbox"/> 115SD14 21" / 530 mm	longueur du cadre long		n/c
<input type="checkbox"/> 115SD33 22" / 560 mm	longueur du cadre long		n/c
Siège		Position t.	CHF excl.
Coussin			
<input type="checkbox"/> 115CU1 Quickie standard en mousse, housse incl.			142
Dossier			
Dossier avec appui de 8° et poignées			
<input type="checkbox"/> 115BT34 Dossier réglable en hauteur de 425 à 500 mm			n/c
<input type="checkbox"/> 115B91 Hauteur du dossier ajusté à 425 mm			n/c
<input type="checkbox"/> 115B96 Hauteur du dossier ajusté à 450 mm			n/c
<input type="checkbox"/> 115B39 Hauteur du dossier ajusté à 475 mm			n/c
<input type="checkbox"/> 115B98 Hauteur du dossier ajusté à 500 mm			n/c
Accoudoirs			
Accoudoirs double fixations, démontable			
<input type="checkbox"/> 115AA33 garniture d'accoudoirs 260 mm (10")			n/c
<input type="checkbox"/> 115AA34 garniture d'accoudoirs 360 mm (14")			n/c
Roues avant			
<input type="checkbox"/> 115CW6 5" SoftRoll (125 mm)			n/c
<input type="checkbox"/> 115CW36 8" x 2" pneumatique (200 x 50 mm)			n/c
<input type="checkbox"/> 115CW37 8" x 2" pneumatique (200 x 50 mm) remplissage Flexel			n/c
Repose-pieds / support des pieds			
Repose-pieds			
<input type="checkbox"/> 115H1 60° amovibles / pivotants			n/c
<input type="checkbox"/> 115H9 70° non pivotants mais amovibles ^{1,2}			n/c
<input type="checkbox"/> 115H10 80° non pivotants mais amovibles ^{1,2}			n/c
<input type="checkbox"/> 115H41 repose-pieds relevable en hauteur ³			410
 Tubes de repose-pieds			
<input type="checkbox"/> 115E1 court 330 - 390 mm (13.00" - 15.50")			n/c
<input type="checkbox"/> 115E2 moyen 390 - 460 mm (15.50" - 18.00")			n/c
<input type="checkbox"/> 115E3 long 460 - 520 mm (18.00" - 20.50") ⁴			n/c
Palettes de repose-pieds			
<input type="checkbox"/> 115F1 palettes bi-partis, plastique avec talonnières			n/c
<input type="checkbox"/> 115F3 palettes bi-partis, aluminium, réglable en angle			n/c
<input type="checkbox"/> 115F5 palettes bi-partis, aluminium avec talonnières			n/c

Notes

- 1 seulement avec palettes réglable en angle et sans tubes de repose-pieds
- 2 seulement avec roues avant 5"
- 3 seulement avec palettes en alu
- 4 incompatible avec roue avant 5"

Axe et roues arrières, suite		CHF excl.
Plaques de fixation		
<input type="checkbox"/> 115AL2	standard pour hauteur d'assise 470 mm et 510 mm	n/c
<input type="checkbox"/> 115AL28	pour hauteur d'assise 430 mm	n/c
Axes		
<input type="checkbox"/> 115AX1	axes à déverrouillage rapide	n/c
Roulettes anti-basculé		
<input type="checkbox"/> 115AT1	Roulettes anti-basculé	113
<input type="checkbox"/> 115AT3	sans roulettes anti-basculé	n/c
Roues arrières		
<input type="checkbox"/> 115RW2	24" à rayons	n/c
Pneus		
<input type="checkbox"/> 115RT1	pneumatiques	n/c
<input type="checkbox"/> 115RT2	pneumatiques remplissage flexel	n/c
Mains courantes		
<input type="checkbox"/> 115HR1	Aluminium	n/c
<input type="checkbox"/> 115HR4	Plastifiée	142
<input type="checkbox"/> 115HR7	sans mains courantes	n/c
Freins		
<input type="checkbox"/> 115WL1	Blocage des freins à pousser	n/c
<input type="checkbox"/> 115WL12	freins non fixés, a part	n/c
<input type="checkbox"/> 115WL10	sans freins	n/c
Rallonges de freins		
<input type="checkbox"/> 115EH1	Rallonge de freins 150 mm	41
Accessoires		
Ceinture de sécurité pour le bassin		
<input type="checkbox"/> 115A12	5cm de large, avec boucle	83
<input type="checkbox"/> 115A13	5cm de large, avec boucle, rembourée	104
<input type="checkbox"/> 115A83	Trousse à outils	n/c



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



JAY Basic



JAY Soft Combi P



Dossier J3: différentes tailles et versions

QUICKIE M6	Prix de base	CHF	4640
Total des options avec supplément/réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	90
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	