

## Q200 R

avec SLING SEAT



### BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. A tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	correspond à l'adresse de facturation
N° client:		N° client:	
Nom:		Nom:	
Rue:		Rue:	
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:	
E-mail:		E-mail:	
Tél.:		Tél.:	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	<b>Charge utile max.: 136 kg</b>	
Commission		<b>Poids de l'utilisateur</b>	<b>kg</b>
<b>N° art.: 22600000C-100</b>			
<b>Position tarifaire : 90.411.000</b>			
Dernière mise à jour: 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Prix de base **CHF 4'370**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

## Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



## Données techniques – système d'assise

		<b>Type de siège</b>	– Toile de dossier adaptable (SLING SEAT) / SEDEO LITE – Toile d'assise / plaque d'assise fixe
<b>Poids minimal fauteuil</b>	Sans batteries 64 kg	<b>Dimensions d'assise</b>	Larg. 380 - 540 mm, profond. 410 - 510 mm
	Avec batteries 98 kg	<b>Hauteurs d'assise</b>	– 450 mm pour un angle de 3° (sans coussin) – 470 mm pour un angle de 3° (sans coussin) – 490 mm pour un angle de 3° (sans coussin)

## Données techniques – base motrice arrière RWD

<b>Position roues motrices</b>	Roues motrices arrière	<b>Roues motrices</b>	– 12" increvables (noires, ne déteignent pas) – 14" increvables (noires, ne déteignent pas)
<b>Poids utilisateur max.</b>	136 kg	<b>Roues directrices</b>	9" increvables (noir Non-Marking)
<b>Largeur base</b>	580 mm (dimension châssis 1070 mm)	<b>Chargeur</b>	Chargeur automatique 8 A
<b>Boîtier de commande</b>	VR2	<b>Batteries</b>	55 Ah type GEL, sans maintenance
<b>Charge max.</b>	31 km	<b>Touches de couleur</b>	Noir mat avec 4 touches de couleur
<b>Moteurs</b>	2 pôles, 10 km/h	<b>Garde au sol</b>	95 mm

**Base****Fauteuil roulant Q200 Power**

CHF

QJR000022	<b>Q200 R (roues motrices arrière)</b>	4'370
-----------	--	-------

**Moteur**

CHF

QJR180006	Moteur 2 pôles, 10 km/h	Std
-----------	-------------------------	-----

**Roues motrices **

CHF

QJR070084	Roues motrices, 12", increvables, à crampons, noire	n/c
QJR070034	Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampons, noire	n/c
QJR070033	Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire	Std

**Roues directrices**

CHF

QJR080210	Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noires	Std
QJR080211	Roues directrices 9", pneumatiques, noires	n/c

**Monte-trottoir **

CHF

QJR090038	Monte-trottoir	156
-----------	----------------	-----

**Touches de couleur (paquet style)**

CHF

QJR140004	Noir (RAL 9005)	n/c
QJR140002	Rouge (RAL 040 40 67)	n/c
QJR140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	n/c
QJR140003	Bleu (RAL 260 40 45)	n/c

**Eclairage LED et clignotant **

CHF

QJR110201	Eclairage LED et clignotant	718
QJR110209	Sans éclairage LED et clignotant	Std

**Hauteur d'assise**

CHF

SH45	450 mm Incompatible avec inclinaison d'assise électrique	n/c
SH47	470 mm	Std
SH49	490 mm	n/c

**Batteries & Chargeur****Batteries**

QJR160003	50 Ah, gel, sans entretien (obligatoire avec inclinaison d'assise électrique)	n/c
QJR160007	55 Ah, gel, sans entretien Incompatible avec inclinaison d'assise électrique	Std

**Chargeur**

QJR160008	220 V / chargeur automatique 8 A	Std
-----------	----------------------------------	-----

## Fonctions d'assise

Siège, manuelle / électrique 

CHF

## Inclinaison d'assise (réglable 0°, 3°, 6°)

QJR020096	Inclinaison d'assise manuelle (réglage d'usine 3°)	Std
QJR130013	Inclinaison d'assise électrique, 0° – 22° (déplacement de 70 mm du centre de gravité de l'assise)	1'238

Réglage de l'angle du dossier 

CHF

QJR030147	Réglage de l'angle de dossier, mécanique : 90°, 94°, 98°, 102°	Std
QJR030160	Réglage de l'angle de dossier, électrique : 90° – 120°, repliable	1'342

## A – Toile de dossier adaptable avec bandes velcro

CHF

QJR030150	Toile de dossier adaptable avec bandes velcro	Std
-----------	---	-----

## A – Hauteur de dossier

CHF

BH50	500 mm Disponible uniquement avec toile de dossier adaptable mais pas avec dossier SEDEO LITE	Std
BH57	570 mm	n/c

## C – SEDEO LITE coussin dossier

CHF

QJR030130	Coussin dossier avec profil, hauteur 500 mm, housse, confort	364
QJR030131	Coussin dossier avec profil, sangle réglable, hauteur 570 mm, housse, confort	435
QJR030132	Coussin dossier, galbe profond, passif, sangle réglable, hauteur 570 mm, housse, confort	588
QJR030133	Coussin dossier, galbe profond, actif, sangle réglable, hauteur 570 mm, housse, confort	588

## C – SEDEO pelotes latérales pour dossier

QJR030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	260
QJR030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	260
QJR030609	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, droite	260
QJR030610	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, gauche	260

## Capitonnage d l'appui-tête

CHF

QJR030431	SEDEO petit coussin SEDEO avec housse (l x h) 240 x 150 mm	391
-----------	--	-----

## Fixation pour appui-tête

CHF

QJR030433	SEDEO fixation pour appui-tête	n/c
-----------	--------------------------------	-----

## Support pour appui-tête – montage

CHF

QJR030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c
-----------	---	-----

## Fonctions d'assise

## Cadre d'assise – largeur

CHF

QJR020128	Largeur cadre d'assise 420 mm – réglage de la largeur d'assise par l'accoudoir 420–480 mm (380 mm disponible avec accoudoir monté vers l'intérieur)	Std
QJR020129	Largeur cadre d'assise 480 mm – réglage de la largeur d'assise par l'accoudoir 480-540 mm (440 mm disponible avec accoudoir monté vers l'intérieur)	n/c

Type d'assise 

CHF

QJR020087	Toile d'assise SLING SEAT	Std
QJR020127	Plaque d'assise fixe Recommandé en combinaison avec coussin d'assise	265

## Tailles assise

## Largeur d'assise

SW38	380 mm Livré avec accoudoir monté vers l'intérieur	
SW42	420 mm	
SW44	440 mm Livré avec accoudoir monté vers l'intérieur, (c.à.d. réduction de la largeur d'assise par l'accoudoir) en cas de largeur d'assise 480 mm	
SW46	460 mm	
SW48	480 mm	
SW50	500 mm	
SW52	520 mm	
SW54	540 mm	

## Profondeur d'assise

SD41	410 mm	
SD435	435 mm	
SD46	460 mm	
SD485	485 mm	
SD51	510 mm	

## D – STANDARD coussin anti-escarres

QJR020098	Coussin, standard, 50 mm	Std
-----------	--------------------------	-----

## E – SEDEO coussin anti-escarres

QJR020073	SEDEO, coussin avec profil, hauteur 70 mm	287
QJR020076	SEDEO, coussin, support Memory, hauteur 90 mm	301
QJR020078	SEDEO, coussin, stabilisateur, hauteur 90 mm	499

## E – SEDEO housse pour coussin

CHF

QJR020518	SEDEO, housse pour coussin résistant à l'incontinence	n/c
QJR020080	SEDEO, housse pour coussin, Comfort	n/c

## F – JAY coussin anti-escarres (cf. bon de commande correspondants)

CHF

JAY020002	JAY Basic	155
JAY020006	JAY Easy Visco à base plate	430
JAY020015	JAY Balance Fluid	975

## Fonctions d'assise

**Accoudoirs**  CHF

QJR040047	Accoudoirs, réglables en hauteur, amovible	Std
-----------	--	-----

**Accoudoirs rembourrés** CHF

QJR040048	Accoudoirs, mousse à peau intégrale, profondeur réglable, 380 mm	Std
-----------	--	-----

**Protection latérale** CHF

QJR040049	Protection latérale, profondeur réglable	Std
-----------	--	-----

**SEDEO LITE support pour repose-pieds, pivotable**  CHF

QJR050100	SEDEO LITE, support pour repose-pieds, 70°, pivotable	Std
-----------	---	-----

QJR050105	SEDEO LITE, support pour repose-pieds, relevable manuellement, pivotable	887
-----------	--	-----

**Positionnement des repose-pieds**

QJR050150	Repose-pieds montés à l'intérieur du cadre d'assise, 20 mm de chaque côté Incompatible avec plaque d'assise fixe	Std
-----------	---	-----

QJR050151	Repose-pieds montés à l'extérieur du cadre d'assise, 20 mm de chaque côté	n/c
-----------	---	-----

QJR050137	Repose-pieds, réglable en angle	n/c
-----------	---------------------------------	-----

**Appui moignon**

QJR050013	Appui moignon, rembourré, à droite	235
-----------	------------------------------------	-----

QJR050014	Appui moignon, rembourré, à gauche	235
-----------	------------------------------------	-----

**UNI support pour repose-pieds, pivotable**  CHF

QJR050115	UNI, support pour repose-pieds, 80°, pivotable	n/c
-----------	--	-----

QJR050138	UNI, support pour repose-pieds, relevable manuellement	887
-----------	--	-----

**Positionnement des repose-pieds**

QJR050137	Repose-pieds, réglable en angle	n/c
-----------	---------------------------------	-----

**Appui moignon**

QJR050142	Appui moignon, rembourré, à droite	235
-----------	------------------------------------	-----

QJR050143	Appui moignon, rembourré, à gauche	235
-----------	------------------------------------	-----

**Positionnement & accessoires** CHF

QJR090128	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte, 50 x 1700 mm	Std
-----------	---	-----

QJR090110	Rétrovisseur, droite	93
-----------	----------------------	----

QJR090118	Rétrovisseur, gauche	93
-----------	----------------------	----

QJR090009	Porte-canne	83
-----------	-------------	----

QJR030605	Cale d'abduction Seulement en combinaison avec plaque d'assise fixe	235
-----------	--	-----

QJR090124	Table de thérapie, rabattable	435
-----------	-------------------------------	-----

**Commande / électronique****Module de commande VR2** 

CHF

QJR110036	Module de commande VR2	Std
QJR110037	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques	n/c
QJR110040	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques et lumière	n/c

**Montage module de commande** 

QJR110082	Montage module de commande, escamotable en parallèle vers l'arrière, emboîté	Std
QJR110052	Montage sur accoudoir, droit	Std
QJR110053	Montage sur accoudoir, gauche	n/c

**Commande VR2**

QJR110002	Module de puissance, VR2, 90 A, évolutif	Std
-----------	--	-----

**Module de réglage de lumière – VR2**

QJR110030	Module de réglage de lumière, VR2 En combinaison obligatoire avec QJR110201, LED lumière et clignotant	n/c
-----------	---	-----

**Commande pour accompagnateur** 

CHF

QJR110021	Commande duale pour accompagnateur	934
QJR110020	Module de commande pour accompagnateur seulement (à la place du module de commande AV)	n/c

**Montage**

QJR110025	À la poignée, droite	n/c
QJR110026	À la poignée, gauche	n/c

## Roues motrices

[← Zurück](#)


// QJR070084



// QJR070034

## Monte-trottoir

[← Zurück](#)


// QJR090038

## Eclairage LED et clignotant

[← Zurück](#)


// QJR110201

## Réglage du siège & de l'angle du dossier

[← Zurück](#)


// QJR130013



// QJR030160

## Sitz Typ

[← Zurück](#)


// QJR020127

**Accoudoirs**[← Zurück](#)

// QJR040047

**Support pour repose-pieds, pivotable**[← Zurück](#)

// QJR050100



// QJR050115

**Module de commande VR2**[← Zurück](#)

// QJR110040

**Commande pour accompagnateur**[← Zurück](#)

// QJR110021

## Q200 R avec SLING SEAT

CHF

<b>Prix de base</b>	<b>4'370</b>
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	<b>90</b>
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
<b>Prix T.T.C.</b>	

**Date****Signature**

Jour      Mois      Année

**Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
cs@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch