

Q300[®] M Mini Kids

avec R-Net



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client :			correspond à l'adresse de facturation	
N° client :			N° client :	
Nom :			Nom :	
Rue :			Rue :	
NPA/Lieu :			NPA/Lieu :	
E-mail :			E-mail :	
Tél. :			Tél. :	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 75 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur kg	
N° art. : 2280030M-000 (roues motrices centrales)				
Position tarifaire : 90.412.000				
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 8'630**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques – système d'assise

Toutes les bases prévues pour le système d'amarrage DAHL		Type de siège	KIDS SEAT
Poids minimal fauteuil	Sans batteries 80 kg	Dimensions d'assise	Larg. 280 - 400 mm, profond. 260 - 400 mm
	Avec batteries 110 kg	Hauteurs d'assise	410 mm - 490 mm

Données techniques – base motrice centrales MWD

Poids max. utilisateur	75 kg	Roues motrices	12", 13", 14" (noir)
Largeur base	minimum 520 mm	Roues directrices	Avant et arrière 7" bandage plein (noir)
Boîtier de commande	R-Net	Chargeur	Chargeur automatique 10 A
Charge max.	36 km (ISO 7176-4)	Batteries	56 Ah type GEL, sans maintenance
Moteurs	2 pôles, 10 km/h et 4 pôles 8 km/h	Touches de couleur	7 touches de couleur
Garde au sol	70 mm	Cadre	noir mat

Base

Q300 M Mini Kids – fauteuil roulant électrique

CHF

QZK000074	Q300 M Mini Kids (roues motrices centrales)	8'630
-----------	--	-------

Moteur

CHF

QZK180013	Moteur 2 pôles, 10 km/h, 350 Watt, Performance	Std
QZK180010	Moteur 4 pôles, 8 km/h, 500 Watt	188

Traction Control (GYRO, AFIL)

CHF

QZK110009	Avec système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)	Std
-----------	--	-----

Roues motrices 

CHF

QZK070084	Roues motrices, 12", increvables, à crampons, noire	Std
QZK070065	Roues motrices, 13", pneumatiques, à crampons, noire	n/c
QZK070069	Roues motrices, 13", increvables, à crampons, noire	n/c
QZK070034	Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampons, noire	n/c
QZK070033	Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire	n/c

Roues directrices 

CHF

QZK080213	Roues directrices 7", increvable, noires	Std
-----------	--	-----

Couleur de la carénage (veuillez choisir svp)

CHF

QZK100576	Rouge	n/c
QZK100578	Bleu	n/c
QZK100579	Blanc	n/c
QZK100577	Noir	n/c

Touches de couleur (veuillez choisir svp)

CHF

QZK140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	n/c
QZK140004	Noir (RAL 9005)	n/c
QZK140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
QZK140007	Argent (RAL 9006)	n/c
QZK140002	Rouge (RAL 040 40 67)	n/c
QZK140003	Bleu (RAL 260 40 45)	n/c
QZK140001	Blanc (RAL 9010)	n/c

Carénage graphiques (1) 

CHF

QZK140008	Motif structuré gris	478
QZK140009	Motif structuré rouge	478
QZK140010	Motif structuré bleu	478
QZK140011	Motif structuré blanc	478
QZK140018	Motif structuré violet	478
QZK140019	Motif structuré rose	478
QZK140012	Motif flammé gris	478
QZK140013	Motif flammé rouge	478
QZK140014	Motif flammé bleu	478
QZK140015	Motif flammé blanc	478
QZK140016	Motif floral blanc	478
QZK140017	Carbone	478

(1) Les motifs de carénage sont réalisés à la main et peuvent différer de l'image.
En outre, le délai de livraison peut être prolongé.

Base

Éclairage LED 		CHF
QZK110201	Éclairage LED et clignotant (1)	718
QZK110209	Sans éclairage LED et clignotant	Std

Hauteur d'assise CHF

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

SH41	410 mm (2)	n/c
SH43	430 mm (3)	n/c
SH45	450 mm (4)	n/c
SH47	470 mm	n/c
SH49	490 mm	n/c

Batteries & Chargeurs  CHF

Batteries

QZK160013	56 Ah, gel, sans entretien	Std
-----------	----------------------------	-----

Chargeurs

QZK160104	220 V / chargeur automatique 10 A	Std
-----------	-----------------------------------	-----

Fonctions d'assise

Siège, électrique (avec transfert du centre de gravité du siège) CHF

QZK130002	Inclinaison d'assise mécanique (réglage d'usine 3°)	Std
QZK130004	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30° (avec transfert du centre de gravité du siège) (1)	1'446
QZK130012	Inclinaison d'assise électrique, -5° - 25° (avec transfert du centre de gravité du siège) (1)	1'550
QZK130007	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50° (avec transfert du centre de gravité du siège) (1)(5)	2'060
QZK130009	Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30° (1)	3'090

Réglage de l'angle du dossier CHF

QZK030018	Réglage de l'angle de dossier, mécanique : de 86° à 106° en 3 paliers	Std
QZK030026	Réglage de l'angle de dossier, électrique : 90° - 120° (1)	1'342

Fonction C-Me (6) CHF

QZK110034	Fonction C-Me, activée (7)	n/c
QZK110035	Fonction C-Me, désactivée (8)	Std

(1) Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QZK110032, R-Net, ISM-6L

(2) Uniquement avec QZK130002, inclinaison d'assise mécanique (réglage d'usine 3°)

(3) Uniquement en combinaison avec QZK130002, inclinaison d'assise mécanique (réglage d'usine 3°) ou QZK130004, inclinaison d'assise électrique, 0° - 30°

(4) Incompatible avec QZK130012, inclinaison d'assise électrique, -5° - 25°

(5) Incompatible en combinaison avec réglage d'angle de dossier électrique, si profondeur d'assise 400 mm

(6) Nécessite QZK130009, module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

(7) Vitesse maximale avec siège élevé : 4,5 km/h (inclinaison d'assise <9°)

(8) Vitesse maximale avec siège élevé : 1,5 km/h

Fonctions d'assise

Dossier 		CHF
Dossier adaptable avec bandes velcro (cf. partie A)		
QZK030150	Dossier adaptable avec bandes velcro	Std
SEDEO LITE (cf. partie B)		
QZK030151	Dossier SEDEO LITE (supplément voir secteur B)	n/c
JAY J3 (cf. partie C)		
QZK030054	JAY J3, fixation incluse (supplément voir secteur C)	n/c
QZK030000	Sans dossier	n/c
A – Dossier adaptable – toile de dossier		CHF
QZK030301	Bandes velcro réglables (réglage par défaut à 410 mm de hauteur)	Std
A – Dossier adaptable – hauteur de dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)		CHF
BH38	380 mm	n/c
BH41	410 mm	n/c
BH435	435 mm	n/c
BH46	460 mm	n/c
BH485	485 mm	n/c
B – SEDEO LITE coussin dossier		CHF
QZK030214	SEDEO LITE, coussin dossier, galbe profond, active, sangle réglable (1) (2)	363
B – SEDEO LITE housse pour dossier		CHF
QZK030059	Housse pour dossier résistant à l'incontinence	n/c
QZK030108	Housse pour dossier, Comfort	Std
C – JAY J3 dossier, galbe peu profond (SC) 		CHF
JAY030034	Thoracique moyen (MT), court, 300 mm	1'180
JAY030010	Thoracique moyen (MT), moyen, 340 mm	1'180
JAY030033	Thoracique moyen (MT), haut, 380 mm	1'180
JAY030012	Thoracique supérieur (UT), court, 420 mm	1'180
JAY030019	Thoracique supérieur (UT), moyen, 460 mm	1'180
JAY030025	Thoracique supérieur (UT), haut, 510 mm	1'180
C – JAY J3 dossier, galbe moyen (MC) 		CHF
JAY030035	Thoracique moyen (MT), court, 300 mm	1'280
JAY030011	Thoracique moyen (MT), moyen, 340 mm	1'280
JAY030018	Thoracique moyen (MT), haut, 380 mm	1'280
JAY030013	Thoracique supérieur (UT), court, 420 mm	1'280
JAY030020	Thoracique supérieur (UT), moyen, 460 mm	1'280
JAY030026	Thoracique supérieur (UT), haut, 510 mm	1'280
C – JAY 3 dossier, galbe profond milieu (MDC) 		CHF
JAY030040	Thoracique supérieur (UT), court 300 mm	1'410
JAY030044	Thoracique moyen (MT), moyen 340 mm	1'410
JAY030041	Thoracique moyen (MT), haut, 380 mm	1'410
JAY030045	Thoracique supérieur (UT), court, 420 mm	1'410
JAY030042	Thoracique supérieur (UT), moyen, 460 mm	1'410
JAY030046	Thoracique supérieur (UT), haut, 510 mm	1'410

(1) Nécessaire pour obtenir les profondeurs d'assise SD 26 (260 mm) / SD 28 (280 mm)

(2) Non disponible avec les profondeurs d'assise SD 38 (380 mm) / SD 40 (400 mm)

Fonctions d'assise

C – JAY J3 pelotes latérales, droite

CHF

JAY090011	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, droite	145
JAY090012	Pelotes latérales (l x h) 100 x 127 mm, droite	145
JAY090013	Pelotes latérales (l x h) 100 x 152 mm, droite	145
JAY090014	Pelotes latérales (l x h) 152 x 100 mm, droite	145
JAY090015	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, droite	145
JAY090016	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, droite	145

C – JAY J3 pelotes latérales, gauche

CHF

JAY090020	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, gauche	145
JAY090021	Pelotes latérales (l x h) 100 x 127 mm, gauche	145
JAY090022	Pelotes latérales (l x h) 100 x 152 mm, gauche	145
JAY090023	Pelotes latérales (l x h) 152 x 100 mm, gauche	145
JAY090024	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, gauche	145
JAY090025	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, gauche	145

C – JAY J3 pelotes latérales, support

CHF

JAY090026	Support fixe pour pelotes latérales, droite	n/c
JAY090017	Support fixe pour pelotes latérales, gauche	n/c
JAY090028	Support escamotable pour pelotes latérales, droite	92
JAY090019	Support escamotable pour pelotes latérales, gauche	92

Fonctions d'assise

Poignées de poussée

CHF

QZK030212	Poignées courbées	Std
QZK030213	Poignées droites (1)	n/c

Capitonnage de l'appui-tête 

CHF

QZK030431	SEDEO, coussin, petit, avec housse, relevable, (l x h) 240 x 150 mm (2)	193
WHT030401	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 203 x 127 mm (3)	155
WHT030402	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 254 x 127 mm (3)	155
WHT030404	Whitmyer, coussinet, Adjust-A-Plush, petit, (l x h) 355 x 76 mm (3)	342

Type de fixation pour appui-tête 

CHF

QZK030433	SEDEO fixation pour appui-tête	198
QZK030434	Fixation SEDEO à fermeture encliquetable	198
WHT030408	Support pour appui-tête Whitmyer LINX ²	218
WHT030409	Support pour appui-tête Whitmyer AXYS	467
WHT030410	Support pour appui-tête Whitmyer, AXYS, latéral	309
WHT030411	Support pour appui-tête Whitmyer, COBRA XTRA, rabattable	799

Support pour appui-tête – montage

CHF

QZK030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c
QZK030119	Support pour appui-tête, montage dossier (4)	n/c

Assise et coussin d'assise 

CHF

QZK020109	Plaque d'assise fixe (standard)	Std
QZK020120	Coussin, hauteur 50 mm	n/c
QZK020110	Sans coussin	n/c

Standard tailles assise

CHF

Coussins larges

SW28	280 mm (5)	n/c
SW30	300 mm	n/c
SW32	320 mm	n/c
SW34	340 mm	n/c
SW36	360 mm	n/c
SW38	380 mm	n/c
SW40	400 mm (5)	n/c

Coussins profonds

SD26	260 mm (4)	n/c
SD28	280 mm (4)	n/c
SD30	300 mm	n/c
SD32	320 mm	n/c
SD34	340 mm	n/c
SD36	360 mm	n/c
SD38	380 mm	n/c
SD40	400 mm	n/c

(1) Incompatible avec QZK030120, support pour appui-tête, montage cadre de dossier, QZK110021, commande duale pour accompagnateur ou QZK110020, module de commande pour accompagnateur seulement

(2) Uniquement avec QZK030433, SEDEO fixation pour appui-tête ou QZK030434, fixation SEDEO à fermeture encliquetable

(3) Uniquement avec support pour appui-tête Whitmyer: WHT030408 LINX², WHT030409 AXYS, WHT030410 AXYS, Offset ou WHT030411 COBRA XTRA Flip Back

(4) Uniquement avec QZK030214, SEDEO LITE, coussin dossier, galbe profond, active

(5) Uniquement avec QZK040064, protection latérale

Fonctions d'assise

Accoudoir 		CHF
QZK040122	Accoudoir, relevable, hauteur et angle réglable	Std

Accoudoirs rembourrés		CHF
QZK040023	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 300 x 50 mm, droite	n/c
QZK040024	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 300 x 50 mm, gauche	n/c
QZK040062	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 280 x 65 mm, droite (1)	Std
QZK040063	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 280 x 65 mm, gauche (2)	Std

Protection latérale		CHF
QZK040064	Protection latérale, courte, en forme de coin (3)	n/c
QZK040033	Protection latérale, plastique (4)	n/c

Repose-pied central, manuel		CHF
QZK050112	Repose-pied central (avec appui-mollet rembourré et palette rabattable)	Std

Support pour repose-pieds, pivotable & palettes séparées 		CHF
QZK050002	Support pour repose-pieds, 70° (Quickie Life Style)	n/c
QZK050001	Support pour repose-pieds, 80° (Quickie Life Style) (5)	n/c
QZK050041	Support pour repose-pieds, 90° (Zippie Salsa Style avec palettes séparées en aluminium et sangle de mollet)	n/c
QZK050016	Support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut (avec palettes séparées, pivotable vers le haut)	887

Palettes séparées pour repose-pieds, pivotable		
QZK050050	Palettes séparées, aluminium, réglage de l'angle, relevables sur le côté, sangle de talon, noir (5) (6)	n/c
QZK050167	Palettes séparées, montées en hauteur, recommandées pour petite longueur de jambes (5) (6)	n/c
	QZK050168	Pince de fixation courte (90 mm)
	QZK050169	Pince de fixation longue (121 mm)

Positionnement & accessoires		CHF
QZK090100	Accroches taxi	Std
QZK090171	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, réglable	123
QZK090040	Table de thérapie, rabattable	435
QZK090110	Rétroviseur, droite (7)	93
QZK090118	Rétroviseur, gauche (7)	93

(1) Incompatible avec QZK110056, montage de module de commande, parallèle, escamotable, emboîté et QZK110052, module de commande, côté de montage, droit

(2) Incompatible avec QZK110056, montage de module de commande, parallèle, escamotable, emboîté et QZK110053, module de commande, côté de montage, gauche

(3) Largeur d'assise (SW) réduite d'env. 20 mm

(4) Incompatible avec largeur d'assise SW28 (280 mm) et SW40 (400 mm)

(5) Incompatible avec QZK130012, inclinaison d'assise électrique, -5° - 25° (avec transfert du centre de gravité du siège)

(6) Uniquement avec QZK050002/1, support pour repose-pieds 70°/80°

(7) En combinaison avec QZK090040, table de thérapie, rabattable – ne pas monter du même côté

Commande / électronique

Module de commande R-Net CHF

QZK110015	LED, fonctions électriques	Std
QZK110016	LED, fonctions électriques et lumière	n/c
QZK110017	Affichage LCD (écran couleur standard doté de connecteur TRS 2 x 3,5 mm)	n/c
QZK110018	Affichage LCD, version I.M.C. (1)	1'341
QZK110013	LCD haute définition et fonction infrarouge	n/c
QZK110023	LCD haute définition, fonctions infrarouge et Bluetooth	644

Montage module de commande CHF

QZK110082	Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière	n/c
QZK110056	Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîtée	n/c

Côté de montage – R-Net CHF

QZK110052	Module de commande, côté de montage, droit	n/c
QZK110053	Module de commande, côté de montage, gauche	n/c

Langue d'affichage

QZK119000	Allemand	QZK119002	Français	QZK119005	Italien	QZK119001	Anglais
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	---------

Embout de joystick (en option) CHF

QZK090505	Embout de joystick, balle de golfe Ø 42 mm	89
QZK090506	Embout de joystick, bouton joystick T-bar, largeur 80 mm	89
QZK090507	Embout de joystick, balle en mousse, Ø 70 mm	89
QZK090508	Embout de joystick, balle, Ø 35 mm	89
QZK090045	Embout de joystick, allround, balle Ø 48 mm	89
QZK090509	Embout de joystick, commande au menton, Ø 37 mm	89
QZK090512	Embout de joystick, poignée joystick en tant que bâton, 80 x 15 mm	89
QZK090511	Embout de joystick, champignon, Ø 45 mm	89

Commande R-Net CHF

QZK110004	Module de puissance, R-Net, 120 A, extensible	Std
-----------	---	-----

Programmeur manuel & logiciel – R-Net CHF

QZK090066	Logiciel PC, R-Net	599
QZK090064	Commande pour R-Net, câble d'alimentation	1'223

Module d'actionnement et de réglage de lumière – R-Net CHF

QZK110032	Module d'actionnement et de réglage de lumière, R-Net, ISM-6L (2)	n/c
QZK110204	Module d'actionnement, R-Net, ISM-6 (3)	n/c

Commande pour accompagnateur CHF

QZK110021	Commande duale pour accompagnateur	1'280
QZK110020	Module de commande R-Net pour accompagnateur seulement (à la place du pupitre de commande AV) (4) (5)	n/c

(1) Incompatible avec embouts de joystick QZK090505 - QZK090511

(2) Uniquement avec LED, fonctions électriques et lumière QZK110016

(3) Uniquement avec LED, fonctions électriques QZK110015

(4) SVP, choisissez le module de commande R-Net

(5) Montage uniquement pour le côté droit

Commande / électronique**R-Net OMNI2 Display et interface pour commandes spéciales (1)**

CHF

QZK110740 R-Net OMNI2 Modul et Display, avec Bluetooth et émetteur IR

1'556

Montage R-Net OMNI2 

CHF

QZK110122 Fixation OMNI2 Flexi, droite

n/c

QZK110121 Fixation OMNI2 Flexi, gauche

n/c

Options de sécurité alternatives

CHF

QZK090147 Interrupteur Funk Stop (commande d'arrêt du fauteuil à distance) (zone d'activation 30 m, montage sur la connexion OBC)

1'029

(1) Incompatible avec QZK110056, Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîtée

Roues motrices, roues directrices

◀ RETOUR



// QZK070069



// QZK080213

Éclairage LED & Chargeurs

◀ RETOUR



// QZK110201



// QZK160104

Dossier

◀ RETOUR



// QZK030214

Rembourrage & support pour appui-tête

◀ RETOUR



// QZK030431



// WHT030401 - WH030402



// WHT030404



// QZK030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussin

◀ RETOUR



// QZK020120

JAY J3 dossier

◀ RETOUR



// JAY030010

// JAY030011

// JAY030041

Accoudoir

◀ RETOUR



// QZK040122

Support pour repose-pieds, pivotable & palettes séparées

◀ RETOUR



// QZK050001

// QZK050050

// QZK050167

Module de commande R-Net

◀ RETOUR



// QZK110017



// QZK110013



// QZK110018



// QZK110056

Embout joystick

◀ RETOUR



// QZK090505



// QZK090045



// QZK090507



// QZK090508



// QZK090509



// QZK090512



// QZK090511



// QZK090506

Programmateur manuel & logiciel – R-Net

◀ RETOUR



// QZK090064



// QZK090066

Commande R-Net & commande pour accompagnateur

◀ RETOUR



// QZK110004



// QZK110021

R-Net OMNI2 Display

◀ RETOUR



// QZK110740

Carénage graphiques

◀ RETOUR

// QZK140008 - QZK140011
// QZK140018 - QZK140019

// QZK140012 - QZK140015



// QZK140016 - QZK140017

Q300 M Mini Kids		CHF
Prix de base		8'630
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		90
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
------	--	--	-----------

Jour Mois Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch