

Q300® M Mini

avec SEDEO® LITE & VR2

Deux possibilités de réglage électrique maximum



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client :			correspond à l'adresse de facturation	
Nom :			N° client :	
Rue :			Nom :	
NPA/Lieu :			Rue :	
E-mail :			NPA/Lieu :	
Tél. :			E-mail :	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 136 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur kg	
N° art. : 2280030M-000 (roues motrices centrales)				
Position tarifaire : 90.412.000				
Dernière mise à jour : 28.09.2023, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 7'130**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques – système d'assise

Toutes les bases prévues pour le système d'amarrage DAHL	Type de siège	SEDEO LITE
Poids minimal fauteuil	Sans batteries 80 kg	Dimensions d'assise
	Avec batteries 103 kg	Larg. 385 - 510 mm, profond. 410 - 560 mm
		Hauteurs d'assise
		415 mm - 490 mm

Données techniques – base motrice centrales MWD

Poids max. utilisateur	136 kg	Roues motrices	12", 13", 14" (noir)
Largeur base	minimum 520 mm	Roues directrices	Avant et arrière 7" bandage plein (noir)
Boîtier de commande	VR2	Chargeur	Chargeur automatique 10 A
Charge max.	31 km	Batteries	41, 56 Ah type GEL, sans maintenance
Moteurs	2 pôles, 6 km/h	Touches de couleur	7 touches de couleur
Garde au sol	70 mm	Cadre	noir mat

Base

Fauteuil roulant Q300 Mini Power

CHF

QML000074 **Q300 M (roues motrices centrales)**

7'130

Moteur

CHF

Roues motrices centrales

QML180012 Moteur 2 pôles, 6 km/h, 300 Watt

Std

Roues motrices

CHF

QML070084 Roues motrices, 12", increvables, à crampons, noire

Std

QML070065 Roues motrices, 13", pneumatiques, à crampons, noire

n/c

QML070069 Roues motrices, 13", increvables, à crampons, noire

n/c

QML070034 Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampons, noire

n/c

QML070033 Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire

n/c

Roues directrices

CHF

QML080213 Roues directrices 7", increvable, noires

Std

Couleur de la carénage

CHF

QML100576 Rouge

n/c

QML100578 Bleu

n/c

QML100579 Blanc

n/c

QML100577 Noir

Std

Touches de couleur

CHF

QML140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77)

n/c

QML140004 Noir (RAL 9005)

n/c

QML140006 Orange (RAL 060 60 80)

n/c

QML140007 Argent (RAL 9006)

n/c

QML140002 Rouge (RAL 040 40 67)

n/c

QML140003 Bleu (RAL 260 40 45)

n/c

QML140001 Blanc (RAL 9010)

n/c

Carénage graphiques (1)

CHF

QML140008 Motif structuré gris (21514661-001 / 21517660-001) 469

QML140009 Motif structuré rouge (21514661-002 / 21517660-002) 469

QML140010 Motif structuré bleu (21514661-003 / 21517660-003) 469

QML140011 Motif structuré blanc (21514661-004 / 21517660-004) 469

QML140018 Motif structuré violet (21514661-011 / 21517660-011) 469

QML140019 Motif structuré pink (21514661-012 / 21517660-012) 469

QML140012 Motif flammé gris (21514661-005 / 21517660-005) 469

QML140013 Motif flammé rouge (21514661-006 / 21517660-006) 469

QML140014 Motif flammé bleu (21514661-007 / 21517660-007) 469

QML140015 Motif flammé blanc (21514661-008 / 21517660-008) 469

QML140016 Motif floral blanc (21514661-009 / 21517660-009) 469

QML140017 Carbone (21514661-010 / 21517660-010) 469

(1) Les motifs de carénage sont réalisés à la main et peuvent différer de l'image.
En outre, le délai de livraison peut être prolongé.

Base

Éclairage LED

CHF

QML110201	Éclairage LED et clignotant (1)	704
QML110209	Sans éclairage LED et clignotant	Std

Hauteur d'assise

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

SH41	410 mm (2)
SH43	430 mm
SH45	450 mm
SH47	470 mm
SH49	490 mm

Batteries & Chargeurs

CHF

Batteries

QML160006	41 Ah, gel, sans entretien	-150
QML160013	56 Ah, gel, sans entretien	n/c

Chargeurs

QML160104	220 V / chargeur automatique 10 A	Std
-----------	-----------------------------------	-----

Interface

QML160014	Interface pour alimentation électrique externe 24 V (3)	50
-----------	---	----

Fonctions d'assise

Siège, électrique (avec transfert du centre de gravité du siège)

CHF

QML130011	Inclinaison d'assise mécanique (0°, 3°, 6°, 9°, réglage d'usine 6°)	Std
QML130004	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30° (4)	1'418
QML130012	Inclinaison d'assise électrique, -5° - 25° (4) (5)	1'520
QML130009	Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30° (4) (6) (7)	3'029

Réglage de l'angle du dossier

CHF

QML030147	Réglage de l'angle de dossier, mécanique : 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	Std
QML030148	Réglage de l'angle de dossier, manuel (utilisable uniquement par l'accompagnateur) : 85° - 120°	699
QML030149	Réglage de l'angle de dossier, électrique : 85° - 120° (4)	1'316

(1) Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110030, VR2
 (2) En combinaison avec QML130011 Inclinaison d'assise mécanique (0°, 3°, 6°, 9°, réglage d'usine 6°) uniquement
 (3) Disponible seulement pour batteries 41 Ah QML160006
 (4) Incompatible avec QML110036 Module de commande VR2

(5) Uniquement en combinaison avec hauteur d'assise SH47
 (6) En combinaison avec QML030147, les hauteurs d'assise SH43, SH45, SH47 ou SH49 sont disponibles
 (7) En combinaison avec QML030148/9, les hauteurs d'assise SH45, SH47 ou SH 49 sont disponibles

Fonctions d'assise

Dossier

CHF

Dossier adaptable avec bandes velcro (cf. partie A)

QML030150	Dossier adaptable avec bandes velcro	Std
-----------	--------------------------------------	-----

SEDEO LITE (cf. partie B)

QML030151	Dossier SEDEO LITE	n/c
-----------	--------------------	-----

JAY J3 (cf. partie C)

QML030054	JAY J3, fixation incluse	n/c
-----------	--------------------------	-----

Fixation

QML030209	Sans dossier	n/c
-----------	--------------	-----

A – Tailles de dossier réglable (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

Hauteur de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

QML030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	203
QML030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	203

Fonctions d'assise

B – SEDEO LITE cadre de dossier

CHF

QML030154	SEDEO LITE, dossier, largeur réglable, 385 - 485 mm	n/c
QML030155	SEDEO LITE dossier, largeur réglable, 460 - 510 mm	n/c
QML030156	SEDEO LITE dossier, fixe	Std
QML030098	SEDEO LITE Dossier, rabattable, fermeture rapide	540

B – SEDEO LITE tailles de dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

B – SEDEO LITE coussin dossier

CHF

QML030130	SEDEO LITE coussin dossier avec profil, hauteur 500 mm, housse, confort	304
QML030131	SEDEO LITE coussin dossier avec profil, hauteur 600 mm, housse, confort	396
QML030133	SEDEO LITE coussin dossier, galbe profond, active, sangle réglable, hauteur 600 mm, housse, confort	474

B – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

QML030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	203
QML030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	203

Fonctions d'assise

C – JAY J3 largeur dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

JAY030110	360 mm
JAY030111	410 mm (1)
JAY030112	460 mm (2)
JAY030113	510 mm

C – JAY J3 dossier, galbe peu profond (SC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur du tronc maximale 380 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 430 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 480 mm

JAY030010	Thoracique moyen (MT), moyen 340 mm	1'155
JAY030033	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'155
JAY030012	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	1'155
JAY030019	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'155
JAY030025	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	1'155

C – JAY J3 dossier, galbe moyen (MC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 345 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 395 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 445 mm

JAY030011	Thoracique moyen (MT), moyen 340 mm	1'255
JAY030018	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'255
JAY030013	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	1'255
JAY030020	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'255
JAY030026	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	1'255
JAY030016	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	1'255
JAY030023	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	1'255
JAY030029	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	1'255

C – JAY 3 dossier, galbe profond milieu (MDC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm

JAY030041	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'380
JAY030049	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm, extra profond	1'380
JAY030042	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'380
JAY030050	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm, extra profond	1'380
JAY030043	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	1'380
JAY030047	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	1'380
JAY030048	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	1'380

C – JAY 3 dossier, galbe profond central (DC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm

JAY030021	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'380
JAY030051	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm, extra profond	1'380
JAY030017	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	1'380
JAY030024	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	1'380
JAY030030	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	1'380

(1) Seulement avec une largeur d'assise de 410 ou 435 mm

(2) Seulement avec une largeur d'assise de 460 ou 485 mm

Fonctions d'assise

C – JAY J3 dossier, kit et boîte de positionnement

CHF

Kit de positionnement Mini Fit Kit I

JAY090059	360 mm	191
JAY090029	410 mm	191
JAY090030	460 mm	191
JAY090031	510 mm	191

Kit de positionnement Mini Fit Kit II

JAY090060	360 mm	286
JAY090032	410 mm	286
JAY090033	460 mm	286
JAY090034	510 mm	286

Boîte de positionnement

JAY090035	JAY J3 dossier, boîte de positionnement	478
JAY090036	JAY J3 dos, boîte logicielle	1'145

C – JAY J3 pelotes latérales, droite

CHF

JAY090020	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, droite	142
JAY090024	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, droite	142
JAY090025	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, droite	142

C – JAY J3 pelotes latérales, gauche

CHF

JAY090011	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, gauche	142
JAY090015	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, gauche	142
JAY090016	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, gauche	142

C – JAY J3 pelotes latérales, support

CHF

JAY090026	Support fixe pour pelotes latérales, droite	n/c
JAY090017	Support fixe pour pelotes latérales, gauche	n/c

Fonctions d'assise

Capitonnage de l'appui-tête

CHF

QML030431	SEDEO petit coussin avec housse (l x h) 240 x 150 mm (1)	189
QML030432	SEDEO coussin flexible (l x h) 400 x 110 mm (1)	260
WHT030402	Coussinet Whitmyer 254 mm (2)	199
WHT030404	Coussin Whitmyer adjust-a-plush (étroit); (l x h = 355 x 76 mm) (2)	335

Type de fixation pour appui-tête

CHF

QML030433	SEDEO fixation pour appui-tête	194
QML030434	Fixation SEDEO à fermeture encliquetable	194
WHT030408	Support pour appui-tête Whitmyer LINX ²	214
WHT030409	Support pour appui-tête Whitmyer AXYS	303

Support pour appui-tête – montage

CHF

QML030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c
QML030119	Support pour appui-tête, montage dossier	n/c

Rail d'assise

CHF

QML020123	Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm	Std
QML020124	Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm	n/c

Coussin – type

CHF

Standard (voir section D)

QML020098	Standard, coussin, hauteur 50 mm	Std
-----------	----------------------------------	-----

SEDEO (voir section E)

QML020027	SEDEO, coussin	n/c
-----------	----------------	-----

JAY (voir section F)

QML020515	JAY, coussin	n/c
-----------	--------------	-----

Sans coussin (choisissez l'argeur d'assise et le profondeur d'assise en section D)

QML020110	Sans coussin	n/c
-----------	--------------	-----

(1) Compatible seulement avec fixation d'appui-tête SEDEO

(2) Compatible seulement avec fixation d'appui-tête WHITMYER

Fonctions d'assise

D – STANDARD tailles assise

Coussins larges

SW385	385 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW41	410 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW435	435 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW46	460 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW485	485 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW51	510 mm, livré avec coussin large 485 mm

Coussins profonds

SD41	410 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD435	435 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD46	460 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD485	485 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD51	510 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD535	535 mm, livré avec coussin profond 500 mm (1)
SD56	560 mm, livré avec coussin profond 500 mm (1)

E – SEDEO tailles assise

Coussins larges

SW38	380 mm, livré avec coussin large 385 mm
SW40	400 mm, livré avec coussin large 410 mm (2)
SW44	440 mm, livré avec coussin large 435 mm (2)
SW46	460 mm, livré avec coussin large 460 mm
SW48	480 mm, livré avec coussin large 485 mm (2)
SW50	500 mm, livré avec coussin large 510 mm

Coussins profonds

SD41	410 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD435	435 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD46	460 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD485	485 mm, livré avec coussin profond 560 mm
SD51	510 mm, livré avec coussin profond 560 mm
SD535	535 mm, livré avec coussin profond 560 mm (1)
SD56	560 mm, livré avec coussin profond 560 mm (1)

E – SEDEO coussin

CHF

QML020073	SEDEO coussin avec profil, hauteur 70 mm	281
QML020076	SEDEO coussin, support Memory, hauteur 90 mm	468
QML020078	SEDEO coussin, stabilisateur, hauteur 90 mm	489

E – SEDEO housse pour coussin

CHF

QML020518	Housse pour coussin résistant à l'incontinence	n/c
QML020080	Housse pour coussin, Comfort	n/c

E – SEDEO options d'assise

CHF

QML020082	SEDEO plaque d'assise plate, avec fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable	173
-----------	--	-----

(1) Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133

(2) Incompatible avec QML020076

Fonctions d'assise

F – JAY tailles assise

Coussins larges

SW38	380 mm, livré avec coussin large 385 mm	SW40	400 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW42	420 mm, livré avec coussin large 410 mm	SW44	440 mm, livré avec coussin large 435 mm
SW46	460 mm, livré avec coussin large 460 mm	SW48	480 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW50	500 mm, livré avec coussin large 510 mm		

Coussins profonds

SD41	410 mm	SD435	435 mm	SD46	460 mm	SD485	485 mm
SD51	510 mm	SD535	535 mm (1)	SD56	560 mm (1)		

F – JAY coussin (cf. bon de commande correspondants)

CHF

JAY020006	JAY Easy Visco à base plate	420
JAY020011	JAY Balance Fluid	955

Appui d'assise (2)

CHF

QML020113	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, droite	356
QML020114	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, gauche	356
QML020121	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, droite	356
QML020122	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, gauche	356

Accoudoir

CHF

QML040039	Accoudoir relevable, monté sur le dos	Std
QML040123	Accoudoir solidaire du dossier, relevable, largeur et hauteur réglable	305
QML040019	Accoudoir escamotable, vers l'arrière, simplement posé, monté sur le cadre (3) (4) (5)	332

Accoudoirs rembourrés

CHF

QML040040	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 380 x 60 mm, droite	n/c
QML040041	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 380 x 60 mm, gauche	n/c
QML040025	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, droite	Std
QML040026	Accoudoir, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, gauche	Std

Accoudoir confort

QML040204	Accoudoir, confort, housse vinyl, 400 x 80 mm, droite	100
QML040203	Accoudoir, confort, housse vinyl, 400 x 80 mm, gauche	100

Accoudoir pour hémiplegiques

QML040031	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, droite	240
QML040032	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, gauche	240

Protection latérale

CHF

Protection latérale pour accoudoir, escamotables, vers l'arrière

QML040033	Protection latérale, plastique (6)	n/c
QML040034	Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale (7)	n/c

(1) Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133

(2) Accoudoir QML040040/41, mousse à peau intégrale, 380 mm, droit/gauche, inclus

(3) Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale, (QML040034), incluse

(4) Incompatible avec accoudoirs QML040040/41, mousse à peau intégrale, 380 mm, droit/gauche; incompatible avec hauteur d'assise 410 mm

(5) Seulement avec fixation module de commande QML110056, escamotable en parallèle vers l'arrière, emboîtée

(6) Seulement avec accoudoir relevable (QML040039) ou solidaire du dossier (QML040123)

(7) Largeur d'assise -20 mm. Uniquement avec QML040019, accoudoir escamotable, vers l'arrière, simplement posé, monté sur le cadre

Fonctions d'assise

Repose-pied central, manuel

CHF

QML050086 Repose-pied central, palette rabattable et réglable en angle (1)

Std

Appui-mollet rembourré

QML050087 Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central

n/c

QML050092 Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire

n/c

SEDEO LITE support pour repose-pieds, pivotable

CHF

QML050100 SEDEO LITE, support pour repose-pieds, 70°, pivotable

n/c

QML050105 SEDEO LITE, support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut

610

UNI support pour repose-pieds, pivotable

CHF

QML050115 UNI, support pour repose-pieds, 80°, pivotable

n/c

SEDEO PRO support pour repose-pieds, pivotable

CHF

QML050015 SEDEO PRO support pour repose-pieds, 70°, pivotable

n/c

QML050016 SEDEO PRO support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut

870

Palettes séparées

QML050088 Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm

n/c

QML050089 Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm

n/c

QML050090 Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm

n/c

QML050081 Palettes séparées, avec verrouillage (2)

114

Montage pour repose-pieds

QML050170 SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus

n/c

QML050171 SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, bas, pour coussin d'assise de 50 mm et moins

n/c

Accessoires

QML050082 Appui-mollet, mousse à peau intégrale, réglable en profondeur, par paire

332

QML050083 Appui-mollet, housse en tissu, réglable en profondeur, par paire

332

QML050084 Sangle de talon

n/c

QML050085 Sangle de mollet (3)

n/c

QML050200 Coussin de genou, mousse à peau intégral

209

Appui moignon

QML050013 Repose moignon, rembourré, à droite

QML050014

Repose moignon, rembourré, à gauche

230

Positionnement & accessoires

CHF

QML090128 Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte, 50 x 1700 mm

121

QML090123 Fixation montée sur rail d'assise pour sangle abdominale

n/c

QML090110 Rétroviseur, droite (4)

QML090118

Rétroviseur, gauche (4)

91

QML090009 Porte-canne (5)

81

QML030605 Cale d'abduction

171

Table de thérapie (montée en face du module de commande)

QML090124 Table de thérapie, rabattable

426

QML090040 Table de thérapie, réglable en largeur, rabattable

426

(1) En combinaison avec inclinaison d'assise électrique, choisir appui-mollet QML050087 ou QML050092

(2) Largeur d'assise -20 mm. Incompatible avec accoudoir QML040123, solidaire du dossier, relevable

(3) Seulement pour QML050015 SEDEO PRO support pour repose-pied, 70°, pivotable

(4) Ne pas monter du même côté rétroviseur, table de thérapie et demi-table

(5) Incompatible avec dossier QML030148, réglage manuel, 85° - 120°, seulement pour accompagnateur et dossier QML030149, réglage électrique, 85° - 120°

Commande / électronique

Module de commande VR2

CHF

QML110036	Module de commande VR2	Std
QML110037	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques	n/c
QML110040	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques et lumière	n/c

Montage module de commande

CHF

QML110050	Montage module de commande, fixe	n/c
QML110082	Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière	n/c
QML110056	Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîtée	n/c

Côté de montage

QML110052	Montage, accoudoir, droit	n/c
QML110053	Montage, accoudoir, gauche	n/c

Embout Joystick (en option)

CHF

QML090505	Balle de golfe Ø 42 mm	87
QML090506	Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm	87
QML090507	Balle en mousse Ø 70 mm	87
QML090508	Balle Ø 35 mm	87
QML090045	Allround, balle Ø 48 mm	87
QML090509	Commande au menton Ø 37 mm	87
QML090512	Poignée joystick en tant que bâton	87
QML090511	Champignon Ø 45 mm	87

Commande VR2

CHF

QML110002	Module de puissance, VR2, 90 A	Std
-----------	--------------------------------	-----

Module d'actionnement et de réglage de lumière – VR2

CHF

QML110030	Module de réglage de lumière, VR2 (1)	n/c
-----------	---------------------------------------	-----

Commande pour accompagnateur

CHF

QML110021	Commande duale pour accompagnateur	916
QML110020	Module de commande VR2 pour accompagnateur seulement (à la place du pupitre de commande AV) (2)	n/c

Montage

QML110025	À la poignée, droite	n/c
QML110026	À la poignée, gauche	n/c

(1) Nécessaire avec l'option QML110201 LED éclairage et clignotant

(2) SVP, choisissez en plus un module de commande

Roues motrices, roues directrices

[◀ RETOUR](#)


// QML070069



// QML080213

Couleur de la carénage

[◀ RETOUR](#)


// QML100576



// QML100578



// QML100579



// QML100577

Carénage graphiques

[◀ RETOUR](#)
// QML140008 - QML140011
// QML140018 - QML140019

// QML140012 - QML140015



// QML140016 - QML140017

Éclairage LED & Chargeurs

[◀ RETOUR](#)


// QML110209



// QML110209



// QML160102



// QML160103 - QML160104

Dossier adaptable avec bandes velcro

[◀ RETOUR](#)


// QML030150

SEDEO LITE cadre de dossier

◀ RETOUR



// QML030098

SEDEO LITE coussin dossier

◀ RETOUR



// QML030130



// QML030131



// QML030133

JAY J3 dossier

◀ RETOUR



50 mm



// JAY030012



80 mm



// JAY030013

Largeur du dossier en mm	Galbe peu profond (SC)	Galbe moyen (MC)	Galbe profond central / Galbe extra profond central (MDC)	Galbe profond / galbe extra profond (DC)
	Largeur du tronc max. en mm			
360	330	295	280	280
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

JAY J3 dossier, kit et boîte de positionnement[◀ RETOUR](#)

// JAY090060 - JAY090034



// JAY090059 - JAY090031



// JAY090035



// JAY090036

Rembourrage & support pour appui-tête SEDEO & Whitmyer[◀ RETOUR](#)

// QML030430 - QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

STANDARD coussin[◀ RETOUR](#)

// QML020098

SEDEO coussin[◀ RETOUR](#)

// QML020073

JAY coussins[◀ RETOUR](#)

// JAY020006



// JAY020011

Accoudoir et rembourrage[◀ RETOUR](#)

// QML040039



// QML040123



// QML040019



// QML040204

SEDEO PRO support pour repose-pieds & accessoires[◀ RETOUR](#)

// QML050015



// QML050016



// QML050082



// QML090124

Module de commande VR2 & montage

◀ RETOUR



// QML110036



// QML110037

Embout joystick

◀ RETOUR



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Commande duale pour accompagnateur

◀ RETOUR



// QML110021

Commentaires



Q300 M Mini avec SEDEO LITE

CHF

Prix de base	7'130
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	90
Prix hors TVA	
TVA 7.7%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour

Mois

Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon : 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch