



Extreme X8

Avec système d'assise MPS



((


BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de fact	uration ou	n° du client	Adresse de livr	aison corr	espond à l'adresse	de facturation
N° client			N° client			
Nom			Nom			
Rue			Rue			
NPA/Lieu			NPA/Lieu			
E-mail			E-mail			
Tél.			Tél.			
Informations rel	atives à la	commande	Poids de l'utilis	ateur		
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max.		et sans bascule d'a t et bascule d'assise	ssise
Commission			Poids de l'utilisate	ur	kg	
N° art.: 24200000		Position tarifaire: 90.421.000	Prix d	e hase	CHF 2	6'930
Dernière mise à jour :	01.01.2024, pi	rix valables jusqu'à nouvel avis	IIIXU			

Dimensions du client

a)	Hauteur de la tête	mm
b)	Hauteur de l'épaule	mm
c)	Hauteur axillaire	mm
d)	Hauteur de la coude	mm
e)	Hauteur de la hanche	mm
f)	Largeur des épaules	mm
g)	Largeur du tronc	mm
i)	Largeur de la taille	mm
j)	Longueur des cuisses	mm
m)	Longueur des plantes de pieds	mm
n)	Longueur de jambe	mm
0)	Largeur d'assise	mm



Données technique	9 S		
Charge utile max.	182 kg — sans lift et sans bascule d'assise 155 kg — avec lift ou bascule d'assise	Garde au sol	100 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	710 mm	Roues tout-terrain	14'' (noir)
Longueur de base	1'030 mm	Chargeur	220V / 10 A
Boîtier de commande	R-Net	Batteries	80 Ah (108 Ah en option) type GEL, sans maintenance
Moteurs	4 pôles, 10 km/h, 4 x 700 W	Rayon de braquage	1415 - 1470 mm
Stabilité statique	10°	Stabilité dynamique	10°
Pneumatiques	Pression maximale des pneus en fonction du p	oids de l'utilisateur de 0,25 à 0,55	bar (voir tableau dans le manuel d'utilisation)
Hauteur du siège	470 mm		
Crash testé selon ISO71	76-19 (accroches-taxi en option)		

n/c

BASE

MAG3323-PI-4

Fauteuil roulant é	lectrique	CHI
MAG010006	Extreme X8	26'930
Couleur châssis		СНІ
MAGRED	Flame Red (COWLRD) – rouge	St
MAGCOWLBL	Ocean Blue (COWLBL) – bleu	n/
MAGBLACK	Stealth Black (COWLBK) – noir	n/
MAGORANGE	Desert Tangerine (COWLTG) — orange	n/
MAGYELLOW	Sunrise Yellow (COWLYE - PI) – jaune	n/
MAGMGREEN	Forest Green (COWLGN) – vert	n/
MAGCOWLFC	Forest Camo (COWLFC) – camouflage forêt – réalisé à la main Les options de couleur MAGCOWLFC et MAGCOWLFL (camouflage & flammes) sont réalisées à la main. Des variations de couleur et de motif peuvent survenir	77
MAGCOWLFL	Flames fury (COWLFL) — flames — réalisé à la main Les options de couleur MAGCOWLFC et MAGCOWLFL (camouflage & flammes) sont réalisées à la main. Des variations de couleur et de motif peuvent survenir	77
ptions de châss	is	СН
MAG2944	Blocage de direction	St
MAG2899	Accroches taxi	St
MAG4384	Rouleau anti-bascule	St
oues motrices –	jantes	СН
MAG6671	Jantes, argent	n/
MAG6670	Jantes, noir	St
oues motrices –	pneumatiques	СН
MAG7050	Pneumatique noir, basse pression	St
MAG7056	Puncture Resistance Kit (pneu anti-crevaison, couche supplémentaire entre le pneu et la chambre à air)	1'04
MAGNFLAT-NEW	Neverflat (kit anti-crevaison)	18
clairage LED		СН
MAG2857	Eclairage LED et clignotant montés sur le châssis de base	St
1VII (G2007	Estatinage EED of diignotant montes out to chassis as boss	
atteries		СН
MAG6668	Batterie, 80 Ah, Gel, sans entretien	St
MAG6669	Batterie, 108 Ah, Gel, sans entretien	30
SSISE		
Nodules d'inclin	aison d'assise	СН
MAG5127	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	St
MAG5126	Module combiné élévation 300 mm / inclinaison d'assise électrique 0° - 45°	1'91
auteurs d'assiso		СН
MAG6552	Hauteurs d'assise + 0 mm (HS 470 mm)	St
MAG3323-PI-2	Hauteurs d'assise + 25 mm Les kits de hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambe de 380 à //30 mm	n/o

Les kits de hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambe de 380 à 430 mm

Les kits de hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambe de 380 à 430 mm

Hauteurs d'assise + 50 mm

Systèmes d'assise		CHI
MAGMPSSEATVINYL	Assise MPS, housse vinyle	Sto
MAGMPSSEATFABRIC	Assise MPS, housse tissu	n/o
Assise MPS, taille	S S	СНГ
Largeur		'
MAGSW405MM	405 mm; uniquement avec profondeurs 405 et 455 mm (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	n/o
MAGSW455MM	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	Sto
MAGSW510MM	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	322
MAGSW560MM	560 mm (conseillée pour largeur bassin 505 mm)	322
MAGSW610MM	610 mm (conseillée pour largeur bassin 555 mm)	322
Profondeur		
MAGSD405MM	405 mm	n/e
MAGSD455MM	455 mm	Sto
MAGSD510MM	510 mm	n/o
DOSSIER		
Système de dossie	r pour assise MPS	СН
MAGMPSBACK	Dossier MPS	Sto
Dossier MPS – hou	isses	СНІ
MAGFABRICBR	Dossier MPS tissu	n/
MAGVINYLBR	Dossier MPS vinyle	Sto
Dossier MPS – tail	les	СН
Largeur coussin de dos	ssier	
MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405 et 455 mm)	n/
MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 455 et 510 mm)	St
MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 510 et 560 mm)	323
MAGBW560MM	560 mm (pour largeurs d'assise 510, 560 et 610 mm)	322
MAGBW610MM	610 mm (pour largeurs d'assise 560 et 610 mm)	322
Hauteur coussin de do	ssier – la hauteur de dossier moins la largeur de dossier doit être supérieure à 50 mm	
MAGBH535MM	535 mm	Sto
MAGBH585MM	585 mm	n/
Réglage de l'angle		СНІ
Combinaison assise M		
MAG3900-S-3901-F	Dossier, réglage continu par molettes, 90° - 170°	Sto
MAG3904-S-3905-F	Réglage de l'angle du dossier, électrique, 90° - 150°	1'758
Poignée de poussé	e e	CHI
MAG0056-W0K0R-2	Poignée de poussée	16
MAG0057-PI	Barre de poussée	16
Accessoires de do		CHI
MAG5724	Crochets pour sac à dos (paire), montés sur dossier	67

	CHF
Appui-tête MPS, monté avec double tige, dimension extérieure 305 mm Montage semblable à celui des appuis-tête de voiture, housse assortie au dossier	374
ab – coussin	
Coussin d'appui-tête, Magic Rehab, standard, dimension extérieure 220 mm	322
ab — support	
Support MULTI AXIS pour appui-tête (réglable)	250
Rehab— revêtement	CHF
Tissu	n/c
Vinyle	Std
	Montage semblable à celui des appuis-tête de voiture, housse assortie au dossier ab — coussin Coussin d'appui-tête, Magic Rehab, standard, dimension extérieure 220 mm ab — support Support MULTI AXIS pour appui-tête (réglable) Rehab— revêtement Tissu

POSITIONNEMENT

Ceinture		CHF
MAG4731	Ceinture à positionnement avec fermeture à clic, enroulable	281
Côté de montage de la	fermeture à clic	
MAGLBRH	Fermeture à clic, côté de montage, à droite	n/c
MAGLBLH	Fermeture à clic, côté de montage, à gauche	n/c

ACCOUDOIRS

A	Accoudoirs – type:	S	CHF
	MAG3572	Standard	Std
	MAGFLEXIARM	Accoudoir, réglage flexible, relevable	947

Accoudoirs – I	nauteur								
MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Manchettes d'acco	oudoirs – types	CHF
MAGAP75-WOKOR-2	Manchettes d'accoudoirs, standard, largeur 75 mm	Std
MAG3971-3972	Manchettes d'accoudoirs, forme P, largeur 100 mm	81

Accoudoirs – fin	ition	CHF
MAGAPVINYL	Manchette finition vinyle	Std
MAGAPFABRIC	Manchette finition tissu	n/c

COMMANDE / ÉLECTRONIQUE

Module de comma	nde R-Net	CHF
MAGPG-JSMLEDL	Module de commande R-Net, LED	St
MAGPG-JSM-PI	Module de commande R-Net, affichage LCD (écran couleur standard)	n/
MAGPG-JSM2IRBT	Module de commande R-Net, advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1'35
Module de comma	nde – montage	CH
MAGJSRIGHT	Module de commande, montage à droite	St
MAGJSLEFT	Module de commande, montage à gauche	n/
Pantographes – typ	oes	СН
MAG3083-KIT-IS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec aimant)	n/
MAG3083-KIT-OS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec aimant)	St
MAG3082-KIT-IS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec verrouillage)	n/
MAG3082-KIT-OS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec verrouillage)	n/e
REPOSE-PIED		
ongueur de jambe	s	
MAGLL300MM 300 n	mm MAGLL330MM 330 mm MAGLL360MM 360 mm	
MAGLL310MM 310 n	mm MAGLL340MM 340 mm MAGLL370MM 370 mm	
MAGLL320MM 320 n	nm MAGLL350MM 350 mm	
Si LJ entre 390 et 400 m	nm, le kit hauteur d'assise +25 mm (MAG3323-PI-2) est nécessaire)	
MAGLL380MM 380 n	nm MAGLL390MM 390 mm MAGLL400MM 400 mm	
Si LJ entre 410 et 430 m	ım, le kit hauteur d'assise +50 mm (MAG3323-PI-4) est nécessaire	
MAGLL410MM 410 n	mm MAGLL420MM 420 mm MAGLL430MM 430 mm	
Repose-pieds – typ	es	CH
Repose-pieds central		
MAGCPLEGREST	Repose-pieds central, manuel, avec support de talon	Sto
MAGCPOWER	Repose-pied central, électrique, pivotable vers le haut	3'07
Repose-pieds bi-partie		
MAG3527-ME	Repose-pieds bi-partie, manuel, pivotable vers le haut	57:
MAG3526-ME	Repose-pieds bi-partie, électrique, pivotable vers le haut	3'07
MAG3528	Repose-pieds bi-partie, manuel, pivotable	n/
MAGCALFSUPPORT	Appuis-mollet	n/
Palettes		СНІ
MAG4055-2	Palette, 2-partie, relevable, largeur 275 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/
MAG4055	Palette, monobloc, relevable, largeur 345 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/
MAG4755-2	Palette, 2-partie, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/
MAG4755	Palette, monobloc, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/
MAGFLIPUP	Palette, 2-partie, relevable (pour repose-pieds pivotable)	n/
MAG4312	Palettes séparées, avec verrouillage (pour repose-pieds pivotable)	14
MAG4247	Coussin de genou pour repose-pieds central (par paire, avec fixations)	530

ACCESSOIRES		CHF
MAG3145	Porte bagages (charge max. 10 kg)	241
MAG4705	Prises de charge pour accessoires (1x12 V + 2x USB) — montée sur rail d'assise, en face du joystick	320
MAG6629	Prises de charge pour accessoires (2x USB) — montée sur rail d'assise, en face du joystick	297
MAG4801	Prises de charge pour accessoires (2x USB) — montée sur l'accoudoir, du même côté que le module de commande	297
MAG6594	Prises de charge pour accessoires (2x USB) — montée sur l'accoudoir, en face du module de commande	297
MAG5360	Klaxon fort	96
MAG160104	Chargeur (EU), 10 A	n/c

AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE.

◀ RETOUR



Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



Extreme X8		CHF
Prix de base		26'930
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17 3110 Münsingen Fon: 031 958 3838 cs@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch