

Frontier V6

Avec système d'assise MPS




BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client:			correspond à l'adresse de facturation	
Nom:			N° client:	
Rue:			Nom:	
NPA/Lieu:			Rue:	
E-mail:			NPA/Lieu:	
Tél.:			E-mail:	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. 182 kg – sans lift et sans bascule d'assise 155 kg – avec lift et bascule d'assise	
Commission			Poids de l'utilisateur	kg
N° art.: 24100000		Position tarifaire: 90.421.000	<h1>Prix de base CHF 20'710</h1> <p>Prix hors TVA / prix de vente recommandé</p>	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques

Base roues motrices centrales

Charge utile max.	182 kg – sans lift et sans bascule d'assise 155 kg – avec lift ou bascule d'assise	Garde au sol	100 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base min.	710 mm	Roues motrices, tout-terrain	14" (noir)
Longueur de base min.	1'050 mm	Roues directrices	9" (noir)
Boîtier de commande	R-Net	Chargeur	220V / 10 A
Moteurs	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	Batteries	70 Ah type GEL, sans maintenance
Hauteur d'assise min.	435 mm	Rayon de braquage	595 - 640 mm
Pneumatiques	la pression maximale dépend du poids utilisateur, entre 0,25 et 0,55 bar (voir le tableau dans le mode d'emploi)		
Crash testé	selon ISO7176-19 (accroches-taxi intégrés)		

BASE**Fauteuil roulant électrique**

CHF

M-FV6AT	Frontier V6 – base motrice centrales – tout-terrain	20'710
---------	--	--------

Couleur châssis

CHF

MAGRED	Flame red	Std
MAGSBLUE	Space blue	n/c
MAGBLACK	Black onyx	n/c
MAGMGREEN	Forest green	213
MAGAGREEN	Army green	213
MAG	Lucent lime	213
MAGYELLOW	Sunrise yellow	213
MAGORANGE	Burnt orange	213
MAGPINK	Hot pink	213
MAGSILVER	Silver streak	213
MAGCOWLBL	Blaze blue	213
MAGVIOLET	Ultra violet	213

Option de châssis

CHF

MAG2899	Accroches taxi	Std
---------	----------------	-----

Roues motrices – jantes

CHF

MAG6671	Jantes, argent	n/c
MAG6670	Jantes, noir	Std

Roues motrices – pneumatiques

CHF

MAG7050	Pneumatique noir, basse pression	Std
MAG7056	Puncture Resistance Kit (pneu anti-crevaison, couche supplémentaire entre le pneu et la chambre à air)	520
MAG7058	Neverflat (kit anti-crevaison)	91

Roues directrices

CHF

MAGWH2XXX-2	Roues directrices 9", pneumatiques, noir	Std
MAGWH2XXX-4	Roues directrices 9", bandage plein, noir	n/c

Eclairage LED

CHF

MAG2855	Eclairage LED et clignotant montés sur le châssis de base	Std
---------	---	-----

Garde-boue

CHF

MAG3199	Garde-boue V6	Std
---------	---------------	-----

ASSISE**Modules d'inclinaison d'assise**

CHF

MAG5127	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	Std
MAG5126	Module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise électrique, 0° - 45°	1'915

Hauteurs d'assise

CHF

MAG2622-4	Hauteurs d'assise + 0 mm (HS 435 mm)	Std
MAG3323-PI-2	Hauteurs d'assise + 25 mm Des kits de hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambe entre 390 et 430 mm	n/c
MAG3323-PI-4	Hauteurs d'assise + 50 mm Des kits de hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambe entre 390 et 430 mm	n/c

Systèmes d'assise CHF

MAGMPSEATVINYL	Assise MPS, housse vinyle	Std
MAGMPSEATFABRIC	Assise MPS, housse tissu	n/c

Assise MPS, tailles CHF**Largeur**

MAGSW405MM	405 mm (uniquement avec profondeurs : 405 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	Std
MAGSW510MM	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	322
MAGSW560MM	560 mm (conseillée pour largeur bassin 505 mm)	322
MAGSW610MM	610 mm (conseillée pour largeur bassin 555 mm)	322

Profondeur

MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD510MM	510 mm	n/c

DOSSIER**Système de dossier pour assise MPS** CHF

MAGMPSBACK	Dossier MPS	Std
------------	-------------	-----

Dossier MPS – housses CHF

MAGFABRICBR	Dossier MPS tissu	n/c
MAGVINYLBR	Dossier MPS vinyle	Std

Dossier MPS – tailles CHF**Largeur coussin de dossier**

MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405 et 455 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 455 et 510 mm)	Std
MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 510 et 560 mm)	322
MAGBW560MM	560 mm (pour largeurs d'assise 510, 560 et 610 mm)	322
MAGBW610MM	610 mm (pour largeurs d'assise 560 et 610 mm)	322

Hauteur coussin de dossier (l'hauteur de dossier moins l'largeur de dossier doit être supérieure à 50 mm)

MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c

Réglage de l'angle du dossier CHF**Combinaison assise MPS & dossier MPS**

MAG3900-S-3901-F	Dossier, réglage continu par molettes, 90° - 170°	Std
MAG3904-S-3905-F	Réglage de l'angle du dossier, électrique, 90° - 150°	1'758

Poignée de poussée CHF

MAG0056-WORKOR-2	Poignée de poussée	166
MAG0057-PI	Barre de poussée	166

Accessoires de dossier CHF

MAG5724	Crochets pour sac à dos (paire), montés sur dossier	67
---------	---	----

APPUI-TÊTE**APPUI-TÊTE**

CHF

Appui-tête MPS

MAG2770VI	Appui-tête MPS, monté avec double tige, dimension extérieure 305 mm Montage semblable à celui des appuis-tête de voiture, housse assortie au dossier	374
-----------	---	-----

Appui-tête Magic Rehab – coussin

MAGREHABSTD	Coussin d'appui-tête, Magic Rehab, standard, dimension extérieure 220 mm	322
-------------	--	-----

Appui-tête Magic Rehab – support

MAG4115	Support MULTI AXIS pour appui-tête (réglable)	250
---------	---	-----

Appui-tête Magic Rehab – revêtement

CHF

MAGFABRICH	Tissu	n/c
MAGVINYLHR	Vinyle	Std

POSITIONNEMENT**Ceinture**

CHF

MAG4731	Ceinture à positionnement avec fermeture à clic, enroulable	281
---------	---	-----

Côté de montage de la fermeture à clic

MAGLBRH	Fermeture à clic, côté de montage, à droite	n/c
MAGLBLH	Fermeture à clic, côté de montage, à gauche	n/c

ACCOUDOIRS**Accoudoirs – types**

CHF

MAG3572	Accoudoir, standard	Std
MAGFLEXIARM	Accoudoir, réglage flexible, relevable	947

Accoudoirs – hauteur

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Manchettes d'accoudoirs – types

CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Manchettes d'accoudoirs, standard, largeur 75 mm	Std
MAG3971-3972	Manchettes d'accoudoirs, forme P, largeur 100 mm	81

Accoudoirs – finition

CHF

MAGAPVINYL	Manchette finition vinyle	Std
MAGAPFABRIC	Manchette finition tissu	n/c

COMMANDE / ÉLECTRONIQUE

Module de commande R-Net		CHF
MAGPG-JSMLEDL	Module de commande R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Module de commande R-Net, affichage LCD (écran couleur standard)	n/c
MAGPG-JSMIRBT	Module de commande R-Net, advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1'353

Module de commande – montage		CHF
MAGJSRIGHT	Module de commande, montage à droite	Std
MAGJSLEFT	Module de commande, montage à gauche	n/c

Pantographes – types		CHF
MAG3083-KIT-IS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec aimant)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec aimant)	Std
MAG3083-KIT-IS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec verrouillage)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Pantographes, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec verrouillage)	n/c

REPOSE-PIED

Longueur de jambes

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL330MM	330 mm	MAGLL360MM	360 mm				
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL370MM	370 mm				
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL380MM	380 mm				

Si LJ entre 390 et 400 mm, le kit hauteur d'assise +25 mm (MAG3323-PI-2) est nécessaire)

MAGLL390MM	390 mm	MAGLL400MM	400 mm						
------------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

Si LJ entre 410 et 430 mm, le kit hauteur d'assise +50 mm (MAG3323-PI-4) est nécessaire

MAGLL410MM	410 mm	MAGLL420MM	420 mm	MAGLL430MM	430 mm				
------------	--------	------------	--------	------------	--------	--	--	--	--

Repose-pieds – types

Repose-pieds central		CHF
MAGCPLEGREST	Repose-pieds central, manuel, avec support de talon, avec appuis-mollet	Std
MAGCPOWER	Repose-pied central, électrique, pivotable vers le haut, avec appuis-mollet	3'079
Repose-pieds bi-partie, pivotable		
MAG3527-ME	Repose-pieds bi-partie, manuel, pivotable, avec appuis-mollet	572
MAG3526-ME	Repose-pieds bi-partie, électrique, pivotable, avec appuis-mollet	3'079

Palettes

MAG4055-2	Palette, 2-partie, relevable, largeur 275 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
MAG4055	Palette, monobloc, relevable, largeur 345 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
MAG4755-2	Palette, 2-partie, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
MAG4755	Palette, monobloc, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
MAGFLIPUP	Palette, 2-partie, fix (pour repose-pieds pivotable)	n/c
MAG4312	Palettes séparées, avec verrouillage (pour repose-pieds pivotable)	141
MAG4247	Coussin de genou pour repose-pieds central (par paire, avec fixations)	536

ACCESSOIRES

MAG3145	Porte bagages (charge max. 10 kg)	241
MAG4705	Prises de charge pour accessoires (1x12 V + 2x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	320
MAG6629	Prises de charge pour accessoires (2x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	297
MAG4801	Prises de charge pour accessoires (2x USB) – montée sur l'accoudoir, en face du module de commande	297
MAG6594	Prises de charge pour accessoires (2x USB) – montée sur l'accoudoir, du même côté que le module de commande	297
MAG5360	Klaxon fort	96



Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



Frontier V6		CHF
Prix de base		20'710
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		90
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch