

## WHEELDRIVE



Assistance électrique auxiliaire  
avec concept unique:  
Système à double main courante  
avec assistance auxiliaire  
ou continue Power



L'image peut différer du produit réel.

## BON DE COMMANDE

### Adresse de facturation:

Société:  
Rue:  
NPA/Lieu:  
Fon:  
E-Mail:

### Adresse de livraison: Livraison à l'adresse de facturation

Société:  
Rue:  
NPA/Lieu:  
Fon:  
E-Mail:

### Informations pour la commande:

Commande  Devis  Built-4-Me

Date:

Commission:

Dernière mise à jour : 01.01.2023, prix valables jusqu'à nouvel avis

E-mail service clientèle : [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**CHF 11'200** (kit de fixation incl., prêt à démarrer)

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Position tarifaire de l'assurance sociale: 90.221.000

## DONNÉES TECHNIQUES

### WheelDrive // ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Poids max. de l'utilisateur	130 kg
Larg. supp. par rapp. à un fauteuil roulant normal (set)	43 mm
Poids des batteries (set)	3.6 kg
Poids total avec batterie (par roue)	11.5 kg
Poids de transport sans batterie (par roue)	9.7 kg
Dimension de la roue	24"
Carrossage des roues max.	3°

Vitesse max. (main courante Assist)	10 km/h
Vitesse max. (main courante Drive)	6 km/h
Distance max. (main courante Assist)	env. 20 km
Distance max. (main courante Drive)	env. 12 km
Franchissement d'obstacle max. (en marche arrière)	50 mm
Temps de charge (charge complète)	env. 2 heures

Pour personnes à mobilité réduite, utilisateur autonome, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.  
L'assistance auxiliaire "WheelDrive" combine mobilité active et intérêt thérapeutique de manière optimale.

## BON DE COMMANDE ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE WHEELDRIVE

ASS. ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE WHEELDRIVE - ROUES (roulette de sécurité, batterie & chargeur incl.)		Prix CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	1019498 WheelDrive avec pneu Marathon Plus Evolution 24", pneumatique, contenu anti-crevaisson; <b>à droite</b>	5'350
<input checked="" type="checkbox"/>	1019499 WheelDrive avec pneu Marathon Plus Evolution 24", pneumatique, contenu anti-crevaisson; <b>à gauche</b>	5'350

### Kit de fixation WheelDrive (Veuillez choisir un kit de fixation approprié)

<input type="checkbox"/>	9012381 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12 mm (adapteur d'axe 25 - 65 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9012380 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12.7 mm (adapteur d'axe 25 - 65 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9011416 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12 mm, court (adapteur d'axe 37 mm)	500
<input type="checkbox"/>	9011417 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12.7 mm, court (adapteur d'axe 37 mm)	500

### Montage chez Sunrise Medical (en combinaison avec une commande d'un nouveau fauteuil roulant de Sunrise Medical = gratuit!)

<input type="checkbox"/>	1017394 Montage chez Sunrise Medical. Veuillez indiquer le modèle du fauteuil roulant & le poids de l'utilisateur:	352
	Fauteuil roulant: Marque / modèle:	
	Poids de l'utilisateur:	

ACCESSOIRES		Prix CHF
<input type="checkbox"/>	1019491 Protège rayons 24", set	278
<input type="checkbox"/>	1018562 Revêtement mains courantes 24", set (pour main courante Assist)	139
<input type="checkbox"/>	1019489 Batteries auxiliaires 3.8 Ah, set	1'700

### REMARQUES

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE			
Assistance électrique auxiliaire WheelDrive, complète avec kit de fixation	Prix de base	CHF	11'200
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	90
TVA 7.7%		CHF	
<b>Prix T.T.C.</b>		<b>CHF</b>	



**Sunrise Medical SA**  
 Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon 031 958 3838  
 cs@s 031 958 3848  
 www.SunriseMedical.ch