

R20

Aperçu des combinaisons



Fabricant / modèle	Amarrage	Fabricant / modèle	Amarrage
Sunrise Medical		Berollka*	
Breezy BasiX ²	B	Junior 2 AR / SLT	B
Breezy Cirrus G5	B	Little AR / SLT	B
Breezy Cirrus G5 (châssis pour coques)	B	LUKE AR / SLT	B
Breezy Emineo	B	RACER (diamètre de tube 30 mm)	B
Breezy Exigo 20	B	SLADE AR / SLT	B
Breezy Relax ²	B	SPRINT AR / SLT	B
Breezy RubiX ²	B	TOURER / CRUISER (diamètre de tube 25 mm)	B
Breezy RubiX ² Comfort	B	TRAXX / TRAXX TT (diamètre de tube 23 mm)	B
Sopur Easy 160i	B	Bischoff & Bischoff	
Sopur Easy 200	A/B	BX 11	B
Sopur Easy 300	A/B	Pyro Light / Pyro Light XL	B
Sopur Easy Life	A/B	Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL	B
Sopur Easy Life R	A/B	Pyro Start / Pyro Start Plus	B
Sopur Easy Life RT	A/B	S-Eco 2	B
Sopur Easy Life T	A/B	S-Eco 300 / S-Eco 300 XL	B
Sopur Neon ² (hauteur du siège arrière dès 390 mm)	B	Dietz	
Sopur QS5 X	B	AS 01**	B
Quickie / zippie IRIS	D	Caneo Serie (inkl. XL)	B
Zippie Youngster 3	B	Serena II**	B
ALU REHAB		Tomtar BasiK / BasiK+	B
Netti III (HD / XHD & Dynamic functions) (largeur du siège 350 - 600 mm)	B	Drive	
Netti 4U (CE / CE PLUS / CED / BASE)	B	Ecotec / Ecotec 2G	B
Netti Dynamic S (largeur du siège 350, 400 mm)	B	Freetec	B
Netti S (largeur du siège 350, 400 mm)	B	Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B
Berollka*		Rotec / Rotec XL	B
B2 (diamètre de tube 30 mm)	B	Etac	
BASIC	B	Crissy	B
F1 (diamètre de tube 30 mm)	B	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	D
Filou	B	M 100	B
FINESS	B	Prio, Prio 3D	B

Veuillez noter svp : la liste ci-dessus est une indication des modèles sur lesquels peut être monté le R20. L'année de fabrication, la forme du châssis, les accessoires de dossier, les barres de liaison entre les cadre latéraux et les accessoires de châssis ont toutefois une influence. C'est pourquoi il est important de faire un essai pour être sûr à 100% ! En cas de doute, demandez à votre détaillant. Cet aperçu des combinaisons ne concerne que les fauteuils disposant d'un accord de combinaison signé. Vous trouverez des informations sur l'amarrage à la page suivante.

* Seulement avec roulette de sécurité, sans protection latérale ni boîte d'accessoires

** Un kit spécial est nécessaire pour un diamètre de tube 29 - 32 mm (no art. 07501106)

R20

Aperçu des combinaisons



Fabricant / modèle	Amarrage	Fabricant / modèle	Amarrage
HOGGI*		PRO ACTIV***	
BINGO-Evo	B	BUDDY (D3, D4, D7)	B
DURO, DURO CROSS	B	TRAVELER (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	B
SHERPA	A	SPEEDY (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	B
SWINGBO-2; SWINGBO-2 XL	B	REHATEC	
SWINGBO-VTi, SWINGBO-VTi XL	A	Galileo (taille 1, 2, 3, 4, 5)	B
Invacare**	B	Mika (taille 1)	B
Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B	Sunny (taille 2)	B
Action XT	B	SORG	
Rea Azalea family	B	Jump alpha	B
Rea Clematis	B	Jump beta BSA	B
Rea Focus	B	Jump beta Sport	B
XLT	B	Tilty Vario	B
Life & Mobility		Vector	B
Canto	B	Vector BSA	B
Roxx	B	Vassilli	
Meyra		VARIO Plus	B
Avanti / Avanti Pro	B	Vermeiren****	
Budget	B	Bobby	B
Eurochair family	B	D100, D100 (30°)	B
Format	B	D200, D200 (30°)	B
Service 3.600	B	Eclips+, Eclips+ (30°)	B
Smart F & S	B	Eclips X4, Eclips X4 (30°)	B
Solero light	B	Inovys II, Inovys II-E	B
		V200D	B
		V300D, V300D (30°), V300DL	B
		V500 (30°)	B

Veuillez noter svp : la liste ci-dessus est une indication des modèles sur lesquels peut être monté le R20. L'année de fabrication, la forme du châssis, les accessoires de dossier, les barres de liaison entre les cadre latéraux et les accessoires de châssis ont toutefois une influence. C'est pourquoi il est important de faire un essai pour être sûr à 100% ! En cas de doute, demandez à votre détaillant. Cet aperçu des combinaisons ne concerne que les fauteuils disposant d'un accord de combinaison signé. Vous trouverez des informations sur l'amarrage à la page suivante.

* Veuillez toujours contacter HOGGI pour de plus amples informations

** Uniquement avec frein à tambour

*** Il est possible que des poignées plus longues soient nécessaires pour le montage du module de commande

**** Uniquement avec roue de sécurité

R20

Information sur l'amarrage


Le dispositif de propulsion pliable R20 s'adapte sans problème sur presque tous les fauteuils roulants manuels ayant les mesures suivantes :

Cadre fermé ou tout type de cadre semblable ayant un diamètre de tube de 22 à 28 mm. Pour un diamètre de tube de 29 - 32 mm, un kit spécial (no art. 07501106) serait fourni.

Largeur d'assise 320 - 600 mm

Hauteur d'assise arrière > 380 mm


Poignée de poussée longue ou à hauteur réglable pour fixer l'unité de commande, un dégagement de 10 mm min. est nécessaire.



Version A avec vis : un trou horizontal dans le tube du châssis est nécessaire. Chez Sunrise Medical, celui-ci existe en général sur les fauteuils actifs de Malsch (Easy 200/300, Easy Life, Easy Life i), de même que sur les fauteuils X-Family², BasiX² et RubiX². Remplacez simplement le croisillon clipé.



Version B à serrer : est fixé sur le tube inférieur du châssis. En général, pour tous fauteuils sauf les fauteuils actifs. (standard, par ex. pour les fauteuils X-Family²).



Version D à serrer : Pour Quickie/zippie IRIS, Etac Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6.

Montage R20 à fauteuils roulants Breezy X-Family

