

# ROLLATORS GEMINO

Présentation des produits – nouveautés 2020



Rollators premium – design séduisant, maniement facile, un maximum de sécurité et de confort

Sunrise Medical SA

# GEMINO – MODÈLES

CHF

Specials

Gemino 30  
Walker



Gemino 60  
Walker



Gemino 30  
SpeedControl



Gemino 30  
Parkinson



Outdoor

Gemino 30  
Comfort



Gemino 60



High End

Gemino 30



Mid Range

Gemino 20



Low End

# GEMINO – CLIENTÈLE VISÉE



Usagers ayant des problèmes de marche en raison de douleurs, de force musculaire et/ou physique limitée.

## Autres indications:

- Opération des genoux, des hanches ou de la colonne vertébrale
- Prothèses de hanches ou de genoux
- Manque de force dans les jambes
- Problèmes d'équilibre
- Vertiges
- AVC et lésions cérébrales
- Parkinson
- Démence
- SEP
- Pied de Charcot
- Maladies pulmonaires chroniques

**Clientèle visée :** Personnes âgées (+ 50, femmes 70%) et enfants (par ex. Gemino 30 S)

# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS



# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS



## 1 Mécanisme de pliage amélioré

- Modification de la position du mécanisme de verrouillage
- L'effort nécessaire reste le même

### Avantage :

- Prise en main latérale plus sûre et plus **confortable**
- Transport sans verrouillage supplémentaire (système breveté de pliage à cliquet)



## 2 Nouvelle poignée anatomique

- Guidage de la main et forme ergonomique
- Rétrocompatible

### Avantage :

**Utilisation simple, sûre et confortable**



# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS

## 3 Poignées de poussée réglables en hauteur avec graduation

- Réglage tous les 16 mm

### Avantage :

- Facile à adapter à l'utilisateur (sans outil)
- Réglage de la hauteur sécurisé avec **fonction mémoire**

### Poignées plus longues - kit avec graduation (en option)

- Longueur +10 cm, avec graduation (tous les 16 mm)  
(valable seulement pour Gemino 20/30/30 Comfort)

### Avantage :

- Adapté à des personnes très grandes  
(élargissement du groupe d'utilisateurs)
- Commande facilitée (rétrocompatible)



# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS

## 4 Filet à provisions amélioré

- Avec de nouveaux clips de fixation
- Nouveau logo réfléchissant
- Sangles extra-longues



### Avantages :

- Fixation simplifiée (sans outil) – à fixer et enlever d'un seul clic
- Facile à manipuler d'une seule main
- Utilisation **confortable**



## 5 Nouvelles couleurs – plus de choix

- Nouveau : Scarlet red & Sapphire blue
- Nouveau choix de couleur pour Gemini 30 / 30 Comfort / 30 Parkinson

### Avantage :

Attractivité plus grande, plus d'utilisateurs

	silver	New Sapphire blue	Champagne	Black	Apple green	Pink	New Scarlett red
Gemino 20	x	-	-	-	-	-	-
Gemino 30	x	x	x	x	x	x	x
Gemino 30 M	x	x	x	-	-	-	x
Gemino 30 S	x	x	-	-	-	x	-
Gemino 30 C	x	x	-	-	-	-	x
Gemino 30 C M	x	x	-	-	-	-	x
Gemino 60 C	x	-	-	-	-	-	-
Gemino 60 C M	x	-	-	-	-	-	-
G 30 Parkinson	x	x	-	-	-	-	-
G 30 Parkinson M	x	-	-	-	-	-	-

# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS

## 6 Nouveau design du sac, plus citadin

- Clips de fixation perfectionnés
- Poches intérieures améliorées
- Rabat interchangeable
- 8 couleurs

### Avantages :

- Fixation simplifiée (sans outil) – à fixer et enlever d'un seul clic
- Facile à manipuler d'une seule main
- Utilisation sûre et confortable
- Le sac peut être adapté à son style personnel en changeant le rabat



# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS

## 7 Nouveau kit de frein inversé

(freine automatiquement quand on lâche le levier de frein)

- Disponible en option pour tous les modèles

### Avantages :

- Installation facile
- Utilisation sûre et confortable
- Élargissement du groupe d'utilisateurs



## 8 Nouveau kit de freinage à une main

- Disponible en option pour tous les modèles
- Utilisable des deux côtés
- Réglage facile

### Avantages :

- Simple à installer
- Utilisation sûre et confortable
- Élargissement du groupe d'utilisateurs



# GEMINO 30 – AMÉLIORATIONS

## 9 Nouveau support pour la fixation de la sangle de dossier / sangle confort

- Fixation à l'intérieur du tube du cadre
- La hauteur peut être librement choisie

### Avantages :

- Installation simple
- Utilisation confortable et sûre



# GEMINO 30 PARKINSON – AMÉLIORATIONS



# GEMINO 30 PARKINSON – AMÉLIORATIONS

## 1 Bouton de commande amélioré

- Peut être monté des deux côtés (face interne ou externe)
- Design plus moderne

### Avantages :

- Utilisation simple et sûre
- Limite le risque d'endommager le câble
- Peut être adapté aux besoins de l'utilisateur



## 2 Box électronique améliorée

- Accès simplifié aux piles et au timer laser

### Avantage :

Simplification du changement de piles et du réglage du timer laser



# GEMINO 30 PARKINSON – AMÉLIORATIONS

## 3 Fixation du laser améliorée

**Avantage :**

Fixation sûre et fiable (moins de service)



## 4 Couleurs supplémentaires

- Sapphire blue

**Avantage :**

Attractif pour un groupe d'usagers élargi



## Composants Parkinson (utilisables aussi en kit)

**Avantage :**

De nouveaux modèles peuvent être réalisés grâce à la construction spéciale

# GEMINO WALKER – AMÉLIORATIONS



# GEMINO WALKER – AMÉLIORATIONS

## 1 Appui-bras amélioré

- Longueur réglable de 88 mm (uniq. Gemino 30 Walker)
- Poignée ajustable (angle)
- L'appui-bras peut être pivoté de 10°

### Avantage :

Appui-bras ergonomique pour une utilisation sûre et confortable



## 2 Appui-bras avec graduation

- Graduation tous les 16 mm

### Avantages :

- Facilement adaptable à l'utilisateur sans outil
- Réglage de la hauteur sécurisé avec **fonction mémoire**



# GEMINO WALKER – AMÉLIORATIONS

## 3 Nouvelle barre de stabilisation en option

### Avantages :

- Jonction plus stable et plus solide entre les appuis-bras
  - Barre de stabilisation amovible ou rabattable
- > Plus de sécurité  
-> Facile à enlever pour simplifier le transport

