



DELPHIN

Goûtez à plus d'indépendance
et de soutien

Le nouveau Delphin séduit par son design moderne d'un blanc élégant, sa fonctionnalité réfléchie et un processus de commande simplifié.

Conçu pour le bien-être de l'utilisateur

- Le dossier, le siège et les repose-pieds sont ergonomiques et encore plus doux en raison d'un nouveau matériau.
- Grâce au nouveau porte-linge intégré, le linge est toujours à portée de main.
- Toutes les parties en contact avec le corps disposent d'une finition douce pour la peau.
- Les repose-pieds et accoudoirs relevables permettent un maximum de mobilité.





DELPHIN

Conçu pour durer

- Robuste et pour un poids d'utilisateur maximal augmenté à 130 kg, le Delphin est un partenaire fiable au quotidien pour un plus grand nombre d'utilisateurs.
- Le nouveau design de la main courante facilite l'évacuation de l'eau sur le sol.
- Une résistance améliorée à la corrosion rend le Delphin encore plus durable.

Conçu pour vous soutenir dans chaque situation

- Tout à la fois fauteuil de douche, de transport et de toilette, le Delphin vous accompagne dans les soins d'hygiène quotidiens. Le siège de douche avec couvercle est aussi un siège confortable et peut être utilisé comme fauteuil de transport.
- L'équipement de toilette et le couvercle sont maintenant inclus dans le fauteuil standard et ne doivent plus être commandés séparément.



Données techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Largeur du siège | 430 mm & 480 mm |
| Profondeur du siège | 420 mm |
| Hauteur d'assise / de toilette | 550 / 460 mm & 630 / 540 mm |
| Hauteur du dossier | 425 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Largeur totale max. | LS + 140 mm, sans les roues motrices |
| Poids max. utilisateur | 130 kg |
| Poids total | 15 kg |
| Couleur du châssis | blanc |