

EASY 160i

SOPUR.
Live without limits.



Châssis pliable



Easy 160 i

Easy 160 i multifonctionnel s'adapte toujours aux besoins changeants de ses utilisateurs.

Très robuste, une qualité de finition haut de gamme et avec repose-pieds amovibles et pivotants.



Le talent polyvalent



Multifonctionnel et flexible

Des nombreuses possibilités de réglage et un équipement approfondi garantissent un maximum de flexibilité. Grâce à ses variantes de réglage marquées clairement, une adaptation individuelle est rapide et simplement possible.



Dossier réglable en angle

De -5° à $+15^{\circ}$ par paliers de 5°
En option: variable de -3 à $+27^{\circ}$



Hauteur du siège

Hauteur du siège arrière et avant
réglable par paliers de 1 cm



Hauteur d'assise

Hauteur d'assise avant réglable par
paliers de 1 cm




Repose-pieds

Pivotants vers l'intérieur et vers
l'extérieur et amovibles



Réglage de la profondeur du siège


Possibilité d'augmenter la profondeur
du siège par fermeture scratch



Repose-pieds relevables en hauteur

Relevables en hauteur individuellement
Pivotants vers l'intérieur et vers l'ex-
térieur et amovibles

Données techniques



Données techniques

7 coloris du châssis individuels

Coloris de la toile: noir

Poids total

Charge tolérée jusqu'à

Position tarifaire

à partir de 13.9 kg

140 kg

30.128.011

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter nos bons de commande.

Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations de prix et d'erreurs d'impression.



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17

3110 Münsingen

Fon: +41 (0)31 958 3838

www.SunriseMedical.ch