

# Q300<sup>®</sup> M Mini Kids

Découvrez de nouvelles possibilités



# ZIPPIE

## Q300 M MINI KIDS

Que ce soit à la maison, à l'école ou à la découverte des alentours, le Q300 M Mini Kids a tout autant d'énergie que votre enfant. Avec **sa base ultra étroite de 520 mm et son petit rayon de braquage de 1120 mm**, le Q300 M Mini Kids est conçu pour se déplacer facilement et intuitivement dans des espaces restreints ou pour découvrir des coins reculés en plein air. Et si l'aventure emmène les enfants plus loin qu'ils ne le pensaient, **les moteurs 4-pol** (en option) leur apportent **la puissance indispensable**. En même temps, la **suspension toutes roues** assure un trajet tranquille et sécurisé si le chemin devient un peu plus cahoteux. Combiné au **système d'assise réglable** qui assure que les enfants ne «débordent» pas du fauteuil, il existe des possibilités pratiquement infinies de styling selon son goût personnel. Avec ses options d'entraînement pratiques, le Q300 M Mini Kids est conçu pour l'autonomie de votre enfant.



520 mm

### Fonction de sécurité supplémentaire

Lorsque les petits vont trop vite et trop loin, vous pouvez arrêter le fauteuil roulant avec le Remote Switch Stop à une distance de 30 m (en fonction de l'environnement).

# PARTIR EN EXPLORATION

**Laissez votre enfant découvrir le monde à sa manière pour qu'il en vive la fantastique aventure!**

La technologie des roues motrices centrales permet à votre enfant une conduite intuitive et simple. Comme les roues motrices sont placées au milieu de la longueur totale et que le centre de gravité se trouve juste au-dessus, votre enfant peut tourner sur place, ce qui permet une maniabilité extrême à l'intérieur et augmente la traction pendant les trajets.

Vous cherchez la base motrice la plus compacte pour sa manœuvrabilité ? Choisissez les roues motrices 12 pouces. Si vous préférez une meilleure performance en plein air, décidez vous pour les 14"!



Technologie de traction centrale



## Suspension indépendante pour chaque roue

Notre suspension brevetée indépendante pour chaque roue leur permet de rester au sol tout en grimpant et en franchissant les obstacles. Les chocs et les bosses sont absorbés par les suspensions, ce qui assure un trajet doux et sans heurts.

## Technologie anti-tangage

Lorsqu'un fauteuil roulant s'arrête dans une pente, le mouvement d'arrêt le fait normalement basculer vers l'avant. Nous avons résolu ce problème grâce à la technologie anti-tangage de sorte que votre enfant reste assis de manière sûre et stable.

## Franchir les bordures

Avec les roues motrices 30 mm (12"), le Q300 M Mini Kids peut franchir des trottoirs de 50 mm si bien que l'on n'a pas besoin de faire un détour. Si les roues motrices font 355 mm (14"), il est possible de franchir des bordures de 70 mm.

# UN SYSTÈME D'ASSISE QUI GRANDIT AVEC VOTRE ENFANT

## Les enfants grandissent, et quelquefois très vite.

Avec le Q300 M Mini Kids, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter si votre enfant vient juste de s'habituer à son fauteuil roulant car le système d'assise a été spécialement conçu pour grandir avec lui.

Le **système d'assise réglable** peut grandir **sans ajout de pièce supplémentaire** en largeur (280 - 400 mm) et en profondeur (260 - 400 mm) et s'adapte ainsi de façon optimale. Cela favorise un positionnement idéal et une bonne stabilité et permet à votre enfant de se sentir bien toute la journée, que ce soit en jouant ou pendant les phases de repos indispensables.

Le Q300 M Mini Kids est le compagnon de toutes les petites et grandes aventures de la vie.



## Palettes séparées, montées en hauteur

Ces palettes sont réglables en continu et permettent grâce à leur angle de rotation une grande variété d'angles et de positionnements des pieds, des chevilles et des genoux.



### Elévation et inclinaison d'assise électriques

Avec l'élévation d'assise, on obtient une hauteur de 300 mm et on peut s'approcher de tous les objets qui seraient sinon inaccessibles. La position élevée facilite aussi le transfert. Grâce à une inclinaison pouvant atteindre 50°, on peut se détendre et répartir au mieux les pressions.

### Appui-tête universel

La fixation de l'appui-tête du Q300 M Mini Kids est compatible avec les appui-têtes de SEDEO et WHITMEYER qui répondent à une quantité d'exigences.

### Dossier SEDEO-LITE

Nous avons développé ce dossier spécialement pour les enfants. Les appuis latéraux intégrés assurent en permanence la stabilité du torse et offrent un grand confort. Comme elles se trouvent à l'intérieur du dossier, elles ne peuvent pas glisser, idéal pour les enfants qui roulent beaucoup! Et avec 8 sangles de réglage, il est possible de faire un grand nombre d'ajustements.



### Fixation de joystick emboîtée

Cette fixation de joystick a trois positions d'attache. Le joystick peut être monté au milieu pour les enfants limités dans le mouvement de leurs mains. Il peut aussi être pivoté vers l'intérieur ou l'extérieur pour s'approcher au plus près des tables.



# ÉLEVER LE SIÈGE ET AVANCER – AVEC C-ME

**Avec C-Me, il s'agit de mieux voir votre enfant et que lui aussi voie plus !**

Votre enfant peut rouler épaule contre épaule avec la famille ou les amis à une vitesse de 4,5 km/h max. et une hauteur de siège de 300 mm max. sans changer sa position d'assise.

Qu'il profite d'une sortie avec ses camarades ou d'une promenade avec vous, C-Me supprime la frustration des limitations de vitesse et lui permet d'être avec, tout simplement.

Laissez votre enfant découvrir le monde comme il en a envie, sans qu'il soit dépendant de vous ou d'autres personnes.



## Conduire confortablement

Nos fauteuils roulants électriques sont stylés et offrent une performance durable ainsi qu'un trajet doux et confortable. La hauteur d'assise peut même être modifiée pendant le trajet sans s'arrêter par simple pression de bouton.

# JEUNE ET VIF



## Plus de couleurs dans la vie

L'habillement de la base motrice se décline en 12 modèles et couleurs toniques au choix ! Sept touches de couleurs pour les roues et les fourches avant assurent une combinaison parfaite.

Motif floral blanc

Carbone



Motif flammé :  
gris

bleu

rouge

blanc



Motif structuré :  
gris

pink

violet

bleu

rouge

blanc

### CARÉNAGES :



### TOUCHES DE COULEUR :



ATTENTION : les motifs de l'habillement sont réalisés à la main et peuvent différer de l'image.



# DONNÉES TECHNIQUES

## Q300 M Mini Kids

<b>Système d'assise</b>	siège enfant	<b>Longueur de jambes</b>	180 - 460 mm
<b>Inclinaison d'assise</b>	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°	<b>Hauteur du siège</b>	410 - 490 mm
<b>Largeur du siège</b>	280 - 400 mm	<b>Poids max. utilisateur</b>	75 kg
<b>Profondeur du siège</b>	260 - 400 mm	<b>C-Me</b>	oui
<b>Hauteur du dossier</b>	380 - 485 mm	<b>Autonomie max. (ISO 7176-4)</b>	jusqu'à 36 km
<b>Largeur hors-tout</b>	à partir de 520 mm	<b>Poids du fauteuil (avec batteries)</b>	à partir de 110 kg
<b>Longueur hors-tout (avec repose-pied central)</b>	1060 mm	<b>Roues motrices</b>	12" / 13" / 14"
<b>Rayon de braquage</b>	1120 mm	<b>Vitesse maximale</b>	10 km/h (2 pôles) / 8 km/h (4-pôles)
<b>Stabilité dynamique max.</b>	6°	<b>Batteries</b>	56 Ah
<b>Capacité de franchissement</b>	50 mm (avec roues motrices 12") 60 mm (avec roues motrices 13") 70 mm (avec roues motrices 14")	<b>Transport sans usager</b>	fixer solidement le fauteuil roulant dans le véhicule de transport (par ex. auto, avion)
<b>Commande</b>	R-NET	<b>Conformité d'utilisation</b>	pour les personnes à mobilité réduite à l'intérieur et à l'extérieur



Sunrise Medical SA  
Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch



Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical. Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch).