

Simba™

zippie®
Explore your world!



Le fauteuil roulant évolutif pour enfant actif





Simba™



Innovant et adaptable,
le fauteuil roulant à
châssis rigide évolutif...

Une chose est sûre: les enfants
sont un peu plus grand chaque année!
Voilà pourquoi la surface d'assise
du Simba peut augmenter de 20 mm
en largeur et de 40 mm en
profondeur – sans ajout de pièces
supplémentaires.

Simba – ton fidèle copain!



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ENFANT

Liberté – mobilité – indépendance! Chaque centimètre du Simba a été conçu afin que l'enfant ait la meilleure position possible par rapport à la roue motrice et puisse conduire efficacement. Grâce aux options comme le châssis à abduction, le repose-pieds escamotable & inclinable et le frein Safari intégré au protège-vêtements, l'enfant est plus libre et peut facilement conduire son fauteuil, y monter ou en descendre, et activer les freins rapidement et sans danger.



POIGNÉES ERGONOMIQUES

Les poignées de poussée se règlent facilement en hauteur et en angle afin d'obtenir la position ergonomique idéale.



ADAPTATEUR ENTièrement RÉGLABLE

L'adaptateur permet de régler avec précision la hauteur arrière de l'assise, le centre de gravité et le carrossage sans diminuer pour autant la performance du fauteuil roulant.



NOUVEAUX FREINS SAFARI

Le frein Safari a été amélioré: intégré au protège-vêtements, il permet d'arrêter le fauteuil roulant rapidement et sans danger.



SIMBA – UN DESIGN INNOVANT

L'association de l'élégant tube d'assemblage de la roue avant et de la fourche avant innovante en Carbotecture (un matériau hightech extrêmement solide et léger) donne au Simba une allure jeune et dynamique tout en allégeant le fauteuils.

OPTIONS COLORÉES

Le Simba permet de personnaliser le fauteuil de votre enfant selon ses souhaits. Doté d'un châssis au design dynamique, le Simba existe en 24 coloris, une fourche avant colorée et un large choix de motifs de protège-rayons. Simba – plus de liberté pour votre enfant.

Châssis en 24 coloris



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maximale:	65 kg
Largeur du siège:	220 – 360 mm (+20 mm sans pièce additionnelle)
Profondeur du siège:	240 – 380 mm (+40 mm sans pièce additionnelle)
Hauteur avant du siège:	370 – 480 mm
Hauteur arrière du siège:	290 – 460 mm
Hauteur du dossier:	200 – 400 mm
Angle du dossier:	-16° à +20°
Châssis:	Châssis droit ou avec abduction (30 mm par côté)
Angle du châssis:	95°
Roues avant:	3"/4"/5"/6"
Roues arrière:	20"/22"/24"
Poids:	à partir de 9 kg
Couleurs des châssis:	24
Crash Test:	oui – selon la norme ISO 7176-19



Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise medical. Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch