


zippie®
Explore your world!



Explore
Your world!

Manuel

Ton copain fidèle,
année après année!



Youngster 3



Simba®

DONNÉES TECHNIQUES

Châssis	Châssis pliable	Châssis fixe
Largeur du siège	220 - 400 mm (+/- 20 mm)	220 - 360 mm (+/- 20 mm)
Profondeur du siège	40 - 400 mm (+/- 40 mm)	240 - 380 mm (+/- 40 mm)
Hauteur de l'assise avant	370 - 500 mm	360 - 480 mm
Hauteur de l'assise arrière	320 - 470 mm	290 - 460 mm
Hauteur du dossier	250 - 400 mm (+/- 25 mm)	200 - 400 mm
Angle du dossier	90° / régl. en angle (option) -3° - +15°	-16° - +20°
Longueur des jambes	170 - 440 mm	170 - 360 mm
Angle repose-pieds / Angle du châssis	75°	95°
Variantes de châssis	Standard droit / châssis avec abduction	0 / 30 mm d'abduction
Largeur hors-tout	645 mm	670 mm
Longueur hors-tout	800 mm	890 mm
Profondeur évolutive	+40 mm sans pièces additionnelles	+/- 40 mm
Largeur évolutive	+20 mm sans pièces additionnelles	+/- 20 mm
Charge maximale	85 kg	65 kg
Poids total	dès 8.5 kg	dès 8 kg
Coloris	24	24
Roues arrières	20" / 22" / 24"	20" / 22" / 24"
Roues avant	4" / 5" / 6"	3" / 4" / 5" / 6"



Iris

Mécanisme de bascule / châssis fixe

250 - 460 mm

250 - 460 mm

320 - 480 mm

320 - 480 mm

dès 410 mm

-5° - 50° / 0° - 55° / 5° - 60°

80 - 470 mm

60° - 90° SA (diff. versions)

n/a

dès 450 mm

800 mm

Oui

Oui

68 kg

10 kg (sans pièces détachées)

24 coloris

12" / 16" / 20" / 22" / 24"

4" / 5" / 6" / 8"



Power

Découvrez le monde qui t'entoure!



Q300 M Mini Kids

DONNÉES TECHNIQUES

Châssis	Châssis fixe avec système d'assise réglable
Vitesse	2 pôles, 10 km/h et 4 pôles 8 km/h
Largeur du siège	280 - 400 mm
Profondeur du siège	260 - 400 mm
Batteries	56 Ah
Autonomie	max. 36 km (ISO 7176-4)
Hauteur du dossier	380 - 485 mm
Angle du dossier	Manuel: -4° - 16° / Électrique: 0° - 30°
Inclinaison de l'assise	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°
Longueur des jambes	180 - 460 mm
Lift électrique	élévation 300 mm
Largeur hors-tout	à partir de 520 mm
Longueur hors-tout	1060 mm
Stabilité dynamique max.	6°
Capacité de franchissement	50 mm (avec roues motrices 12"), 60 mm (avec 13"), 70 mm (avec 14")
Rayon de braquage	1120 mm
Poids max. de l'utilisateur	75 kg
Poids total	à partir de 110 kg (incluant batteries)
Roues arrières	12", 13", 14"
Roues avant	7"





zippie
OUR W



Tes notes

Lined writing area with horizontal orange lines on a white background.






zippie®
Explore your world!

Un large choix de protège-rayons avec plus de 30 motifs différents pour la gamme ZIPPIE®. Pour plus de détails, voir le catalogue de protège-rayons.



Protège-rayons colorés





zippie®
Explore your world!



SUNRISE
MEDICAL.

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch