






# Hula

Le fauteuil roulant électrique flexible et maniable



## Compact en intérieur

- Grâce à ses **roues motrices centrales**, le Quickie Hula peut pratiquement tourner sur place, ce qui facilite sa maniabilité dans les pièces étroites.
- Sa **faible largeur** de seulement 63 cm permet de franchir facilement les passages étroits (p. ex. portes, ascenseurs, etc.)
- Sa **hauteur d'assise basse** est idéale, notamment pour glisser le fauteuil sous une table ou faciliter les transferts. La hauteur d'assise est réglable de 45 à 47 cm.


## Performant en extérieur

- Les **roues motrices centrales** du Quickie Hula présentent également des avantages en extérieur: les roues motrice centrales améliorent la traction et la stabilité du fauteuil - même sur les terrains accidentés.
- Capacité de franchissement jusqu'à 5 cm et stabilité dynamique jusqu'à 6° - grâce à sa **suspension unique**, le Quickie Hula est idéal pour se déplacer dans le jardin ou effectuer de courts trajets en dehors de la maison.
- **Crash testé**: Le Quickie Hula répond entièrement à la norme ISO 7176-19 (Crash Test).



## Système d'assise entièrement ajustable

Le Quickie Hula est équipé du même système d'assise que le Salsa et peut s'adapter à votre taille. Choisissez votre modèle favori au sein d'une large palette d'options afin d'améliorer votre confort ou de répondre à vos exigences cliniques - aujourd'hui comme demain.



- Largeur du siège réglable de 41 à 51 cm
- Profondeur du siège réglable de 41 à 51 cm
- Hauteur d'assise de 41.5 à 51 cm
- Inclinaison d'assise 0°, 3° ou 6°
- Angle du dossier de -4° à 12°




## Un équipement standard complet

- Toile de dossier adaptable
- Montage central des repose-pieds
- Accoudoirs relevables
- Roues motrices 10"
- Roues avant/arrière 6"
- Batteries 36 Ah
- Suspension
- Commande VR2



Toile de dossier adaptable



Accoudoirs relevables



Repose-pieds central  
escamotable

## Hula - le flexible...

En plus de son équipement standard complet, le Hula se distingue par sa multitude d'options. Plus de confort ? Optez pour la ligne JAY Confort.

Toutes les options du Hula sont modulables, se fixent facilement & se retirent rapidement (même ultérieurement). Hula - la flexibilité à l'état pur!



Disponible avec toute la gamme JAY Confort (dossiers & coussins)



Dossier JAY Confort



# Hula

Le fauteuil roulant électrique flexible et maniable



## Données techniques

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du siège:          | 41, 43, 46, 48, 51 cm (réglable de 41 à 51 cm)                           |
| Profondeur du siège:       | 41, 43, 46, 48, 51 cm (réglable de 41 à 51 cm)                           |
| Inclinaison de l'assise:   | Adaptable 0°, 3°, 6°                                                     |
| Hauteur d'assise:          | 45 cm / 47 cm (avec inclinaison de 3°)                                   |
| Angle du dossier:          | Adaptable de -4° à 12°                                                   |
| Hauteur du dossier:        | Adaptable 46, 48 et 51 cm (toile de dossier), 57 cm avec dossier confort |
| Largeur du dossier:        | Réglable de 41 à 51 cm                                                   |
| Longueur des jambes:       | 34 à 50 cm                                                               |
| Repose-pieds:              | 90° montage central fixe, 80° Swing-Away                                 |
| Hauteur des accoudoirs:    | Réglable de 22 à 31 cm                                                   |
| Profondeur des accoudoirs: | Réglable de 31 à 41 cm                                                   |

## Caractéristiques

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Largeur totale:                       | 63 cm                                  |
| Longueur totale (avec repose-pieds):  | 97 cm - 105 cm                         |
| Poids dans la configuration minimale: | 82 kg                                  |
| Rayon de braquage:                    | 115 cm                                 |
| Batteries:                            | 36 Ah                                  |
| Autonomie max.:                       | 18 km                                  |
| Vitesse:                              | 6 km/h                                 |
| Capacité de franchissement max.:      | jusqu'à 5 cm                           |
| Poids max. de l'utilisateur:          | 136 kg                                 |
| Stabilité dynamique max.:             | 6°                                     |
| Garde au sol:                         | 5 cm                                   |
| Certifié selon la norme ISO 7176-19:  | Oui                                    |
| Garantie:                             | 2 ans (selon nos conditions générales) |

Renseignez-vous dès aujourd'hui !

Pour de plus amples informations, consultez notre site [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)



### Facebook avec QUICKIE

Restez informé des toutes dernières informations sur le Quickie Hula et les autres produits Sunrise Medical Suisse grâce à notre page Facebook:

[www.sopur.me](http://www.sopur.me)



### Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
[info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)