

SALSA

LA LIBERTE A L'INTERIEUR
COMME A L'EXTERIEUR



UN SYSTEME D'ASSISE – DEUX FORCES MOTRICES

Un système d'assise, deux systèmes d'entraînement possibles: utilisez notre technologie des plateformes modulaires pour une configuration plus flexible de votre fauteuil électrique.

Utilisation maximale des mêmes pièces = rentabilité optimale

Système d'assise

→ Siège standard



Options électriques



→ Module manuel



→ Inclinaison électrique de l'assise

Propulsion



→ Roues motrices centrales



→ Roues motrices arrière

Options électriques et commandes spéciales (Salsa R² / Salsa M²)

- Inclinaison électrique de l'assise de 0° à 30°
- Inclinaison électrique du dossier de -5° à 30°
- Repose-pieds électrique
- Préparation facile des options électriques grâce aux kits de préparation
- Large choix de commandes spéciales et l'environnement
- Commande de PC / tablette PC / smart phone via Bluetooth possible
- Web iQ: outil de configuration en ligne permettant d'adapter facilement les modules de commande électronique



Salsa R² : force motrice arrière

- Conduite intuitive
- Bonne stabilité à grande vitesse
- Capable de franchir un obstacle de 10 cm (monte-trottoir)



Salsa M² : force motrice centrale

- Tourne sur place – conduite intuitive
- Meilleure traction – centre de gravité juste sous l'axe d'entraînement
- Très bonne stabilité en montée comme en descente
- Repose-pieds central permettant de plier les genoux à 90°
- Obstacles très faciles à monter et à descendre grâce aux améliorations de la stabilisation et du rééquilibrage automatique du siège (l'utilisateur reste en position stable)



DONNEES TECHNIQUES	SALSA R ²	SALSA M ²
Position tarifaire	502 000	502 000
Vitesse	6 / 10 km/h	6 / 10 km/h
Batteries	70 Ah	60 Ah
Autonomie max. (selon ISO 7176-4)	35 km	30 km
Largeur du siège	41 – 51 cm	41 – 51 cm
Hauteur d'assise	42 – 47 cm	43 – 49 cm
Profondeur du siège	41 – 51 cm	41 – 51 cm
Hauteur du dossier	46 – 51 cm	46 – 51 cm
Hauteur des accoudoirs	22 – 31 cm	22 – 31 cm
Inclinaison de l'assise	0° à 9° manuel / 0° à 30° électrique	0° à 9° manuel / 0° à 30° électrique
Angle du dossier	-4° à 16° manuel / -5° à 30° électrique	-4° à 16° manuel / -5° à 30° électrique
Largeur hors-tout	58 cm (12" roues ar.) / 62 cm (14" roues ar.)	61 cm
Longueur hors-tout	114 cm	110 cm
Rayon de braquage	max. 91 cm (avec repose-pieds 70°)	max. 67 cm (avec repose-pieds 70°)
Stabilité dynamique max.	8°	8°
Capacité de franchissement max.	10 cm (avec monte-trottoir)	7 cm
Poids configuration min. (Batteries comprises)	115 kg	113 kg
Poids max. de l'utilisateur	140 kg	140 kg
Commande	Commande moteur R-Net et joystick avec indicateur à DEL	Commande moteur R-Net et joystick avec indicateur à DEL



Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de contacter notre service client.



Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations et de fautes d'impression.



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch