

SALSA R²

COMPACT ET
PUISSANT





// MODULES D'ASSISE ELECTRIQUES ET COMMANDES SPÉCIALES

Changez votre position d'assise. Les trois différents types de modules d'assise permettent d'offrir à chacun le confort et le positionnement souhaités – la bascule électrique ou mécanique pour une inclinaison simple et efficace, le module d'inclinaison électrique à compensation, pour transférer les points d'appuis de l'assise au dossier, et enfin le combiné assise élévatrice et inclinaison d'assise électriques, pour plus d'accessibilité et d'autonomie.

Quant au dossier, il est inclinable par vérin à gaz ou électrique.

Et enfin, divers joysticks avec affichage à LED ou écran LCD couleur (en option).

> Transferts

Accoudoirs relevables, réglables en hauteur, en profondeur et en angle pour faciliter les transferts. Le manipulateur suit le dossier pendant son inclinaison.



SYSTEME D'ASSISE MULTI-REGLABLE

Le Salsa R² est équipé de série d'un système d'assise entièrement réglable et peut donc adopter, sans pièces additionnelles, diverses configurations, que ce soit en largeur, profondeur, angle et hauteur de dossier. La conception de l'assise a été étudiée pour une parfaite adéquation avec l'Utilisateur et pour un entretien facilité grâce à l'accessibilité simplifiée des parties mécaniques et électroniques. Adaptation possible de coussins et dossiers personnalisés.



Bascule d'assise électrique
(0° à 30°) à compensation
pour conserver le point
d'équilibre de l'Utilisateur
quel que soit l'inclinaison
d'assise choisie.



// SALSA R² CONFORME POUR LE TRANSPORT EN VEHICULE

Le Salsa R² a passé avec succès les tests de collision selon la norme ISO 7176-19 et peut donc être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé.

Tests réalisés et approuvés avec un système de retenue à 6 points (4 sangles à l'arrière et 2 à l'avant) et les quatre points d'accroche-taxi qui équipent, de série, le Salsa R². La station d'arrimage Dahl a été également crash-testée avec le Salsa R² et répond favorablement aux exigences de cette même norme..

Nouvelle base avec feux LED arrière intégrés au châssis et feux avant sur flexible (option)

4 points d'attaches permettant de fixer le fauteuil de façon sécurisée lors du transport en voiture.

Suspensions réglables des roues motrices garantissant souplesse et confort.

> **Base compacte et au design modernisée**
disponible en 3 coloris - bleu, blanc & rouge



VOTRE MOBILITE OPTIMISEE. INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Le Salsa R² présente des performances exceptionnelles en intérieur comme à l'extérieur. Sa base compacte et sa faible hauteur d'assise (à partir de 42cm) vous permet d'évoluer aisément et en toute sérénité quelle que soit la configuration de votre intérieur. Epoustouflant de confort et de puissance à l'extérieur, grâce à ses moteurs 4 pôles 10 km/h, ses suspensions réglables et ses roues 9" ou 10". Salsa R² séduira les Utilisateurs menant une vie riche en activités sans compromettre la maniabilité à l'intérieur.



- > **Repose-pieds escamotables**
Potences escamotables et amovibles pour faciliter les transferts. Repose jambes manuels ou électriques également disponibles

Accès aux batteries et parties électroniques sans transférer l'Utilisateur hors de son fauteuil

Batteries en 70 Ah

Roues motrices 12.5" et 14"

Roues directrices 9" et 10"



SALSA R²

Puissance et Autonomie
La Solution pour une Vie Active!



CONFIGURABLE À SOUHAIT! - LE SALSA R² OFFRE UNE LARGE GAMME D'OPTIONS POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DE CHACUN.

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS DISPONIBLES SUR LA FICHE DE MESURE.



// MONTE-TROTTOIR

Un monte-trottoir pour obstacles de 10 cm max. peut être installé ultérieurement



// BASCULE D'ASSISE ELECTRIQUE

Bascule standard de 3° à 20° pour passer de la position de conduite à la position relax rapidement et simplement.



// DOSSIER ELECTRIQUE

Plage d'inclinaison de -5° à 30°. Option pouvant être ajoutée ultérieurement selon l'évolution cliniques des besoins.



// REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES A COMPENSATION

Pour un support des membres inférieurs optimum. Option connectique sans fils disponible.



// CALES TRONC

Multi-réglables pour un positionnement du tronc optimal.



// ÉCLAIRAGE LED ET CLIGNOTANTS

Éclairage LED et clignotants à l'avant.

DONNEES TECHNIQUES

SALSA R² // fauteuil roulant électrique

Poids max. Utilisateur:	140 kg
Roues avant:	9" and 10"
Roues arrière:	12" and 14"
Largeurs d'assise:	41 – 51 cm
Profondeurs d'assise:	41 – 51 cm
Vitesses:	6 km/h (10 km/h optional)
Autonomie (ISO 7176-4):	35 km
Batteries:	70Ah
Pente sécurité max:	8° (14%)
Largeurs hors-tout:	60 cm (12.5" roues); 62 cm (14" roues)
Capacité de franchissement max.:	10 cm (avec monte-trottoir)
Colour choices:	Bleu, blanc et rouge
Transport (ISO 7176-19):	4 points de retenue & Dahl docking system
Position tarifaire:	502 000

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations et de fautes d'impression.



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch