



Adresse de facturation:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:



Adresse de livraison:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

Date:

Commission:

No de commande de Sunrise Medical:

- ☐ Commande ☐ built4me
- ☐ Devis

E-mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Selon nos conditions générales.

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

- = Standard n/c = Option sans supplément

Charge tolérée jusqu'à: **85 kg**

Poids de l'utilisateur: kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: **40.128.002**

Prix de base CHF 3760

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

●	ZIPPIE Youngster3, Prix de base	3760
●	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	Std

		Largeur du siège en mm										
Profondeur du siège en mm		220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	plus 20 mm
	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	châssis court
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	280	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	châssis long
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
plus 40 mm		châssis droit (= sans abduction) à partir de LS 260 mm										

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 120 mm! Inclinaison d'assise négative pas possible.


4" & 5" pneus pleins
4" & 5" pneus pleins soft alu
5" & 6" pneus pleins soft
uniquement disponibles avec fourche 45 mm.

Veuillez prendre en considération les instructions de mesure en page 5.
Toutes les mesures sans coussin.


		Hauteur du siège avant en mm																
Roues avant	Fourche (Longueur x Largeur)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500				
	4"	111 mm x 45 mm	○	○	○	○												
		123 mm x 45 mm		○	○	○	○											
		111 mm x 32 mm			○	○	○											
		138 mm x 45 mm					○	○	○	○								
		174 mm x 45 mm						○	○		○	○						
	5"	111 mm x 45 mm				○	○	○										
		123 mm x 45 mm				○	○	○	○	○								
		111 mm x 32 mm				○	○	○										
		138 mm x 45 mm						○	○	○	○							
		174 mm x 45 mm							○	○	○	○	○					
	6"	111 mm x 45 mm						○	○									
		123 mm x 45 mm						○	○		○							
		138 mm x 45 mm						○	○		○	○						
		174 mm x 45 mm								○	○	○	○	○				

Indication de HS avec distance de 10 mm entre le roulement à billes de la fourche et le châssis

La distance peut aussi être montée sous le roulement à billes = Hauteur siège indiqué -10 mm



111 x 32 mm




123 x 45 mm

138 x 45 mm

Indication: mesuré avec pneus 1", sans coussin

		Hauteur du siège arrière en mm																
Roues arrières		320	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470		
20" (451mm)				○	○													
22" (489mm)						○	○	○	○	○		○	○	○				
24" (540mm)										○	○	○	○	○	○	○		

ZIPPIE Youngster 3						Position t.	CHF excl.	
Siège								
Toile de siège								voir aussi les bons de commande JAY   
☒ 020101	Toile de siège avec 1 pochette à outils					40.507.000	Std	
☐ 020102	Toile de siège avec 2 pochettes à outils					70.362.000	59	
☐ 020104	Sans toile de siège						-50	
Coussin et revêtement								
☐ 020201/03	Coussin en mousse avec revêtement noir			fermeté medium	☐ 30 mm ☐ 50 mm	70.141.000	139	
☐ 020202	Coussin en latex avec revêtement noir			fermeté très souple	☐ 50 mm	70.141.000	139	
JAY Zip coussin et dossier (Les dimensions seront adaptées au fauteuil roulant! Dossier Zip: Toile de dossier pas nécessaire!)								
☐ ZIP coussin	Remarques:						435	
☐ ZIP dossier	☐ S (150 mm) haut ☐ M (200 mm) haut ☐ T (250 mm) haut ☐ X (300 mm) haut						875	
☐ 2ème housse fournie en noir	☐ 2ème housse fournie en bleu ☐ 2ème housse fournie en pink						nc	
☐ 020301	Ceinture de sécurité avec boucle					70.112.000	102	
☐ 020303	Ceinture Jay Fit, montage en angle de 90° (Fixé à la barre du cadre d'assise. Dés LS 260 mm. Uniquement avec coussin.)					70.112.000	102	
☐ 020304	Ceinture Jay Fit, montage en angle de 45° (Fixé à la barre du cadre d'assise. Dés LS 260 mm. Uniquement avec coussin.)					70.112.000	102	
Dossier								
Hauteur réglable, de/à ajusté à		225 - 275 mm	275 - 325 mm	325 - 375 mm	375 - 425 mm			
		☐ 225 mm	☐ 275 mm	☐ 325 mm	☐ 375 mm			
		☐ 250 mm	☐ 300 mm	☐ 350 mm	☐ 400 mm			
		☐ 275 mm	☐ 325 mm	☐ 375 mm	☐ 425 mm			
☒ 030101	Dossier Standard, fixe 90°, non rabattable						Std	
☐ 030102	Dossier réglable en angle ☐ -3° ☐ 0° ☐ 5° ☐ 10° ☐ 15° (uniquement avec PV 040202)						338	
B4M construction spéciale: dossier à angle réglable (Recline) (+10 jours délai de livraison)								
☐	Angle réglable de -3° à +20° (uniquement avec prot. vêt. 040201 et à partir de PS 300 mm) (incomp. avec frein Safari, augmentation de la profondeur du siège (50 mm) & toile de dossier standard)					70.133.000	819	 030316  030317  030205  030204  030203 (Std)  1324-03  1324-04
Toile de dossier								
☒ 030306	Dossier avec toile standard (incompatible avec augmentation prof. du siège)					40.507.000	Std	
☐ 030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)					40.50.7000	n/c	
Coloris bandes latérales: ☒ noir ☐ orange ☐ argent ☐ rouge ☐ bleu								
☐ 030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)					40.50.7000	139	
Coloris bandes latérales: ☒ noir ☐ orange ☐ argent ☐ rouge ☐ bleu								
☐ 030305	Sans toile de dossier						-50	
Poignées								
☐ 030201	Sans poignées						n/c	
☒ 030203	Poignées standard					40.510.000	Std	
☐ 030204	Poignées rabattables (dès HD 325 mm)					40.510.000	152	
☐ 030205	Poignées réglables en hauteur (incomp. avec poignées courtes, longues ou rabattables, dès HD 300 mm)					40.510.000	304	
☐ 030206	Poignées ergonomiques, réglables en hauteur (incomp. avec poignées courtes, longues ou rabattables; pas avec freins à tamb.)					40.510.000	335	
☐ 030207	Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY ou d'autres systèmes (incomp. avec poignées courtes, longues ou rabattables, dès HD 300 mm)					40.510.000	304	
Barre de poussée, réglables en hauteur et en angle ☒ plan (1324-03) ☐ élargi (1324-04)						40.510.000	304	
☐ 030401/02	Appui-tête ☐ medium ☐ grand					70.121.000	484	
☐ 030403	Barre de stabilisation						179	
Protège vêtements / accoudoirs								
☒ 040201	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis), avec protection contre le froid					40.508.000	Std	
☐ 040202	Protège vêtements - alu, pour dossier réglable en angle (030102), avec protection contre le froid					40.508.000	48	
☐ 040211	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue (comp. avec accoudoirs régl. en hauteur)					40.508.000	n/c	
☐ 040204	Garde-boue en plastique, riveté (uniquement avec 040201 ou 040203)					40.508.000	96	
☐ 040210	Garde-boue d'une pièce en plastique, à fixer, noir (uniquement avec 040201 ou 040203)					40.508.000	96	
☐ 040203	Cale latérale poids léger avec protège vêtements intégré, look carbone (pas en combinaison avec 040204, 040210, 040101)					40.508.000	197	
☐ 040212	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis, paire) - avec garde-boue, pour freins Safari					40.508.000	n/c	
☐ 040205	Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer (Quickie Style)					40.508.000	n/c	
☐ 040101	Accoudoirs réglables en hauteur, vissés (incompatible avec freins safari)					40.508.000	96	
Table de thérapie								
☐ 040207/08	Rabattable pour LS 260-400 mm ☐ à droite ☐ à gauche (uniquement avec accoudoirs)					70.161.000	461	
Repose-pieds								
☐	Palette monobloc construction légère, réglable en angle, soutien de mollet incl. (uniquement en Pos. 3 - voir page 7)							
050102	☒ Palette en plastique (châssis avec abduction LS 260-400 mm, Std. 300-400 mm)					40.505.00	Std	
050103	☐ Palette en carbone (châssis avec abduction LS 280-400 mm, Std. 320-400 mm)					40.505.00	201	
☐ 050115	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds						78	
☐ 050106	Palette monobloc "Youngster 3" (LS 380 & 400 mm avec châssis abdu sera fourni avec palette en alu)					40.505.00	201	
050107	☐ Déverrouillage pour palette monobloc (pour spasmophiles)						52	
050108	☐ Mécanisme pivotant pour palette monobloc						52	

ZIPPIE Youngster 3													Position t.	CHF excl.		
Repose-pieds (suite)																
☐	050111	Palettes séparées "Youngster 3", en plastique (pas en comb. avec LS 220 mm)											40.505.000	n/c		
	050112/13	☐ Déverrouillage pour palette séparées (pour spasmophiles)	Montage	☐ à droite	☐ à gauche								52			
	050114	☐ Déverrouillage pour palette séparées, paire (pour spasmophiles)												104		
☐	050101	Palettes séparées "Youngster 3", en alu (châssis avec abduction dès LS 260 mm, Std. dès LS 300 mm)											40.505.000	201		
	050116/17	Pince de fixation (voir tableau page 7 svp)												n/c		
		☐ courte 90 mm	☐ longue 121 mm													
Longueur des jambes (LJ) en mm																
	☐ 170	☐ 180	☐ 190	☐ 200	☐ 210	☐ 220	☐ 230	☐ 240	☐ 250	☐ 260	☐ 270	☐ 280	☐ 290	☐ 300		
	☐ 310	☐ 320	☐ 330	☐ 340	☐ 350	☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	☐ 400	☐ 410	☐ 420	☐ 430	☐ 440		
Châssis																
●	010101	Châssis standard droit (à partir de LS 260 mm)												Std	 YNG010101YNG010102	
☐	010102	Cadre fixe avec abduction, cadre standard												n/c		
☐	010201	Augmentation de la profondeur du siège (50 mm) (incomp. avec cale latérale 040203, à partir de PS 300 mm) Augmente la PS de 50 mm, permet une meilleure réglage du centre de gravité en combinaison avec des coques d'assises												305		
Accessoires châssis																
☐	010302/01	Levier de basculement	☐ Montage à droite	☐ Montage à gauche								40.506.000	50	 YNG010301YNG010303YNG010305		
			☐ Montage à droite et à gauche	(paire, pas en comb. avec roulette de sécurité)									100			
☐	010303	Porte canne (uniquement en combinaison avec levier de basculement)											40.512.000		61	
☐	010307/06	Roulette de sécurité pivotante	☐ Montage à droite	☐ Montage à gauche								40.501.000	152			
	010308		☐ Montage à droite et à gauche	(paire, pas en comb. avec levier de basculement)								40.502.000	304			
☐	010309	Roulette de transit													256	
Roues avant																
●	080101	Fourche de roue avant (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)												Std		
Roues avant																
●	080201	Pneus pleins (uniquement pour 4" et 5" avec fourche avant 45 mm)											40.511.000	Std		
☐	080202	Pneus pleins soft (uniquement pour 5" et 6" avec fourche avant 45 mm)											40.511.000	n/c		
☐	080204	Pneus pleins avec jantes en alu (uniquement pour 4" & 5")											40.511.000	102		
☐	080205	Pneus pleins soft avec jantes en alu (uniquement pour 4" et 5" avec fourche avant 45 mm)											40.511.000	153		
Roues arrières																
(veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes!)															 YNG070102YNG070103YNG070104YNG070106 (1)LS min. 280 mm, pas d'anodisation possible, incomp. avec carrossage et freins à tambours, uniquement rayons croisés YNG070201YNG070203 YNG070205 070308	
●	070102	Roues Universal rayons croisés (uniquement 22" & 24")												Std		
☐	070103	Roues Design (uniquement 24")												n/c		
☐	070104	Roues à rayons légers (uniquement 22" & 24" et avec montage des mains courantes 17 mm, incomp. avec 070202)												n/c		
☐	070105	Roues Proton ultra légères (uniquement avec montage des mains courantes 17 mm, incomp. avec 070202)												401		
☐	070111	Freins à tambours pour accompagnateur (avec axe à déverrouillage rapide, uniquement 22" & 24")											40.503.000	401		
☐	070106	Roues Mountainbike (uniquem. 24", avec pneus Mountainbike et mains-courantes en alu, noir)												401		
☐	070107	Roues Mountainbike set de rechange (uniquement 24" et avec pneus Mountainbike)												504		
☐	070108/09	Commande unilatérale, déverrouillage rapide; frein unilatérale non inclus (1) ☐ à droite ☐ à gauche											90.101.000	1421		
Pneus																
☐	070201	Profil fin 1" Schwalbe Right Run contenu anti-crevaison											40.511.000	n/c		
☐	070203	Profil fin Schwalbe One contenu anti-crevaison (uniquement 22" & 24")											40.511.000	n/c		
☐	070202	Pneu anti crevaison poly (uniquement 22" & 24", pas en combinaison avec 070104 & 070105)											40.511.000	101		
☐	070205	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" contenu anti-crevaison (uniquement 24")											40.511.000	101		
Mains courantes																
☐	070301	Aluminium argenté, anodisé (incomp. avec montage des mains courantes espacés pour roues à rayons légers et Proton)												n/c		
☐	070302	Aluminium argenté, vernis clair (incomp. avec montage des mains courantes espacés pour roues à rayons légers et Proton)												n/c		
☐	070303	Aluminium brossé, coloré Coloris = _____ (cf. p. 4) (incompatible avec roues à rayons légers)														
☐	070304	Inox poli (uniquement 22" & 24")												n/c		
☐	070305	Titane brillant ☐ 070306 Titane vernis clair (uniquement 22" & 24")												308		
☐	B4M	NaturalFit sans inserts en caout.	☐ 38 mm CHF 318	☐ LT 30 mm CHF 348	(uniquement roues légers et ultra légers)							70.171.000				
☐	B4M	Surge avec inserts en caout.	☐ 38 mm CHF 388	☐ LT 30 mm CHF 418	(uniquement roues légers et ultra légers)							70.171.000				
☐	070307	Antidérapantes (uniquement 22" & 24")											70.171.000	299		
☐	070308	MaxGrepp (uniquement 22" & 24")											70.171.000	402		
☐	070401/02	Montage des mains courantes ● 17 mm étroit ☐ 27 mm espacé												n/c		
☐	070403	Montage des mains courantes 7 mm très étroit (uniquement inox 24")												102		
☐	070309	Revêtement pour mains courantes (uniquement 22" et 24")											70.170.000	173		
☐	070501-05	Carrossage des roues ☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°												n/c		
Protège rayons																
☐	Protège rayons		☐ 22"	☐ 24"								40.509.000	286	Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet		
	☐ 5000	☐ 5002	☐ 5003	☐ 5004	☐ 5007	☐ 5008	☐ 5009	☐ 5010					286			
	☐ 5013	☐ 5015	☐ 5016	☐ 5017	☐ 5018	☐ 5020	☐ 5021	☐ 5022					286			
	☐ 5023	☐ 5024	☐ 5025	☐ 5134								286				
	☐ 5131	Protège rayons transparent			☐ 20"	☐ 22"	☐ 24"					40.509.000	255			

ZIPPIE Youngster 3				Position t.	CHF excl.			
Freins								
☒	060101	Freins standard				Std		
☐	060104/02	Freins à débattement court	☐ levier vers l'intérieur	☐ levier vers l'extérieur		n/c		
☐	060105	Freins Safari, pièce latérale de frein intégrée		(incompatible avec pneus anti-crevaison 070202)		204		
Accessoires de freins						 YNG060105		
☐	060106	Freins pour accompagnateur		(uniquement avec freins Safari 060105)	40.503.000		410	
☐	060201	Rallonges des freins		(uniquement avec freins à débattement court)	40.504.000		50	
Accessoires								
☒		Trousse à outils				Std		
☐	090101	Pompe à air				107		
☐	090102	Pompe à air vélo				19		
☐	090103	Sac à dos			70.362.000	81		
☐	090107	Sac à portable				34		
Couleurs								
Châssis			Mains courantes		Châssis		Mains courantes	
02	Argent brillant / Brilliant Silver	☐	☐ 80	29	Noir / Black (RAL 9005)	☐	☐ 80	
03	Argent mat / Matt Silver	☐	☐ 80	31	Noir mat / Matt Black	☐	☐ 80	
06	Jaune soleil / Sun Yellow	☐	☐ 80	32	Blanc de sécurité / Signal White	☐	☐ 80	
14	Bleu / Blue	☐	☐ 80	33	Pink	☐	☐ 80	
15	Marine brillant / Brilliant Marine	☐	☐ 80	34	Dark Chocolate Metallic	☐	☐ 80	
16	Marine mat / Matt Marine	☐	☐ 80	35	Bleu ciel / Skyblue	☐	☐ 80	
19	Violet brillant / Brilliant Purple	☐	☐ 80	36	Cyan métallisé / Cyan Metallic	☐	☐ 80	
21	Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	☐	☐ 80	37	Mars rouge (orange) / Mars red	☐	☐ 80	
22	Rouge brillant / Brilliant Red	☐	☐ 80	40	Kiwi	☐	☐ 80	
23	Rouge mat / Matt Red	☐	☐ 80	41	Flamant Glitter / Flamingo Glitter	☐	☐ 80	
24	TuttiFrutti Orange	☐	☐ 80	42	Anthracite mat / Matt Anthrazit	☐	☐ 80	
27	Graphite métallisé / Graphite Metalic	☐	☐ 80	46	Vert mamba / Mamba Green	☐	☐ 80	
Set style pour la fourche avant								
☒	noir (090509)		☐ argent mat (090507)	80	☐ orange (090508)	80		
Toile de dossier								
☒	noir							
Built-4-Me (Bâti sur mesures)								



YNG060105



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

	Prix de base	CHF	3760
Total des options avec supplément / réduction de prix	CHF		
Emballage et frais d'expédition	CHF		50
TVA 7.7%	CHF		
Prix T.T.C.	CHF		

Prière de tenir compte des procédures de mesures

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique.

Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas!

La largeur du siège (LS)

a) pour l'utilisateur:

entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

La profondeur du siège (PS)

a) pour l'utilisateur:

pour une position à angle droit: depuis l'avant de la toile au creux du genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

La hauteur du dossier (HD)

a) pour l'utilisateur:

mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate (avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm)). **Attention!** La hauteur du dossier est définie en fonction du degré de gravité du handicap.

La longueur des jambes (LJ)

a) pour l'utilisateur:

pour un genou à angle droit: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

d'un bord extérieur à l'autre du croisillon

b) sur la chaise:

du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile

Remarque: si la chaise est utilisée par une personne hémiplégique, la profondeur du siège devrait être réduite.

b) sur la chaise:





de la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.

Remarque: la stabilité d'assise de l'utilisateur a une grande influence sur la hauteur du dossier et peut donc être très variable.

b) sur la chaise:

de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds

Observation:
fermeture du coussin



Dimension de la chaise:

Largeur max. 700 mm
Hauteur max. 920 mm
Longueur max. 930 mm

Largeur hors-tout avec 24"

Carrossage des roues 0°: LS + 200 mm
Carrossage: chaque degré de carrossage: + 10 mm
avec freins à tambours: + 20 mm

Poids:

poids minimal: env. 8.5 kg

- cadre en aluminium avec repose-pieds intégrés
- PS 240 - 300 mm (châssis court), roues arrières 22"
- PS 300 - 400 mm (châssis long), roues arrières 22" / 24"
- cadre avec abduction à choix
- Inclinaison de l'assise 4°
- dossier à choix
- En fonction du carrossage des roues arrières, la largeur de la chaise augmente d'environ 10 mm

- protège vêtements à choix
- position du roue arrière
- montage rapproché des mains courantes
- carrossage de 0° à 4° à choix
- roues avant à choix
- poids 7.7 kg sans protège vêtements et palette

Mesures chaise pliée:

Avec roues arrières env. 310 mm
Sans roues arrières env. 240 mm

INDICATION:


Différence d'inclinaison d'assise max. entre la hauteur du siège avant et arrière: 120 mm

Inclinaison d'assise négative pas possible.

Mesures arrondies +/- 10 mm

YOUNGSTER 3 - Hauteur du siège et longueur des jambes


Table hauteur du siège avant (en mm) avec roues avant 4", 5" et 6"

		Position fourche	Roues avant		
			4"	5"	6"
	Fourche (32/111 mm)	2	400	410	X
		1	410	420	X
	Fourche (45/111 mm)	3	390	X	X
		2	400	410	X
		1	410	420	430
	Fourche (45/123)	3	400	410 ⁽¹⁾	X
		2	410	420	430
		1	420	440	450
	Fourche (45/138 mm)	3	420	430	430
		2	430	440	450
		1	440	450	460
	Fourche (45/174 mm)	4	X	450	460
		3	440	460	470
		2	460	470	480
		1	470	480	500


Indication:

* Indication de HS avec distance de 10 mm entre le roulement à billes de la fourche et le châssis
La distance peut aussi être montée sous le roulement à billes => Hauteur siège indiqué -10 mm
* sans coussin
* sans inclinaison de l'assise (0°)
* X = NoGo
(1) Incompatible avec pneus pleins soft 5"


Hauteur du siège arrière (en mm) avec roues arrière 20", 22" et 24"

		Position plaque	Roues arrière		
			20"	22"	24"
		8	320	355	X
		7	330	370	X
		6	350	380	410
		5	X	400	425
		4	X	415	435
		3	X	430	445
		2	X	440	455
		1	X	455	470
Indication:		* mesuré avec pneus 1" * sans coussin * sans carrossages des roues (0°) * sans inclinaison de l'assise (0°) * X = NoGo			


Distance entre siège et mains courantes


		Position plaque	Roues arrière		
			20"	22"	24"
		8	125	140	X
		7	110	130	X
		6	100	115	145
		5	X	100	130
		4	X	90	120
		3	X	80	105
		2	X	65	95
		1	X	50	80
Indication:		* sans coussin * sans carrossages des roues (0°) * X = NoGo			


Y3 - Table d'adaptation pour longueur des jambes (LJ), palette monobloc, réglable en angle



















		Position fourche	Roues avant 4"		Roues avant 5"		Roues avant 6"	
			LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.
	Fourche 111 mm	3	320	340	X	X	X	X
		2	320	350	X	X	X	X
		1	320	360	X	X	X	X
	Fourche 123 mm	3	320	350	X	X	X	X
		2	320	360	X	X	X	X
		1	320	380	320	390	X	X
	Fourche 138 mm	3	320	360	X	X	X	X
		2	320	380	320	390	X	X
		1	320	390	320	400	X	X
	Fourche 174 mm	4	X	X	320	400	X	X
		3	320	400	320	410	320	340
		2	320	410	320	430	320	430
		1	320	420	320	440	320	450

Youngster 3 - Table d'adaptation pour longueur des jambes (LJ)

<u>Position repose-pieds 1</u>		Position fourche	roues avant 4"				roues avant 5"				roues avant 6"			
			pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue	
			LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.
	Fourche 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Fourche 123 mm		3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Fourche 138 mm		3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Fourche 174 mm		4	X	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290
		3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290

<u>Position repose-pieds 2</u>		Position fourche	roues avant 4"				roues avant 5"				roues avant 6"			
			pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue	
			LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.
	Fourche 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	140	240	110	260	140	204	110	260	X	X	X	X
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Fourche 123 mm		3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Fourche 138 mm		3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Fourche 174 mm		4	X	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
		3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260

<u>Position repose-pieds 3</u>		Position fourche	roues avant 4"				roues avant 5"				roues avant 6"			
			pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue		pince de fix. court		pince de fix. longue	
			LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.	LJ min.	LJ max.
	Fourche 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
		1	250	380	220	380	250	370	220	390	250	350	220	380
Fourche 123 mm		3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
		2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	38
		1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	350	220	40
Fourche 138 mm		3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380
		2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400
		1	205	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420
Fourche 174 mm		4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	380	220	420
		3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440
		2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470

Protège vêtements / accoudoirs			
			
YNG040201	YNG040205	YNG040202	YNG040203
			
YNG040204			
			
Repose-pieds & Palettes			
			
YNG050101	YNG050102 / YNG050103		YNG050106
	YNG050108		
			
YNG050111	YNG050115		
Freins			
			
YNG060101	YNG060102	YNG060105	
Cadre		Dossier	Elargissement (prof. du siège)
			
YNG010101	YNG010102	YNG030101	B4me