

Edition: 01/20

Adresse de facturation:
Société:
Rue:
NPA/Lieu:
Fon:



Adresse de livraison:
Société:
Rue:
NPA/Lieu:
Fon:

Date:
Commission:

No de commande de Sunrise Medical:

- ☐ Commande
☐ Devis
☐ 

E-Mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch

Charge tolérée jusqu'à: 125 Kg

Poids de l'utilisateur: _____ Kg

Garantie

Selon nos conditions générales

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

- = Standard n/c = Option sans supplément

Prix de base CHF 7'070

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

AJUSTEMENT D'ASSISE

Tango JUNIOR	Largeur du siège
TANW33	○ 33 cm (réglable 25 cm à 37 cm)



	Profondeur du siège	
TAND0350	○(1) 35 cm	TAND0375 ○ 37.5 cm
TAND0400	○ 40 cm	TAND0425 ○ 42.5 cm

Tango	Largeur du siège
TANW38	○ 38 cm (réglable 38 cm à 42 cm)
TANW43	○ 43 cm (réglable 43 cm à 48 cm)
TANW49	○ 49 cm (réglable 49 cm à 52 cm)



	Profondeur du siège	
TAND0350	○(1) 35 cm	TAND0375 ○ 37.5 cm
TAND0400	○ 40 cm	TAND0425 ○ 42.5 cm
TAND0450	○ 45 cm	TAND0475 ○ 47.5 cm
TAND0500	○ 50 cm	

CHF excl.

ASSISE				
TAN020001	●	Coussin standard 5 cm	TAN020010	○ Dossier Jay Comfort et coussin Jay Basic
				n/c
ASSISE REGLABLE				
TAN020005	●	Module d'inclinaison d'assise mécaniquement (pré-réglage d'usine 6°)	(0°, 3°, 6° et 9°)	Std
TAN020006	○	Inclinaison manuel 3° à 25°, réglable avec vérin à gaz pour accompagnateur		n/c
TAN020007	□	Inclinaison électrique 3° bis 25°		1'500
DOSSIER				
TAN030000	●	Dossier avec toile rembourrée; hauteur de dossier 47.5 cm	(réglable +/- 2,5 cm; coussin standard)	Std
DOSSIER REGLABLE				
TAN030001	●	Angle du dossier réglable mécaniquement	(-3° à 30°)	Std
TAN030002	○	Angle du dossier réglable avec vérin à gaz pour accompagnateur	(-3° à 30°)	n/c
TAN030003	□	Angle du dossier réglable électriquement	(-3° à 30°)	1'500
TAN030005	□	Cales tronc pour dossier standard et confort		162
APPUI-TETE				
TAN030004A	□	Appui-tête standard pour dossier avec toile rembourrée (Montage entre les poignées) (incomp. avec LS 33 cm)		390
TAN030004B	□	Appui-tête confort pour dossier Jay Comfort (Montage sur dossier Jay Comfort) (incomp. avec LS 33 cm)		390
ACCOUDOIR / PROTEGE-VETEMENTS				
TAN040002	●	Accoudoir réglable en hauteur; capitonnage 34 cm x 7.5 cm	(incl. protège-vêtements)	Std
TAN040001	○	Coussinet pour protège-vêtements (TAN040002)	(réduire la largeur du siège de 5 cm)	n/c
TAN040004	○	Accoudoir petit pour Tango JUNIOR	(Largeur du siège 25 cm à 32 cm)	n/c
TAN040003	○	Accoudoir petit	(Largeur du siège 33 cm à 40 cm)	n/c
REPOSE-PIEDS				
TAN050004	●	70° avec palettes en plastique, réglable en angle	(Lj 34 cm à 48 cm)	Std
TAN050005	○	70° avec palettes en aluminium, réglable en angle	(Lj 34 cm à 48 cm)	n/c
TAN050006	○	70° avec palettes en aluminium, réglable en angle	(Tango JUNIOR lj 15 cm à 30 cm)	n/c
TAN050001	□	Relevables séparément en hauteur (ALR)		298

(1) incompatible avec éclairage et clignotants

Tango

CHF excl.				
COMMANDES VR2 (rabattable sur le côté et coulissant vers l'arrière)				
TAN011006	☐	Commande moteur VR2 60 A	(6 km/h)	Std
TAN011011	☒	Commande moteur VR2 90 A	(10 km/h)	n/c
TAN011000	☐	Joystick avec LED	(sans éclairage et clignotants)	n/c
TAN011001	☐	Joystick avec LED	(éclairage, clignotants et vérins)	n/c
TAN090015	☒	Joystick réglable en hauteur		Std
		Montage joystick	TAN011003 ☐ Droite TAN011004 ☐ Gauche	n/c
TAN011002	☐	Joystick pour accompagnateur	(montage de joystick pour accompagnateur à droite)	1'230
ECLAIRAGE ET CLIGNOTANTS				
TAN090000	☐	Eclairage et clignotants		580
RADGRÖSSEN				
TAN070000	☐	Roues avant 8" Flexel; Roues arrière 12" Pneumatique (pneus à profil V-type)		n/c
TAN070001	☐	Roues avant 8" Flexel; Roues arrière 12" Flexel (pneus à profil V-type)		n/c
TAN070002	☐	Roues avant 9" Flexel; Roues arrière 14" Pneumatique (pneus à profil V-type)		n/c
TAN070003	☐	Roues avant 9" Flexel; Roues arrière 14" Flexel (pneus à profil V-type)		n/c
TAN070004	☐	Garde-boue pour roue arrière		n/c
MOTRICE				
TAN010011	☐	Motrice 6 km/h	TAN010010 ☒ Motrice 10 km/h	n/c
COULEUR DU CADRE/COULEUR DE LA JANTE ROUE ARRIERE				
TAN090004	☐	Brillant Silver	TAN090005 ☐ Brillant Blue TAN090006 ☐ Brillant Red	n/c
Couleur de la jante		☐ Brillant Silver	☐ Brillant Blue ☐ Brillant Red	70
BATTERIES				
TAN016001	☒	Batteries au gel 50 Ah		Std
CHARGEUR				
TAN016005	☒	220 V/ 8 A Automatic		Std
ACCESSOIRES				
	☒	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées		Std
TAN090009	☐	Table de thérapie, rabattable		480
TAN090010	☐	Ceinture de positionnement pour le bassin		n/c
TAN090013	☐	Rétroviseur		76
NOTIZEN				

Largeur du siège:
Largeur intérieure entre les protège-vêtements.

Profondeur du siège:
Du tube de dossier à l'avant de la planche pour siège.
Du centre de dossier confort à l'avant de la planche pour siège/coussin confort.

Hauteur de dossier:
De la planche pour siège au bord supérieur de la toile de dossier.



QUICKIE Tango	Prix de base	CHF	7'070
Total des options avec supplément		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	90
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	