

ZIPPIE



Edition: 01/22

Adresse de facturation:	Adresse de livraison:
Société:	Société:
Rue:	Rue:
NPA/Lieu:	NPA/Lieu:
Fon:	Fon:
Date: Commission:	No de commande de Sunrise Medical:
☐ Commande	
☐ Devis	E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch
built4 me	Charge tolérée jusqu'à: 140 kg Poids de l'utilisateurt: kg
Garantie	3
Selon nos conditions générales	

AUISTEMENT D'ASSISI

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

					-•	` -	_
La	rg	eι	ır	du	SI	eр	е

= Standard

SW30	0	30 cm
SW32	0	32 cm
SW34	0	34 cm
SW36	0	36 cm
SW38	0	38 cm
SW40	0	40 cm

Profondeur du siège

SD30	0	30 cm
SD32	0	32 cm
SD34	0	34 cm
SD36	0	36 cm
SD38	0	38 cm
SD40	0	40 cm

System d'assise réglable. Cadre d'assise réglable par paliers en largeur et profondeur entre 30 cm et 40 cm.

Position tarifaire de l'assurance sociale: 60.132.001

Prix de base CHF 10'610

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

HAUTEUR D'ASSISE

•	40 cm	Inclinaison manuel
•	44 cm	Inclinaison électrique 0° à 30°
	45.5 cm	Inclinaison et lift électrique

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

n/c = Option sans supplément



CHF excl.

			Cili Caci.
		ASSISE	
ZIP020109	•	Planche pour siège	Std
ZIP020120	0	Coussin standard 5 cm (pour largeur du siège 30 à 40 cm)	n/c
ZIP020110	0	Sans Coussin	n/c
	0	Coussin et dossier confort (disponible uniquement en combinaison)(hauteur de dossier 38 cm)	n/c
ZIP020013	0	30 et 32 cm	
		Options support dossier	·
ZIP030004		Support latéral thoracique, droites, 10 cm x 10 cm, pair (uniquement pour dossier confort)	436
ZIP030006		Support latéral thoracique, coudées, 10 cm x 10 cm, pair (uniquement pour dossier confort)	436
ZIP030005	0	Uniquement adaptateur dossier Jay J3	n/c
	8		











ZIP119000 O Allemand

ZIP119002

O Français

ZIP119005

O Italien

CHF exkl.

n/c


			CHF exkl.
		ASSISE REGLABLE	
SAL130008	•	Module d'inclinaison d'assise mécaniquement (pré-réglage d'usine 0°) (0°, 3°, 6° et 9° réglable)	Std
SAL130004		Inclinaison électrique 0° à 30°	1'980
SAL130005		Inclinaison électrique -5° à 25° (+ 3 cm hauteur d'assise)(incomp. avec lift)(uniq. 90° rp)	1'980
SAL130006		Combiné inclinaison/lift électrique (inclinaison 0° - 30°; élévation 30 cm)	3'950
		DOSSIER REGLABLE	
ZIP030301	•	Dossier avec toile adaptable; hauteur de dossier 41 cm (réglable +/- 2,5 cm; avec coussin standard)	Std
ZIP030000	0	Sans toile de dossier	n/c
ZIP030018	•	Angle du dossier réglable mécaniquement (-4° à 16°)	Std
ZIP030020		Angle du dossier réglable électriquement (0° à 30°)	1'650
		APPUI-TETE	
ZIP030416		Appui-tête anatomique (montage sur la barre de dossier)	390
		ACCOUDOIR / PROTEGE-VETEMENTS	
ZIP040122	•	Relevable; réglable en hauteur et angle; capitonnage 260 mm x 60 mm	Std
ZIP040142	•	Protège-vêtements	Std
211 040142	Ť	REPOSE-PIEDS	Sta
ZIP050038	0	Central, avec palette monobloc escamotable et appui-mollets (lj 14 - 36 cm)	n/c
ZIP050035	_	90°, amovibles, rabattables (IJ 16 - 26 cm)	n/c Std
ZIP050035 ZIP050016		Relevables séparément en hauteur (lj 16 - 26 cm)	880
217030010		Tubes de repose - pieds	880
ZIP050036	_	Pour repose-pieds 90°, amovibles, rabattables (Ij 30 - 35 cm)	Std
ZIP050037	0	Pour repose-pieds 30 , amovibles, rabattables (1/30 - 35 cm)	n/c
217030037		Palettes de repose-pieds	11/0
	•	Bi-partis, aluminium, réglable en angle (avec talonnière)	Std
		COMMANDES R-NET (rabattable sur le côté et coulissant vers l'arrière)	313
ZIP110003	•	Commande moteur R-Net 90 A	Std
ZIP110015	0	Joystick avec LED (sans éclairage et clignotants)	n/c
ZIP110016	•	Joystick avec LED (éclairage, clignotants et vérins)	Std
ZIP110017	0	Joystick avec LCD en couleur (éclairage, clignotants, vérins, 2 prises jack 3.5mm)	nc
211 110017		Montage joystick ZIP110052 O Droite ZIP110053 O Gauche	n/c
ZIP110021		Joystick pour accompagnateur (montage de joystick pour accompagnateur à droite)	1′230
ZIP110032	•	R-NET ISM-6L (assise et éclairage) (pour éclairage, clignotants et/ou vérins)	Std
		ECLAIRAGE ET CLIGNOTANTS	
SAL110201		LED éclairage et clignotants	690
5/12110201		ROUES	030
SAL070035		Roues avant et roulette de sécurité 7" flexel; Roues motrice 13" pneumatiques (cranté)	Std
SAL070035	0	Roues avant et roulette de sécurité 7 "flexel; Roues motrice 13" flexel (cranté)	n/c
3AL070030		MOTRICE	11/0
CAL 1 9000A	0		n/s
SAL180004		·	n/c
644440004		COULEURS (coloris pièces rapportées au châssis, châssis noir)	
SAL140001	0	White SAL140002 O Red SAL140003 O Blue	n/c
SAL140004	0	Matt Black	n/c
		BATTERIES/CHARGEUR	
SAL160001	•	Batteries au gel 60 Ah SAL160101 ● 220 V/8 A Automatic	Std
		SPRACHE IM LCD BEDIENPULT R-NET	
710110000	\circ	Allowand 7/0110003 O Francis 7/0110005 O Halian	/





				CIII CXIII
		ACCESSOIRES		
SAL090100	•	Récepteur de fixation pour transport de person handicapées		Std
SAL090040		Table de thérapie, rabattable		480
SAL090047	0	Ceinture de positionnement pour le bassin		n/c
SAL090067		Rétroviseur (1) (incompatible avec table de thérapie)		89
SAL090064		R-Net Programmateur manuel DTT (1x108664 et 1x015574) (aucun rabais est accordé aux prix nets)	prix nets	680
		NOTES		

(1) Le rétroviseur est situé de l'autre côté du joystick.



Largeur du siège:

ELR

Largeur intérieure entre les protège-vêtements.

Profondeur du siège:

Du tube de dossier à l'avant de la planche pour siège (toile de dossier). Du centre de dossier confort à l'avant de la planche pour siège/coussin confort.

Hauteur de dossier:

De la planche pour siège au bord supérieur de la toile de dossier.

ZIPPIE SALSA nº 2	CHF	10'610
Total des options avec supplément	CHF	
Emballage et frais d'expédition	CHF	90
TVA 7.7%	CHF	
Prix T.T.C.	CHF	







Demande d'offre construction spéciale

Adresse de facturation:	Adresse de livraison:			
Société:	Société:			
Rue:	Rue:			
NPA/Lieu:	NPA/Lieu:			
Fon:	Fon:			
Date:	No de commande de Sunrise Medical:			
Commission:				
□ Commande				
□ Devis	E-Mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch			
Veuillez également remplir le bon de commande du produit de référence (de la construction spéciale)				