



JAY®

Dossier J3 TC

Edition : 20.03.2020

Adresse de facturation ou n° client

N° client
Nom
Rue
NPA/Lieu
E-mail
Tél.



Adresse de livraison

N° client
Nom
Rue
NPA/Lieu
E-mail
Tél.

Date de commande

Commission

Commandé par



Commande



Devis

Prix hors TVA

Prix de vente recommandé



Notre n° de commande

E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Charge utile max. :

136 kg

Charge utile max. (Heavy Duty) :

225 kg

Poids de l'utilisateur :

Gamme de dossiers JAY J3 TC :

Le dossier est équipé de micro-ventilateurs pour le refroidir et de serpentins de chauffage pour produire de la chaleur jusqu'à 40° max..

Facile à régler et à ajuster à l'utilisateur. Un grand choix d'options de positionnement.

Cales de positionnement : une grande et une petite cale lombaire incluses.

La batterie et le chargeur sont inclus dans la livraison.

Utilisations cliniques :

Le dossier JAY J3 TC (Temperatur Control) est destiné aux usagers ayant des troubles de la température corporelle et de la stabilité du tronc.

Commande : utilisez svp les pages suivantes avec les numéros d'article détaillés !
Tous les dossiers se règlent en hauteur, profondeur, largeur et angle.

Non disponible

Mesures en cm

Largeur du dossier



Galbe peu profond
(SC)

31 36 41 46 51

Galbe moyen
(MC)

31 36 41 46 51

Galbe profond
(DC)

36 41 46 51

Galbe profond
central (MDC)

36 41 46 51

Hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 2000

		✓	✓*	✓*
		✓	✓*	✓*

CHF 2100

		✓	✓*	✓*
		✓	✓*	✓*

Hauteur du dossier

Thoracique supérieur (UT)	cour (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50

CHF 2000

		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

CHF 2100

		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Hauteur du dossier

Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61

CHF 2000

		✓	✓	✓

CHF 2100

		✓	✓	✓

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

CHF 2210

		✓	✓*	✓*

CHF 2210

		✓	✓	✓

CHF 2210


		✓	✓	✓

*Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
Fon +41 31 958 3838

Galbe peu profond (SC)

- soutien latéral modéré
- profondeur de galbe : 50 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)
Dimensions intérieures

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	cour (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 2000				
		☐ J3TCSCMTM41 (*)	☐ J3TCSCMTM46 (*)	☐ J3TCSCMTM51 (*)
		☐ J3TCSCMTT41 (*)	☐ J3TCSCMTT45 (*)	☐ J3TCSCMTT51 (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 2000				
		☐ J3TCSCUTS41	☐ J3TCSCUTS46	☐ J3TCSCUTS51
		☐ J3TCSCUTM41	☐ J3TCSCUTM46	☐ J3TCSCUTM51
		☐ J3TCSCUTT41	☐ J3TCSCUTT46	☐ J3TCSCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	


CHF 2000				
		☐ J3TCSCSHS41	☐ J3TCSCSHS46	☐ J3TCSCSHS51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Les dossiers LT & MT sont livrés avec fixation compacte; les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
Pas de supplément.

Galbe moyen (MC)

- soutien latéral moyen
- profondeur de galbe : 80 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)
Dimensions intérieures

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
245 mm	295 mm	345 mm	395 mm	445 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	cour (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 2100				
		☐ J3TCMCMTM4	☐ J3TCMCMTM46 (*)	☐ J3TCMCMTM51 (*)
		☐ J3TCMCMTT41	☐ J3TCMCMTT46 (*)	☐ J3TCMCMTT51 (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 2100				
		☐ J3TCMCUTS41	☐ J3TCMCUTS46	☐ J3TCMCUTS51
		☐ J3TCMCUTM41	☐ J3TCMCUTM46	☐ J3TCMCUTM51
		☐ J3TCMCUTT41	☐ J3TCMCUTT46	☐ J3TCMCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	


CHF 2100				
		☐ J3MCSHS41	☐ J3MCSHS46	☐ J3MCSHS51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
Pas de supplément.

Galbe profond central (MDC)

- soutien latéral à mi-hauteur
- profondeur de galbe : 150 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)
Dimensions intérieures

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
230 mm	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 2210				
		☐	☐	☐
		J3TCMDCMTT41	J3TCMDCMTT46 (*)	J3TCMDCMTT51 (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 2210				
		☐	☐	☐
		J3TCMDCUTM41	J3TCMDCUTM46	J3TCMDCUTM51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 2210				
		☐	☐	☐
		J3TCMDCSHS41	J3TCMDCSHS46	J3TCMDCSHS51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
Pas de supplément.

DOSSIER JAY J3 - ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

FIXATIONS J3 (PIÈCES DÉTACHÉES)								CHF	
J3EUCHRDW	☐	Fixation compacte (paire) – pince pour tube de dossier						Std	
J3EUHDCHRDW	☐	Fixation renforcée (paire) – pince pour tube de dossier						n/c	
J3EUSH	☐	Kit de fixation standard (paire) – kit complet avec dossier et pinces						n/c	
SAC À ACCESSOIRES		Largeur en cm	32	36	41	46	51	CHF	
ABJ3BCFww	Sac à accessoires		☐	☐	☐	☐	☐	61	
APPUI-TÊTES (seulement disponible où appui-tête est mentionné sur la première page)								CHF	
Choisir svp 1 mode de fixation et 1 coussin									
Mode de fixation pour appui-tête									
J3EUHDXH	☐	Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse (seulement pour dossier JAY J3)						297	
J3EUHDFH	☐	Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable (seulement pour dossier JAY J3)						593	
J3EUUHM	☐	Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)						93	
Coussin pour appui-tête									
P1000L	NOUVEAU !	☐	Whitmyer coussin plush, 235 mm						274
P300L	NOUVEAU !	☐	Whitmyer coussin galbé, 250 mm						293
PELOTES LATÉRALES (pas compatibles avec tous les dossier, voir page 1)								CHF	
<- gauche		Pelotes latérales, support incl.				droite ->			
support fixe	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm			
hauteur 10 cm	☐ J3LAT1010FXLH	☐ J3LAT1510FXLH	☐ J3LAT1010FXRH	☐ J3LAT1510FXRH	☐ J3LAT1010FXRH	☐ J3LAT1510FXRH	138		
hauteur 12 cm	☐ J3LAT1012FXLH	☐ J3LAT1512FXLH	☐ J3LAT1012FXRH	☐ J3LAT1512FXRH	☐ J3LAT1012FXRH	☐ J3LAT1512FXRH	138		
hauteur 15 cm	☐ J3LAT1015FXLH	☐ J3LAT1515FXLH	☐ J3LAT1015FXRH	☐ J3LAT1515FXRH	☐ J3LAT1015FXRH	☐ J3LAT1515FXRH	138		
escamotables & réglables en angle	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm	profondeur 10 cm	profondeur 15 cm			
hauteur 10 cm	☐ J3LAT1010SALH	☐ J3LAT1510SALH	☐ J3LAT1010SARH	☐ J3LAT1510SARH	☐ J3LAT1010SARH	☐ J3LAT1510SARH	225		
hauteur 12 cm	☐ J3LAT1012SALH	☐ J3LAT1512SALH	☐ J3LAT1012SARH	☐ J3LAT1512SARH	☐ J3LAT1012SARH	☐ J3LAT1512SARH	225		
hauteur 15 cm	☐ J3LAT1015SALH	☐ J3LAT1515SALH	☐ J3LAT1015SARH	☐ J3LAT1515SARH	☐ J3LAT1015SARH	☐ J3LAT1515SARH	225		
KIT DE POSITIONNEMENT			Largeur en cm	36	41	46	51	CHF	
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I			☐	☐	☐	☐	185	
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II			☐	☐	☐	☐	278	
J3SPNKEU	☐	Boîte de positionnement pour dossier Jay J3						464	
J3HWKEU	☐	Boîte d'accessoires Jay J3						1112	
CEINTURE (pas compatibles avec tous les dossier, voir les deux premières pages)				S	M	L	XL	CHF	
J3HRNPASw	Sangle rembourrée (harnais à 2 points)			☐	☐	☐	☐	148	
J3HRNCOHw	Harnais à ouverture centrale (harnais à 4 points)			☐	☐	☐	☐	222	
PIÈCES DÉTACHÉES (livrées à part)			SB	36	41	46	51	CHF	
J3SPNSLww	Support lombaire petit (1 pièce est toujours livrée avec le dossier)		☐	☐	☐	☐	☐	77	
J3SPNLLww	Support lombaire large (1 pièce est toujours livrée avec le dossier)		☐	☐	☐	☐	☐	77	
J3SPNWEww	Cale		☐	☐	☐	☐	☐	77	
					Prix à l'unité		Quantité	Total	
J3SPNCRS	☐	Cale de distance courbée			77				
J3SPNFLS	☐	Cale de distance plate			77				
J3SPNPLP	☐	Postérieur/latéral Pelvien			77				
J3SPNLLS	☐	Cale de distance latéral (pelote)			77				
J3SPNSBB	☐	Petit sacco			77				
J3SPNLBB	☐	Large sacco			77				
Dossier JAY J3 - prix de base								CHF	
Total des suppléments									
Emballage et participation aux frais d'expédition								13	
Prix hors TVA									
TVA 7.7%									
Prix T.T.C.									

Informations sur le dossier JAY J3


Positionnement : Mini Fit Kit I			Quantité
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)		dans le kit
J3SPNWEww	Cale		3
J3SPNLS	Cale de distance latéral		2
J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien		2



Positionnement : Mini Fit Kit II			Quantité
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)		dans le kit
J3SPNWEww	Cale		5
J3SPNLS	Cale de distance latéral		2
J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien		2
J3SPNLLww	Support lombaire large		1
J3SPNFL	Cale de distance plate		1
J3SPNCR	Cale de distance courbée		1



Boîte de positionnement pour dossier Jay 3			Quantité
J3SPNKEU	Boîte de positionnement pour dossier Jay3 contenant :		dans le kit
	J3SPNLL36	Support lombaire large	2
	J3SPNSL36	Support lombaire petit	2
	J3SPNWE36	Cale	16
	J3SPNCR	Cale de distance courbée	2
	J3SPNFL	Cale de distance plate	2
	J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2
	J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
	J3SPNBS	Petit coussin	2
	J3SPNBL	Grand coussin	2



Boîte d'accessoires Jay J3			Quantité
J3HWKEU	Boîte d'accessoires Jay3 contenant :		dans le kit
J3EUHDXH	Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse		1
J3EUHDFH	Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable		1
P1000L	Whitmyer coussin plush, 235 mm		1
P300L	Whitmyer coussin galbé, 250 mm		1
J3EULATFB	Support pour pelotes latérales fixes pour J3 (gauche / droite)		2
J3EULATFP	Kit de fixation pour pelotes latérales fixes pour J3		2
J3EULATSABL	Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 gauche		1
J3EULATSABR	Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 droite		1
J3EULATSAP	Kit de fixation pour pelotes latérales escamotables du J3		2
Toutes les pelotes latérales à tester			
	10 x 10 pelote latérale		2
	15 x 12 pelote latérale		2
	15 x 15 pelote latérale		2
J3HRNCOM	Harnais à ouverture centrale M (harnais à 4 points)		1
J3HRNPSM	Sangle rembourrée, taille M (harnais à 2 points)		1
J3HRNPSX	Sangle rembourrée, taille XL (harnais à 2 points)		1
J3EUUHM	Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)		1

