

**JAY**

# J3 Carbon Back

**(Dossier)**

Edition : 06.03.2023

**Adresse de facturation ou n° client**N° client  
Nom  
Rue  
NPA/Lieu  
E-mail  
Fon**Adresse de livraison**N° client  
Nom  
Rue  
NPA/Lieu  
E-mail  
Fon

Date de commande

Commission

Commandé par

Notre no° de commande

 Commande  Devis**E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch****Prix de base : dossier, système de montage inclus CHF 1255**

Prix hors TVA

Prix de vente recommandé

**Charge utile max. : 125 kg****Poids de l'utilisateur :**  kg**MESURES DE BASE****Procédure de commande :**

1. Choisissez la largeur de dossier et la hauteur adéquate.
2. Choisissez le système de fixation et ajoutez le code de commande correspondant, QR (= dossier amovible) ou FX (= dossier fixe), au numéro de commande à la dernière page.
3. Choisissez les accessoires et pièces de rechange.

**1.****Choisissez la largeur de dossier et la hauteur adéquate.****Galbe peu profond (SC)**

Profondeur de galbe 5 cm

Largeur du dossier	32	36	41	46
Pour largeur du fauteuil	32 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 44 cm	46 - 50 cm

 = Non disponible

\* Voir à la dernière page pour plus de détails

Thoracique inférieur (LT)	Hauteur du dossier				
	court (S) 17 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) 24 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3BCFSC LT S 32	J3BCFSC LT S 36	J3BCFSC LT S 41	J3BCFSC LT T 46
		J3BCFSC LT T 32	J3BCFSC LT T 36	J3BCFSC LT T 41	J3BCFSC LT T 46

Thoracique moyen (MT)	Hauteur du dossier				
	court (S) 30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3BCFSC MT S 32	J3BCFSC MT S 36	J3BCFSC MT S 41	J3BCFSC MT S 46
		J3BCFSC MT T 32	J3BCFSC MT T 36	J3BCFSC MT T 41	J3BCFSC MT T 46

Sunrise Medical SA  
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen  
Fon +41 31 958 3838

2.

## Choisissez le système de fixation : QR ou FX

- Dossier amovible  
(code de commande QR)



- Dossier fixe  
(code de commande FX)



Recommandé pour les fauteuils roulants rigides car  
20% plus léger que la version amovible.

**Le numéro d'article est donné par les étapes 1 et 2.**

Exemple : largeur de dossier 32 cm, hauteur court S 17 cm, dossier amovible

**J3BCFSC LT (S) 32 (QR)**

**Votre commande :**

**J3BCFSC** \_\_\_\_\_

3.

## Choisissez les accessoires et pièces de rechange

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Prix en CHF

#### Poche arrière avec fermeture-éclair pour le dossier J3 Carbon Back

<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF32	largeurs 32 - 34
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF36	largeurs 34 - 40
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF41	largeurs 40 - 44
<input type="checkbox"/>	ABJ3BCF46	largeurs 46 - 50



70

70

70

70

<input type="checkbox"/>	J3BVFww	Cache de l'espace entre coussin et dossier
--------------------------	---------	--

70


#### Systemes de fixations

<input type="checkbox"/>	J3BCFBRKTFX	pour dossier fixe FX)	n/c
<input type="checkbox"/>	J3BCFMNTSYSQR	pour dossier amovible (QR)	n/c
<input type="checkbox"/>	J3BCFSPCRBLCK	* Kit d'écarteurs (n'est nécessaire qu'en cas de commande de pièces détachées pour largeurs d'assise 34, 40, 44 cm)	Std
<input type="checkbox"/>	120984E	Adapteur pour tube de dossier	Std



Adapteur pour tube de dossier

19 mm (pouce, 3/4),  
22 mm (pouce, 7/8)



Kit d'écarteurs

\* En cas de nouvelle commande,  
le kit d'écarteurs est  
livré automatiquement !



Systeme de fixation  
pour le dossier amovible



Systeme de fixation  
pour le dossier fix

Sunrise Medical SA  
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen  
Fon +41 31 958 3838

## J3 Carbon Back

Système de dossier léger qui soutient et stabilise l'utilisateur.

Disponible en version amovible ou fixe.

Hauteur, profondeur, largeur et angles réglables pour un ajustement individuel.

2 ans de garantie

### Système de fixation pour dossier

Amovible (QR)



Recommandé pour fauteuils pliables

Fixe (FX)




Recommandé pour fauteuils rigides  
(pour des raisons de poids)

### Processus de mesure

Largeurs de dossier disponibles 32 cm 36 cm 41 cm 46 cm

LD = Largeur du dossier

Thoracique inférieur (LT)




Hauteur du dossier

RH 17 cm (S)


RH 24 cm (T)

Thoracique moyen (MT)



RH 30 cm (S)

RH 38 cm (T)



Processus de mesure : Largeur du dos  
du patient (mesure intérieure)

### \* Informations supplémentaires concernant le choix de la largeur

Rückenbreite	32	36	41	46
Für Rollstuhlbreiten	32 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 44 cm	46 - 50 cm

Sur un fauteuil de 34 cm de large, on peut monter aussi bien un dossier de 32 qu'un dossier de 36 cm.  
Mais : le dossier de 32 cm est monté entre les tubes de dossier et celui de 36 cm est monté devant  
les tubes de dossier. (Le cas échéant, cela peut réduire un peu la profondeur). La même chose est valable  
pour les fauteuils de 40 cm.

Sunrise Medical SA  
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen  
Fon +41 31 958 3838