



Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____



Adresse de livraison:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Commande Devis

Prrière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Selon nos conditions générales.

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Charge tolérée jusqu'à **125 kg**
 Poids de l'utilisateur kg

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm
 Nous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Prix de base CHF 7750

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

Largeur du siège en mm

340	360	380	400	420
○	○	○	○	○
W34	W36	W38	W40	W42




Châssis


<input checked="" type="checkbox"/> 010010	Châssis standard	Std
<input type="checkbox"/> 010900	Châssis Built-4-Me	sur demande
<input type="checkbox"/> FMG-MF01-3160-01	Châssis Shark RS Attack (châssis court, roue avant 20" (406) - ajustement nécessaire)	(test de faisabilité) sur demande

Dossier


<input checked="" type="checkbox"/> 030001	Dossier standard, réglable en hauteur et profondeur	Std	Support du cou standard
<input type="checkbox"/> 030005	Dossier performance, toile de dossier incl.	424	
Position du dossier			
<input type="checkbox"/> 030003	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 030004	<input type="checkbox"/> 300 mm
<input type="checkbox"/> 030007	<input type="checkbox"/> Haute (350 - 440 mm)	<input type="checkbox"/> 030008	<input type="checkbox"/> Basse (250 - 360 mm)
<input type="checkbox"/> 030002	Support du cou standard, réglable en hauteur et profondeur	127	
<input type="checkbox"/> 030006	Support du cou, version confort, réglable en hauteur et profondeur	187	



Dossier standard



Dossier performance



SRK030003 ou SRK030004

SRK030007 ou SRK030008



Fourche

<input type="checkbox"/> 070001	Fourche avec boîtier de manivelle réglable (dimensions choisies sont modifiables +/- 20 mm sans échange de composants; voir notice d'utilisation)	n/c
<input type="checkbox"/> 070901	Fourche avec boîtier de manivelle fixe (soudé)	n/c
<input type="checkbox"/> 070900	Built-4-Me (construit pour moi)	sur demande


Hauteur en mm

		410	430	450	470	490
D25	25	NoGo	○	○	○	○
D35	35	NoGo	○	○	○	○
D45	45	NoGo	○	○	○	○
D55	55	NoGo	○	○	○	○
D65	65	○	○	○	○	○
D75	75	○	○	○	○	○
D85	85	○	○	○	○	○
D95	95	○	○	○	○	○
D105	105	○	○	○	○	○
D115	115	○	○	○	○	○
D125	125	○	○	○	○	○
		H41	H43	H45	H47	H49

■ Domaine de réglage de la fourche avec boîtier de manivelle réglable



Boîtier de manivelle réglable




Boîtier de manivelle soudé

Manivelle

- 080001 Manivelle V standard Std
- 080900 Built-4-Me (construit pour moi) sur demande

		Longueur en mm					
		155	160	165	170	175	
Largeur en mm	080032	320	○	○	○	○	○
	080034	340	○	○	○	○	○
	080036	360	○	○	○	○	○
	080038	380	○	○	○	○	○
	080040	400	○	○	○	○	○
		080155	080160	080165	080170	080175	



- 080200 Poignée Std
- 080240 Diamètre 47 x 32 mm 080230 Diamètre 37 x 21 mm
- 080005 Combinaison plateaux (22 / 32 / 48 dents) n/c
- 080006 Combinaison plateaux (34 / 42 / 52 dents) n/c

Toile de siège

- 020001 Toile de siège en nylon Std
- 020002 Coussin en mousse avec revêtement noir (fermeté medium, 30 mm) 139

Repose-pieds

- Repose-pieds réglable en longueur Std
- 050002 pour jambes longues (700 - 1000 mm) 050003 pour jambes courtes (450 - 700 mm)
- 050004 Repose-pieds performance (uniquement version pour jambes longues) 114
- 050200 Genouillères (paire) 114
- 050900 Built-4-Me (construit pour moi) sur demande

Leviers de vitesse

- 070071 Leviers de vitesse "Trigger" - 3x11. Cassette à 11 roue montée à la poignée gauche, dérailleur plateaux monté à la fourche Std
- BM2302 Leviers de vitesse "Trigger" - 3x11. Cassette à 11 roue montée à la poignée gauche, dérailleur plateaux monté à la fourche * n/c
- * (les deux dérailleurs montés à la poignée: uniquement en comb. avec fourche avec boîtier de manivelle réglable)
- 070072 Levier de frein/levier de changement de vitesse combiné 3 x 11 (montage à la fourche, à droite) 271

Roue avant (pneu incl.)

- 070201 Roue avant 559 Performance (pneu fil métallique) Std
- 070204 Sans roue avant -188

Roues arrières

- 070301 Roues arrières 559 Performance (pneu fil métallique) Std
- 070304 Sans roues arrières -188
- 070401 Axe à déverrouillage rapide (uniquement avec axes SRK070801 & SRK070802) n/c
- 070402 Axe vissé Std

Carrossage des roues

- 070701 Carrossage des roues 0° Std
- 070920 Built-4-Me (construit pour moi) sur demande

Axes roues arrières

- 070801 Aluminium anodisé Std
- 070802 Aluminium brossé (en coloris du châssis) 114
- 070803 Carbone (uniquement en comb. avec axe vissée) 217

Protection de collision

- 070501 Protection de collision arrière 559/571 Std
- 070910 Built-4-Me (construit pour moi) sur demande

Freins

- 060001 Levier de frein performance (incompatible avec comb. frein/vitesse SRK070105) Std
- 060002 montage de la poignée à gauche 060003 montage de la poignée à droite
- 060004 Frein à rétropédalage (incompatible avec comb. frein/vitesse SRK070105) 968
- 060005 Frein de stationnement (levier de frein peut être arrêté. Incompatible avec levier/frein monté sur la droite et la gauche) n/c



SRK060004

Accessoires

- 090001 Protection garde-boue avant, avec montage rapide 37
- 090004 Ceinture de taille 191
- Ordinateur de vélo Std
- 090005 Drapeau-balise Std
- 090006 Rétroviseur 71
- 090007 Porte-bouteilles (vissé au châssis) 114
- 090008 Fixation universelle pour phare, rétroviseur, compteur de vitesse ou p. ex. GPS 71
- 090009 Phare avant / Feu arrière, Set incl. Fixation universelle 101

Couleurs

<input type="checkbox"/> 02 Argent brillant / Brillant Silver	<input type="checkbox"/> 31 Noir mat / Matt Black
<input type="checkbox"/> 03 Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/> 32 Blanc de sécurité / Signal White
<input type="checkbox"/> 06 Jaune soleil / Sun Yellow	<input type="checkbox"/> 33 Pink
<input type="checkbox"/> 14 Bleu / Blue	<input type="checkbox"/> 34 Dark Chocolate Metallic
<input type="checkbox"/> 15 Marine brillant / Brillant Marine	<input type="checkbox"/> 35 Bleu ciel / Skyblue
<input type="checkbox"/> 16 Marine mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/> 36 Cyan métallisé / Cyan Metallic
<input type="checkbox"/> 21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> 37 Mars rouge / Mars red
<input type="checkbox"/> 22 Rouge brillant / Brillant Red	<input type="checkbox"/> 40 Kiwi
<input type="checkbox"/> 23 Rouge mat / Matt Red	<input type="checkbox"/> 41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter
<input type="checkbox"/> 24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/> 42 Anthracite mat / Matt Anthrazit
<input type="checkbox"/> 27 Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> 46 Vert mamba / Mamba Green
<input type="checkbox"/> 29 Noir / Black (RAL 9005)	

Toile

- Noir SRK020401


Set coloris pour repose-pieds anodisé, axe roues arrières et protection de collision

- Noir SRK070002
- Orange SRK070003 140

Couleur du Logo

- Blanc SRK010450
- Orange/Noir SRK010451

Built-4-Me (construit pour moi)



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des handbikes construit sur mesures.



RGK Shark RS	Prix de base	CHF	7750
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	90
TVA 7.7%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	