



ZIPPIE SALSA M²

ZIPPIE Salsa M² – le fauteuil roulant électrique pour enfants. Compact à l'intérieur & très performant en plein air.

Doté d'un rayon de braquage court (670 mm) et d'une «empreinte» faible, le ZIPPIE Salsa M² est le fauteuil roulant électrique idéal pour l'intérieur. Sa largeur étroite (seulement 610 mm) et sa hauteur d'assise basse permettent d'accéder facilement aux tables etc.

Le ZIPPIE Salsa M² convient parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa suspension unique réduit les secousses dans le haut du corps et améliore la stabilité d'assise pour une conduite plus fiable et plus agréable — même sur les terrains accidentés. Le ZIPPIE Salsa M² franchit les obstacles jusqu'à 75 mm et dispose d'une autonomie maximale de 32 km (ISO 7176-4).

AGILE. COMPACTE. POLYVALENT.

// BATTERIES 60 AH

Pour une autonomie maximale jusqu'à 32 km (selon ISO 7176-4).

// MOTEURS À 2 PÔLES

Des moteurs performants d'une vitesse de 6 ou 10 km/h.

// SYSTÈME ANTIPITCH & SUSPENSION

Garantit une conduite stable et sécure — même sur terrain accidenté.



// VOTRE COULEUR PRÉFÉRÉE...

Rouge, blanc, bleu & noir mat

DONNÉES TECHNIQUES

Zippie Salsa M² // FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE (PÉDIATRIE) Largeur minim. pour 1/2 tour Poids max. de l'utilisateur 75 kg 670 mm 300 - 400 mm (par palier de 20 mm) Largeur du siège Stabilité dynamique max. Profondeur du siège 300 - 400 mm (par palier de 20 mm) Capacité de franchissement 75 mm $400 - 455 \, \text{mm}$ 13" roues arrière; 7" roues avant Hauteur du siège Dimensions roues Inclinaison de l'assise $0^{\circ} - 30^{\circ}$; -5° à 25° (en option) **Batteries** 60 Ah Hauteur du dossier 410 mm (± 25 mm) Commande R-Net $-4^{\circ} - 16^{\circ}$ (manuel); $0^{\circ} - 30^{\circ}$ (électrique) rouge, bleu, blanc, noir mat Angle du dossier Couleurs max. 32 km (avec batt. 60 Ah & moteur 6 km/h; varie selon Largeur hors-tout 610 mm Autonomie max. (ISO 7176-4) profil de la route, poids de l'utilisateur & options électriques) Longueur hors-tout à partir de 120 kg (incluant batteries) 1120 mm Poids total **Hauteur hors-tout** 925 mm Crash testé oui selon ISO 7176-19 6 km/h & 10 km/h Position tarifaire 502 000 Vitesse

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical.

Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.













Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17 3110 Münsingen

Fon: 031 958 3838 info@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch